

Nacht- und Bettische



Vitano

Flexibel mit drehbarem Korpus

- zu beiden Seiten drehbarer Korpus
- mit elektrischen Zusatzoptionen
- hohe Belastbarkeit der Bettischplatte
- geschlossene Rückseite verhindert unbefugten Zugriff von hinten



Quado

Der schmale Nachttisch

- Höhenverstellung von 85 bis 115 cm
- Bettisch lässt sich gedämpft abklappen
- beidseitig ausziehbare Schublade
- maschinell waschbar
- auch als Medikamentenwagen oder Stationswagen einsetzbar



Somero

Mit oder ohne Bettisch

- pflegeleichte Fronten
- leicht umsteckbarer Bettisch
- geschlossene Rückseite verhindert unbefugten Zugriff von hinten



Pleto

Der mobile Bettisch

- Höhenverstellung von 69 - 104 cm
- Tischplatte in 2 wählbaren Varianten:
 - einteilig waagrecht
 - zweigeteilt und schwenkbar
- hohe Standfestigkeit

Matratzen



▲ Z1: Maße (B x L x H): 87/90 x 200 x 15 cm



▲ Z2: Maße (B x L x H): 87/90 x 200 x 12 cm



▲ Maße (B x L x H): 87/90 x 200 x 15 cm



▲ P1: Maße (B x L x H): 87/90 x 200 x 16 cm

P2: Maße (B x L x H): 87/90 x 200 x 14 cm ▲



▲ C1: Maße (B x L x H): 87/90 x 200 x 12 cm



▲ S1: Maße (B x L x H): 87/90 x 200 x 16 cm



Z1 – Sky-therm®

mit Wellenschnitt

- Wellenschnitt schützt die Problemzonen des Körpers
- sehr gute Punktelastizität durch Rasterung der Sky-therm®-Schicht

Z2 – Soft-therm

mit feiner Rasterbohrung

- hohe Elastizität der Soft-therm-Schicht
- feine Bohrungen erhöhen Flexibilität und verbessern das Mikroklima

TEMPUR-MED®

PRESSURE REDISTRIBUTING MATTRESSES AND PILLOWS

Die Premium-Matratze

- hervorragende Dekubitusprophylaxe durch Studien validiert
- reagiert auf Körpergewicht und -temperatur

P1, P2 – Prophylaxe-Matratzen

Schutz vor Dekubitus

- starke Viscoschaumschicht sorgt für entlastende Druckverteilung
- Randzonenverstärkung für mehr Schutz und Mobilität

C1 – Comfort-Matratze

Beste Liegeeigenschaften

- „Sandwichpolster“ aus Visco- und Kaltschaum mit gutem Mikroklima

S1 – Schwerlast-Matratze

Für hohe Anforderungen

- 3-Schichten-Matratze für schwergewichtige Nutzer

Wechseldrucksysteme

für die klinische Anwendung

- Systeme für verschiedene Anforderungen
- langlebige PU-Membranen
- akustische Signalfunktionen
- Steuergeräte mit robusten Gehäusen und Haltebügeln



Technische Änderungen vorbehalten. Leichte Farbabweichungen der Originale sind drucktechnisch bedingt. Stand 03/2023, Version 11, Artikel-Nr: 601461.

STIEGELMEYERGROUP



Unsere Produkte für das Krankenhaus

Betten, Nachttische und Zubehör

STIEGELMEYERGROUP
Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters
Deutschland / Germany
Stieglmeier GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeier.com
www.stieglmeier.com

stieglmeier-group.com



Hauptsitz / Headquarters
Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

ENTSCHEIDEND BESSER



Hochwertige Medizinprodukte von Stieglmeyer

Betten und Möbel für den Einsatz in Kliniken müssen eine große Spannweite von Anforderungen abdecken. Sicherheit in der täglichen Anwendung steht im Mittelpunkt. Hervorragende Hygieneeigenschaften sind wichtig, um den Kampf gegen multiresistente Krankheitserreger zu gewinnen. Die Genesung der Patienten soll durch hohen Komfort unterstützt werden. Das Pflegepersonal ist auf eine einfache, ergonomisch günstige Bedienbarkeit der Betten angewiesen.

Stieglmeyer arbeitet seit Jahrzehnten erfolgreich daran, diese Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. In vielen Kernbereichen der Bettenentwicklung war und ist das Familienunternehmen aus Herford Vorreiter. So blickt die Konstruktionsabteilung etwa bei der maschinellen Waschbarkeit von Klinikbetten auf mehr als 4 Jahrzehnte Erfahrung zurück.

Der Stieglmeyer-Katalog umfasst sowohl Betten für spezielle Anforderungen der Mobilisierung oder Intensivpflege als auch Modelle, die ein ganzes Baukastensystem individueller Konfigurationen bieten. Auf diese Weise kann jedes Haus seine Bedürfnisse bis ins Detail individuell erfüllen. Auf Wunsch sorgt der Stieglmeyer-Service dafür, dass die lange Lebensdauer der Produkte durch Mitarbeiterschulungen und beste Wartung optimal ausgenutzt werden kann.

Klinikbetten von Stieglmeyer bringen ein neues Wohlgefühl in den Stationsalltag.

Klinikbetten



Puro Variante standard
Das Klinikbett für höchste Ansprüche

- Höhenverstellbereich ca. 32 – 91 cm
- sichere Arbeitslast 275 kg
- Seitensicherung MultiFlex*
- optionale digitale Assistenzsysteme
- optional waschbar IPXW



Puro Variante brevo
Das niedrige Klinikbett

- Höhenverstellbereich ca. 28 – 86 cm
- sichere Arbeitslast 275 kg
- Seitensicherung MultiFlex*
- Niedrigbett für Schutz ohne freiheitsentziehende Maßnahmen
- optional waschbar IPXW



Puro Variante econ
Das budgetorientierte Klinikbett

- Höhenverstellbereich ca. 32 – 91 cm
- sichere Arbeitslast 250 kg
- flächiges Design mit dem Schutzgrad IPX4 für eine gründliche manuelle Aufbereitung
- langlebiger, sicherer Bleigel-Akku



Evario
Das individuelle Bett

- Höhenverstellbereich ca. 35 – 91 cm
- sichere Arbeitslast 260 kg
- Seitensicherung mit integrierter Bettensteuerung
- optionale integrierte Bettenwaage mit einer Genauigkeit von 200 g



Evario
Mit ¾-Seitensicherung

- Höhenverstellbereich ca. 35 – 91 cm
- sichere Arbeitslast 260 kg
- innovativer LCD-Handschalter mit nur 3 Tasten
- auch für schwergewichtige Patienten mit 97-Liegefläche wählbar

Klinikbetten und Stretcher



Seta pro
Das klassische Klinikbett

- Höhenverstellbereich ca. 32 – 91 cm
- sichere Arbeitslast 260 kg
- durchgehende Seitensicherung in Häupter integriert
- 80er-Liegefläche wählbar



Sicuro tera
Das Bett für die Intensivpflege

- Höhenverstellbereich ca. 45 – 84 cm
- sichere Arbeitslast 260 kg
- beidseitige laterale Schwenkung bis zu 25°
- optionale integrierte Bettenwaage mit einer Genauigkeit von 200 g



Vivendo pro
Robust und vielseitig

- Höhenverstellbereich ca. 43 – 83 cm
- sichere Arbeitslast 225 kg
- 80er-Liegefläche wählbar
- mechanische und motorische Variante
- optionale 5. Rolle



Vivendo pro
Betten für die Psychiatrie

- mechanisches Bett
- Liegefläche 90 x 200 cm
- speziell gesicherte Elemente
- Variante ohne Höhenverstellung wählbar
- weitere Modelle und Infos in der Psychiatriebetten-Broschüre



Mobilo
Die flexible Transportliege

- sichere Arbeitslast 200 kg
- 2-geteilte Liegefläche (optional auch 4-geteilt)
- beidseitige Seitensicherung wählbar
- hoher Liegekomfort

Kinderbetten, Transport, Zubehör



Jovie
Das moderne Säuglingsbett

- Liegeflächenhöhe ca. 50 – 75 cm
- geeignet für Säuglinge mit einer Körpergröße bis zu 60 cm und einem Gewicht bis zu 12 kg
- Sichere Arbeitslast 20 kg
- Fußtieflage bis zu 13°
- normkonform nach EN 50637



Seta pro junior
Das Klinikbett für junge Menschen

- Höhenverstellbereich ca. 35 – 91 cm
- Liegeflächenmaß 78 x 180 cm
- geeignet für Kinder mit einer Körpergröße bis zu 155 cm
- durchgehende Seitensicherung in Häupter integriert
- normkonform nach EN 50637



Cuddle
Das freundliche Kinderbett

- Höhenverstellbereich ca. 77 – 111 cm
- Sichere Arbeitslast 100 kg
- Liegeflächenmaß 72,5 x 132,6 cm
- geeignet für Kinder mit einer Körpergröße bis zu 125 cm
- normkonform nach EN 50637



Ravello
Der Transportstuhl

- sichere Arbeitslast 200 kg (statisch), 135 kg (dynamisch)
- um 43° neigbare Rückenlehne
- absenkbare Armlehnen
- Kopfstütze



Zubehör
Für Klinikbetten

- Aufrichter und Infusionsständer
- Urinflaschen- und Sauerstoffkörbe
- Weitere Zubehöre und Infos in unserem Zubehörkatalog