

ENTSCHEIDEND BESSER



Sichere Hygiene

Einfache Aufbereitung von Betten und Nachttischen

Betten und Nachttische – für eine sichere manuelle Aufbereitung

Die Reinigung und Desinfektion der Betten spielt im Krankenhaus eine wichtige Rolle. Bei allen Patientenwechseln und Verlegungen sollte das Bett aufbereitet werden – im Durchschnitt mehr als 50 Mal pro Jahr. Eine erfolgreiche Aufbereitung trägt entscheidend zum Kampf gegen multiresistente Keime und andere Erreger bei. Weltweit steigt der Trend zur maschinellen Aufbereitung, doch nach wie vor setzt ein Großteil der Kliniken auf die Reinigung und Desinfektion mit der Hand.

Jährlich erkranken in Deutschland 400.000 – 600.000 Patienten an Krankenhausinfektionen, die zu einem Teil vermieden oder beeinflusst werden können.

Bundesgesundheitsministerium (2020):
Krankenhaushygiene

Produkte von Stieglmeyer wie z. B. die Betten Puro, Evario und Seta pro oder der leichte Nachttisch Quado bieten bei der manuellen Aufbereitung starke Vorteile:

- gute Fahreigenschaften, wenn der Weg zum Hygiene-Bereich durch enge Korridore und Fahrstühle führt
- Produkte sind auf Desinfektionsmittelbeständigkeit getestet (s. Empfehlungsliste Gebrauchsanweisung)
- große glatte Oberflächen sind leicht zu reinigen
- Konstruktion mit wenig Spalten und Lücken, in denen sich hartnäckiger Schmutz festsetzen könnte
- verdeckte Kabelführung
- Langlebigkeit durch hervorragende Verarbeitung

Matratzen mit widerstandsfähigen, pflegeleichten PU-Bezügen

Flächige Kopf- und Fußteile ohne unzugängliche Spalten

Hygienische Liegeflächen

Seitensicherungen mit glatten Oberflächen

Aufgeräumtes Untergestell ohne Kabel



▲ Zwischen Griffleisten und Füllungen der Kopf- und Fußteile ist immer genug Platz für das Reinigungstuch.



▲ Das flächige Design der Protega-Seitensicherung bietet wenig Angriffsfläche für Schmutz. Das erleichtert auch eine gründliche manuelle Aufbereitung.



▲ In den Bettrahmen integrierte Kabel vermeiden Nischen, in denen sich Schmutz festsetzen kann.



▲ Großflächige Komponenten lassen sich leicht und gründlich reinigen.



▲ Notwendige Zwischenräume sind so groß bemessen, dass sie bei der Reinigung erreichbar sind.



▲ Die Hygiene-Liegefläche überzeugt mit wasserableitender Formgebung und einzeln entnehmbaren Elementen.

Maschinelle Aufbereitung – für eine validierbare Hygiene

Die Gefahr durch Krankenhauskeime und der langwierige Kampf gegen die Corona-Pandemie sind nur zwei von vielen guten Gründen, eine maschinelle Aufbereitung von Betten und Nachttischen in Erwägung zu ziehen. Modelle wie das Puro, das Evario und das neue Sicuro tera stehen in ausgereiften maschinenwaschbaren Varianten zur Auswahl – fast 50 Jahre Stieglmeyer-Erfahrung in diesem Bereich haben zu hervorragenden Resultaten geführt. Der praktische Nachttisch Quado kann gleich mit ans Bett gehängt und zusammen zur Aufbereitung gefahren werden.

Entdecken Sie die starken Vorteile der maschinellen Aufbereitung:

- gleichbleibend gründliche, validierbare und oberflächenerhaltende Aufbereitung
- sichere Hygiene in Zeiten eines immer schnelleren Patientenwechsels
- Entlastung der Mitarbeiter durch Entfall der aufwändigen manuellen Reinigung
- Schutz der Mitarbeiter durch Reduzierung des Kontakts mit infektiösen Betten
- optimierte Betten durch spezielles Lacksystem, Hohlraumversiegelung und exklusive Gehäusedichtigkeit der Antriebskomponenten
- Norm DIN 60601-2-52 fordert Haltbarkeit über 50 Waschzyklen – unsere Betten übertreffen diese Vorgabe mindestens um das Zehnfache

Schützen Sie Ihre Patienten und Mitarbeiter!



Ein Krankenhausbett wird im Durchschnitt 50-mal pro Jahr aufbereitet. Unsere maschinenwaschbaren Modelle sind 10-mal häufiger waschbar als die Norm verlangt.



▲ Der Stahlgitterboden überzeugt bei der maschinellen Aufbereitung.

Ein einzigartiges Lacksystem – für eine lange Lebensdauer

Maschinenwaschbare Stieglmeyer-Klinikbetten überzeugen seit Jahrzehnten durch Qualität und Haltbarkeit. Eine innovative Lackrezeptur schützt ihre Metallteile vor Korrosion. Zusätzlich wird vor der Pulverlackbeschichtung eine wirksame Hohlraumkonservierung durchgeführt.

Selbstverständlich ist der Lack umweltfreundlich und trägt je nach ausgewähltem Bett in den Farben Weiß und Argentum zur attraktiven Optik bei. Nach hunderten Waschgängen können Sie sich auf den tadellosen Zustand Ihrer Betten verlassen, wenn Sie die Bedienungsanleitungen des Bettes und der Waschanlage befolgen. Das haben zahlreiche Tests in unserem Entwicklungszentrum bestätigt. Diese hohe und valide Qualität der Hygiene schützt Patienten und Mitarbeiter.

Klinikbett Evario und Intensivbett Sicuro tera – auch waschbar mit moderner Kunststoffseitensicherung

Noch nie waren Krankenhausbetten mit Kunststoffseitensicherungen in internationaler Optik maschinenwaschbar. Mit dem Modell Evario hat Stieglmeyer den Durchbruch geschafft. Das neue Intensivbett Sicuro tera ist sogar standardmäßig maschinenwaschbar, der Nachttisch Quado ebenso.

ENTSCHEIDEND BESSER

Vorteile im Überblick

- viele Klinikbetten und Nachttische maschinenwaschbar erhältlich
- 10-fach über die Anforderungen der Norm getestet
- Haltbarkeit über hunderte Waschzyklen
- einzigartiges Lacksystem für noch besseren Schutz
- Waschbarkeit auch für Kunststoffseitensicherungen

Die modernen Klinikbetten von Stieglmeyer erfüllen die hohen Anforderungen des Schutzgrades IPX6W (W steht für washable). Diesen hohen Qualitätsstandard hat Stieglmeyer gemeinsam mit dem Antriebshersteller Linak erarbeitet. Betten von Stieglmeyer sind eine sichere Investition in die Zukunft.

