

ENTSCHEIDEND BESSER



Evario select

Das Bett für die allgemeine Krankenpflege

Das Evario select ist eine Modellvariante, die jederzeit eine gute Patientenversorgung ermöglicht und sich dabei auf die wesentlichen Aufgaben im Krankenhausalltag fokussiert. Es ist ganz auf Sicherheit, leichte Bedienbarkeit und eine bestmögliche Unterstützung des Patienten ausgelegt.

- geteilte Seitensicherung Protega mit sicherer Einhandbedienung
- integrierte Bedienpanels vereinen die wichtigen Funktionen für Patienten und Pflegekräfte auf einen Blick
- sichere Arbeitslast von 225 kg
- Höhenverstellbereich je nach Rollentyp von 36 bis zu 84 cm
- flächiges Design für eine gründliche manuelle Aufbereitung
- ansprechende moderne Optik mit den 3 Hauptformen Intercontinental, Stelo und Rondo zur Auswahl



▲ Die Bedienpanels zeigen jeweils nach innen eine einfach gestaltete Bedienfläche für den Patienten.

Evario select

Sicherheit und leichte Bedienung

Die geteilte Seitensicherung Protega ermöglicht wahlweise durchgehenden Schutz oder komfortablen Platz für einen ungehinderten Ein- und Ausstieg. Bedient wird das Evario select mit in die Seitensicherung integrierten Panels, deren Optionen auf die am häufigsten verwendeten Bettfunktionen reduziert sind.

Vorteile

- Protega-Seitensicherung bietet zugleich Schutz und fördert die Mobilität des Patienten
- integrierte Panels mit Bedienfeldern auf den Innen- und Außen-seiten ermöglichen eine einfache und intuitive Verstellung der Liegefläche
- Pflegekraft kann auf den Außenseiten CPR- und Trendelenburg-Position auslösen
- optionales Bedienmodul für eine Verstellung des Bettes vom Fußende aus



▲ Die serienmäßigen Bedienpanels sind auf beiden Bettseiten in die Protega-Seitensicherung integriert.



▲ Die zentrale Rollenfeststellung lässt sich mit leicht zugänglichen Bremstritten schnell aktivieren oder lösen.



▲ Sein flächiges Design und das aufgeräumte Untergestell sorgen für hervorragende Hygiene-Eigenschaften.

Evario select

Komfort und Entlastung

Komfort für die Patienten und Entlastung der Pflegekräfte sind die Stärken des Evario select. Sein Höhenverstellbereich von 36 bis zu 84 cm ist ideal für einen bequemen Aus- und Einstieg sowie ergonomisches Arbeiten am Bett. Die kopfseitigen Elemente der Protega-Seitensicherung bewegen sich bei den vielen gesundheitsfördernden Verstellmöglichkeiten der Liegefläche mit und bieten optimalen Schutz. Große Patienten profitieren von der integrierten Bettverlängerung.

Manövrieren in engen Räumen oder ein guter Geradeauslauf in langen Fluren sind dank der robusten 125- oder 150-Millimeter-Rollen problemlos möglich. Eine optionale 5. Rolle verbessert die Fahreigenschaften noch weiter. Farblich gekennzeichnete Bremstritte erleichtern den Einsatz der Rollenzentralfeststellung.



◀ Die Seitensicherung Protega lässt sich einfach mit nur einer Hand bedienen.



▲ Die integrierte Bettverlängerung lässt sich werkzeuglos ausziehen.



▲ Die optionale Bettzeugablage bietet eine Ablagemöglichkeit während des Bettenmachens.

Ausstattungen und technische Daten

Ausstattungen / Optionen	
Seitensicherungen	
Protega	✓
Design Kopf- und Fußteile	
Intercontinental	✓
Stelo	o
Rondo	o
Grundfarbe	
Kristallweiß	✓
Dekontamination, Schutzgrad	
manuelle Aufbereitung	✓
Liegeflächen	
Hygiene-Liegefläche PP für Gurtsystem	✓
Wandabweisrollen	
4 Kunststoff, umlaufend	✓
Laufrollen	
Coverrolle Ø 125 mm	✓
Integralrolle Ø 150 mm	o
Bremstritt	
2 x Kunststoff mit Farbkennzeichnung	✓
Spurrollenposition	
kopfseitig rechts	✓
Bedienelemente	
integriertes Bedienpanel ¹⁾	✓
Bedienmodul in der Bettzeugablage ¹⁾	o
Weitere Ausstattungen	
5. Rolle ¹⁾	o
Bettzeugablage	o
Unterschenkellehnenverlängerung	o
Bettverlängerung ¹⁾	o
Aufnahme für Aufrichter	
Rundrohr	✓
Elektronik-Ausstattung	
Fußschalter	o
Unterbettbeleuchtung	o
Akku	
Blei-Gel-Akku	o

Technische Daten	
Maße und Gewichte	
Außenmaße	99,7 x 219 cm
Liegefläche (Matratzenmaß)	87 x 200 cm
Bettverlängerung	28 cm
Liegeflächenaufteilung	83 – 15 – 33 – 53 cm
Längenausgleich der Rückenlehne	10 cm
Sichere Arbeitslast	225 kg
Maximales Patientengewicht	ca. 185 - 215 kg
Bodenfreiheit Untergestell	ca. 22 - 25 cm
Leergewicht	ca. 155 kg
Schutzhöhe Seitensicherungen	41 cm
Verstellbereiche	
Schwenkung in Kopftieflage	14°
Schwenkung in Fußtieflage	14°
Liegeflächenhöhe (Coverrolle Ø 125 mm)	ca. 36 - 81,5 cm
Liegeflächenhöhe (Integralrolle Ø 150 mm)	ca. 38,5 - 84 cm
Winkel Rückenlehne	70°
Winkel Oberschenkellehne	40°
Winkel gestreckte Beinhochlage	16°



✓= Standard o= optional verfügbar ¹⁾= abweichende Ausführung von den anderen Evario-Modellen