

Conformes
à la norme
EN 50637



Lits pour enfants et adolescents

Confort et sécurité pour les jeunes patients

Lits pédiatriques

Les meilleurs soins pour les enfants et les adolescents

Pour les enfants et les adolescents, passer du temps à l'hôpital est souvent synonyme d'angoisse et de stress. D'autant plus que certains jeunes patients ressentent un fort besoin de bouger. Les lits pédiatriques doivent donc répondre à des exigences élevées. Ils doivent être suffisamment pratiques et confortables afin que les enfants ne pensent pas immédiatement avec nostalgie à leur propre lit. Une atmosphère joyeuse et optimiste contribue à l'apaisement et à une guérison rapide. Et bien évidemment les lits doivent être sûrs et résister aux sollicitations. La nouvelle norme européenne EN 50637, en vigueur depuis août 2020, a élargi une nouvelle fois encore les dispositions en matière de sécurité pour les lits d'enfants et d'adolescents. Avec les nouveaux modèles de

lits Stiegmeyer, vous répondez à toutes les exigences et vous offrez aux enfants et aux parents le soutien dont ils ont besoin pendant leur séjour à l'hôpital.

Notre lit d'enfant Cuddle a un aspect coloré et joyeux, si bien que les petits patients aiment s'y allonger. Il permet également une prise en charge médicale répondant aux normes les plus élevées et facilite le travail du personnel soignant. Le lit pour adolescents Seta pro junior réunit tous les avantages de notre série classique Seta et les propose pour la première fois en pédiatrie. Misez, pour les jeunes patients également, sur une technologie ultra-moderne et sur une qualité maximale.



Table des matières

4 Cuddle

6 Seta pro junior

9 Équipements et caractéristiques techniques

11 Le groupe Stiegmeyer



Cuddle

Le lit d'enfant agréable

- Adapté aux enfants ayant une taille inférieure à 125 cm
- Charge de travail sûre de 100 kg
- Position de déclive et de proclive jusqu'à 12°
- Hauteur du système de protection d'env. 80 cm

Page 4



Seta pro junior

Le lit hospitalier pour les jeunes patients

- Adapté aux enfants ayant une taille inférieure à 155 cm
- Dimensions du sommier 78 x 180 cm
- Réglage de la hauteur de 35 à 91 cm
- Système de protection à barreaux continus solidement intégré aux panneaux

Page 6



▲ Cuddle est adapté aux enfants d'une taille maximale de 125 cm et propose aux utilisateurs un confort maximal grâce à des possibilités de réglage entièrement motorisées.



▲ Le module de commande permet de modifier le réglage du relève-buste ainsi que le réglage de la hauteur d'env. 70 – 111 cm.



▲ Le module de commande est placé en toute sécurité dans un compartiment verrouillable côté pied.

Cuddle

Le lit pour une guérison sans angoisse

Notre lit d'enfant Cuddle offre un sentiment de sécurité et de gaieté. Avec ses couleurs éclatantes et son **design dynamique**, il ressemble à un petit château dans lequel tous les enfants aiment grimper. Les systèmes de protection hauts en polycarbonate transparent ou avec des barreaux en aluminium offrent une **protection sûre** et empêchent les patients agités de se lever grâce à leurs surfaces planes. Le solide châssis résiste lui aussi aisément à une charge non uniforme. Un **module de commande** clair et verrouillable ainsi que les roulettes à freinage centralisé facilitent le travail du personnel soignant.

- **Les fentes ovales** dans les inserts des panneaux permettent le passage des câbles de surveillance, des drains et des câbles d'alimentation.
- Le design sans recoin facilite le **nettoyage en profondeur** du lit.
- **Trois couleurs vives** sont disponibles, celles-ci permettant d'adapter les éléments en plastique du lit à tous les aménagements de pièce.



▲ Une fois le bouton extérieur déverrouillé, les inserts en polycarbonate du panneau de tête et de pied peuvent être retirés à la main sans effort.



▲ Un mécanisme amorti permet de baisser les systèmes de protection de manière rapide et sûre. Le matériau transparent offre aux patients une vue dégagée.



▲ Le déclenchement sécurisé du système de protection protège contre tout actionnement involontaire.



▲ Le réceptacle optionnel pour support de perfusion et support pour bouteille d'oxygène est positionné côté tête.



▲ Le rail universel optionnel offre un bon maintien pour les appareils.



▲ Le réceptacle optionnel pour poche à urine et poche de drainage permet une fixation sûre et hygiénique.

Des **accessoires à la fois pratiques et solides** sont disponibles afin d'apporter les meilleurs soins possibles aux petits patients. Un rail universel pour la fixation d'appareils, des supports de perfusion stables et un réceptacle pour poche de drainage préparent le lit à toutes les utilisations possibles. Il existe également différentes options permettant de personnaliser le lit en termes de design : un jaune chaleureux, un vert rappelant l'herbe fraîche ou un bleu océan intense créent une ambiance positive dans la pièce et permettent d'assortir le lit aux couleurs du service.

Coloris



▲ Jaune 612



▲ Bleu 840




Seta pro junior

Le lit hospitalier pour les jeunes patients

Les enfants et les adolescents ont particulièrement besoin de se sentir en confiance dans les hôpitaux et ont besoin d'espace pour s'épanouir. Le Seta pro junior est un lit où l'on se sent bien et qui favorise une guérison rapide. Avec son sommier de 78 sur 180 cm, il offre beaucoup d'espace aux enfants jusqu'à l'adolescence. Il se laisse également manœuvrer en toute facilité dans les pièces exigües. La variante Junior offre, grâce à ses réglages entièrement motorisés, le même confort que les modèles adultes du Seta pro. Si la mobilité des patients est restreinte, le système de protection à barreaux continus de série protège des blessures dues aux chutes. Le personnel soignant peut utiliser le système sans effort.

- Dimensions extérieures de 93 x 193 cm adaptées également aux petites pièces
- Réglage de la hauteur de 35 à 91 cm pour une utilisation ergonomique
- Systèmes de protection à barreaux continus intégrés aux panneaux de tête et de pied pour une sécurité maximale
- Éléments du sommier sécurisés contre le retrait
- La télécommande et le module de commande peuvent être rangés dans un compartiment sur le lit.

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :




▲ Le système de protection à barreaux continus est directement intégré aux panneaux sur le Seta pro junior. Il résiste ainsi de manière particulièrement solide aux exigences du quotidien.

▼ Pour les accessoires également (comme la potence ou la poignée), Stiegmeyer offre au patient une protection et un confort en conformité avec les normes.

CLAIREMENT MEILLEUR La sécurité au premier plan avec la nouvelle norme

Le Seta pro junior comporte de nombreux détails intelligents afin d'appliquer les prescriptions de la nouvelle norme. Par exemple, les éléments de verrouillage sur le cadre du lit garantissent que les jeunes patients ne puissent pas glisser ou se coincer.





▲ La télécommande disponible en option peut être rangée dans un compartiment verrouillable afin de la protéger contre toute utilisation involontaire.



▲ Le porte-litère peut être rétracté et verrouillé, ce qui protège le module de commande de toute utilisation non conforme.



▲ Afin d'éviter que les doigts des enfants ne se coincent, le réceptacle pour accessoires peut être verrouillé avec une sécurité magnétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Sinon, le réceptacle pour accessoires facilite les soins apportés aux patients.



▲ Les roulettes présentes côté tête protègent le mur et le lit contre tout endommagement.

La potence externe facilite les soins apportés aux patients. ▶



Équipements et options

	Seta pro junior	Cuddle
Systèmes de protection		
à barreaux continus	✓	-
Système de protection en polycarbonate transparent	-	✓
Système de protection avec barreaux en aluminium	-	0
Déclenchement dissimulé des systèmes de protection	-	✓
Design panneaux de tête et de pied		
Base, non amovible	✓	-
Inserts amovibles en polycarbonate transparent résistant aux chocs	-	✓
Couleurs de base		
Blanc cristal NCS S0500N	✓	-
Argenté similaire à RAL 9006	0	✓
Décontamination, degré de protection		
Préparation manuelle, IPX6	✓	✓
Sommiers		
Sommier hygiénique PP, en 4 parties	✓	-
Sommier hygiénique PP pour système de sangle, en 4 parties	0	-
Sommier HPL en 2 parties	-	✓
Remise à plat d'urgence rapide du relève-buste	✓	✓
Galets déflecteurs avec cône déflecteur de chocs		
4 en plastique, sur le pourtour	✓	-
4 universels, sur le pourtour	0	-
2 universels côté tête, 2 en plastique côté pied	0	-
Roulettes		
Roulette intégrale Ø 150 mm	✓	-
Roulette double Steincø Ø 150 mm	0	-
Roulette double Ø 125 mm	-	✓
Frein centralisé	✓	✓
Garniture des roulettes, conductrice		
1 roulette	✓	✓
2 roulettes	0	-
4 roulettes	0	-
Pédale de frein		
2 x moulage par compression, chromé	✓	-
2 x moulage par compression, chromé avec identification de couleur	0	-
4 x moulage par compression, chromé	0	-
4 x moulage par compression, chromé avec identification de couleur	0	-
4 x plastique avec identification de couleur	-	✓
Position de la roulette directionnelle		
côté tête à droite	✓	✓
côté tête à gauche	0	-
côté pied à droite	0	-
côté pied à gauche	0	-
Éléments de commande		
1 télécommande standard, 2 boîtiers inclus	0	-
1 télécommande standard, rétroéclairée, 2 boîtiers inclus	0	-
1 télécommande LCD, 2 boîtiers inclus	0	-
Module de commande dans le porte-litère verrouillable	✓	-
Module de commande éclairé, verrouillable côté pieds	-	✓

✓ = standard 0 = en option - = pas disponible


	Seta pro junior	Cuddle
Autres équipements		
Rail universel côté tête	0	0 ¹⁾
Porte-literie, verrouillable, module de commande inclus	✓	-
Tiroir pour module de commande côté pied, verrouillable	-	✓
Surfaces de dépose sur le châssis	-	✓
Accessoires spéciaux²⁾		
Support de perfusion avec 2 crochets	-	0
Support de perfusion avec 4 crochets	0	0
Support pour bouteilles à oxygène	-	0
Réceptacle pour poche à urine et poche de drainage	0	0
Matelas avec housse imperméable	0	0
Équipements électroniques		
Signal de freinage	0	-
Éclairage sous le lit	0	✓
Affichage de l'inclinaison sur la télécommande LCD	0	-
Batterie		
Batterie plomb-gel	✓	0 ¹⁾
Batterie lithium-ion	0	-

Caractéristiques techniques

	Seta pro junior	Cuddle
Dimensions et poids		
Dimensions extérieures (l x L ou l x L x H)	92,8 x 193 cm	86,4 x 162,5 x 157,2 cm
Sommier (dimensions du matelas)	78 x 180 cm	72,5 x 132,6 cm
Répartition du sommier	env. 77 - 17 - 30 - 44 cm	47,6 - 85 cm
Compensation de la longueur du relève-buste	10 cm	-
Charge de travail sûre	175 kg	100 kg
Espace au sol du châssis	16,9 cm	14,5 cm
Poids total	env. 155 kg	env. 137 kg
Hauteur de protection des systèmes de protection (relevés)	36,5 cm	80,4 cm
Hauteur de protection des systèmes de protection (abaissés)	-	25,3 cm
Hauteur de protection des systèmes de protection (relevés, sommier dans la position la plus haute)	36,5 cm	40,4 cm
Plages de réglage		
Pivotement en position de déclive	17°	12°
Pivotement en position de proclive	17°	12°
Hauteur du sommier	env. 35 - 91 cm	70,7 - 110,7 cm
Angle relève-buste	70°	70°
Angle relève-cuisses	35°	-
Angle position surélevée des jambes en extension	16°	-

Couleurs et décors

Pour adapter le Seta pro junior à votre concept d'aménagement individuel, nous vous proposons une sélection de divers décors issus de la collection Stiegmeyer.



STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Le groupe Stiegmeyer est le principal fabricant allemand de lits médicaux pour les hôpitaux, les établissements de soins et les soins à domicile. Avec ses tables de nuit, meubles et systèmes d'assistance numériques modernes, il est aussi un fournisseur innovant de solutions globales. L'entreprise familiale développe avec succès des offres pour les marchés internationaux dans plus de 100 pays.

Nos points forts :

- Le développement des produits dans notre siège à Herford, en Allemagne – la production dans quatre usines modernes en Allemagne et en Pologne
- La fabrication en Chine pour le marché chinois
- Des filiales et partenaires de distribution dans de nombreux pays
- Un service de premier ordre avec une livraison fiable des pièces de rechange
- Des formations et optimisations des processus pour nos clients
- Une action durable avec un fort engagement social

1 000
COLLABORATEURS DANS LE MONDE ENTIER

11
SITES
en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Finlande, en Afrique du Sud et en Chine

Des OFFRES sur mesure pour tous les MARCHÉS

PLUS DE
100 000
lits produits par an

CERTIFICATIONS internationales

15 ANS
de livraisons de pièces détachées

DISTRIBUTION dans plus de 100 pays

INGÉNIERIE ALLEMANDE

Notre expertise

- Hôpital
- Long séjour
- Soins à domicile
- Lits exclusifs
- Mobilier
- Service

Nos valeurs

- Expérience
- Humain
- Fiabilité
- Ciblé sur les solutions
- Ouverture
- Confiance

Nos marques





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com