

DECIDIDAMENTE MEJOR



# Quado

El milagro del espacio

# Siempre en el lugar adecuado

## Mesita de noche portátil Quado

La nueva mesita de noche Quado de Stieglmeyer es un auténtico milagro del espacio. Con sus funciones, reducidas a lo esencial, es particularmente idónea para el día a día en la clínica. Además, 2 compartimentos abiertos a ambos lados y un cajón extraíble por ambos lados ofrecen suficiente espacio de almacenamiento para las pertenencias personales del paciente. Por sus colores neutros, Quado se integra en el diseño de cualquier habitación y en todas las camas de hospital. Cuando no se está usando, la bandeja se puede abatir de forma sencilla y con suavidad.



◀ Gracias a su amortiguación neumática, Quado se puede ajustar a la altura deseada, de 85 a 115 cm.



▲ Por sus colores neutros, Quado se integra en el diseño de cualquier habitación y en todas las camas de hospital.



▲ La bandeja de Quado se puede abatir de forma sencilla y con suavidad.




▲ El atril de lectura extraíble bajo la bandeja permite al paciente leer con comodidad sin tener que vaciar la bandeja (opcional).

# Transporte

## Cama con mesita de noche



Quado se puede fijar al cabecero o al piecero de las camas Stiegmeyer para transportarlas en conjunto.



El sencillo transporte de la mesita Quado le aliviará la carga cotidiana. Se pueden fijar sin esfuerzo al cabecero o al piecero de casi todas las camas hospitalarias actuales de Stiegmeyer, para transportarla junto con la cama cuando se traslada a un paciente. El transporte en conjunto no solo ahorra al personal de asistencia el trabajo de recoger, sino también la posible documentación de las pertenencias personales. Con un sencillo impulso, Quado se puede llevar rodando junto a la cama. Para cruzar umbrales o

salvar obstáculos, se debe levantar usando el ajuste de altura de la cama. Una vez alcanzado el destino, Quado se puede colocar con seguridad junto a la cama gracias a sus ruedas con frenos.



Las mesitas de noche Quado ▶ se pueden encajar para ahorrar espacio al almacenarlas.



## Higiene Acondicionamiento sencillo

Quado se puede limpiar a máquina y acondicionar a mano rápidamente. Con ello se garantiza una higiene óptima en el hospital.



▶ El bastidor asegura una gran resistencia y se limpia fácilmente.



La bandeja rectilínea es particularmente fácil de limpiar.



▶ Las formas, que facilitan la limpieza, aportan a Quado magníficas propiedades de higiene.

# Accesorios

## Complementos prácticos



▲ Gracias al gancho toallero en la barandilla de la mesita de noche, la toalla siempre está al alcance del paciente.

▲ Usando el gancho más largo, se puede guardar el neceser cerca del paciente.

▲ Un cable alargador con terminal USB acerca al paciente la posibilidad de cargar dispositivos móviles.



▶ El portabebidas ofrece una sujeción segura para vasos y botellas.



◀ El compartimento lateral adicional es idóneo para revistas y otros objetos personales.



▲ ▶ El bolsillo opcional para teléfonos y sistemas multimedia permite reaccionar a las necesidades del paciente o al equipamiento de la habitación.



# Datos técnicos / equipamiento

Datos técnicos	
<b>Medidas y pesos</b>	
Medidas exteriores de la mesita de cama abierta (an x prof x al)	92 x 44,6 x 89,6-119,6 cm
Medidas exteriores de la mesita de cama cerrada (an x prof, incl. bastidor)	56,4 x 44,6 cm
Medidas exteriores cuerpo (an x prof)	28,6 x 44,6 cm
Altura de la bandeja	85-115 cm
Medidas de la bandeja	40,7 x 57,4 cm
Peso total	aprox. 25 kg
<b>Cargas</b>	
Bandeja (centrada)	máx. 15 kg
Cajón superior extendido (centrado, estabilidad contra el vuelco)	2,5 kg
Panel superior	15 kg
<b>Equipamiento / opciones</b>	
<b>Cajones</b>	
Cajón superior pequeño	✓
<b>Atril de lectura</b>	0

Ruedas	
Ruedas dobles de 65 mm (las 4 con freno)	✓
<b>Colores y materiales</b>	
Color del cuerpo	Gris claro NCS S1500-N
Material del cuerpo	PP, PA
Color del bastidor	Blanco cristal NCS S0500N
Material del bastidor	Acero
<b>Otros</b>	
Cerradura en el cajón superior	0
Bolsillo para sistemas de telefonía	0
Adaptador para prolongar el bolsillo	0
Apto para limpieza y desinfección a máquina	✓
Portabotellas en la barandilla del panel superior	0
Gancho toallero en la barandilla	0
Compartimento adicional en el lateral	0
Gancho largo en la barandilla	0
Cable alargador USB	0

✓ = equipamiento estándar  
0 = disponible como opción

# STIEGELMEYERGROUP



El grupo Stiegmeyer es su socio internacional para hospitales y residencias y, con la marca Burmeier, para asistencia domiciliar. Apoyamos a nuestros clientes con productos, soluciones y servicios prácticos, que mejoramos continuamente.

- Empresa de dirección familiar desde su fundación en 1900
- Más de 1100 trabajadores en todo el mundo
- Fabricación de todos los productos centrales en nuestras propias fábricas
- Diseño y producción en Alemania
- Servicio técnico, formación y optimización de los procesos para el cliente
- Certificaciones internacionales y exportación a más de 60 países
- Distribuidoras en Bélgica, Finlandia, Francia, Países Bajos, Polonia y Sudáfrica

### Nuestras marcas





## STIEGELMEYERGROUP

### Sede central / Headquarters

---

*Deutschland / Germany*  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185 - 0  
Fax +49 (0) 5221 185 - 252  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com

*France*  
**Stieglmeyer SAS**  
8 Allée des Chevreuils  
69380 Lissieu  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

*South Africa*  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd**  
The Estuaries · Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

*Nederland / Netherlands*  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

*Suomi / Finland*  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
Fax +358 (0) 3 7536 - 330  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

*Polska / Poland*  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl



Busque a su persona de contacto en nuestro sitio web:  
*Find your local partner on our website:*  
[www.stieglmeyer.com/partner](http://www.stieglmeyer.com/partner)

[stieglmeyer.com](http://stieglmeyer.com)