



# Vitano

## Das elektrische Modell

Smartphones oder Tablets nutzen die meisten Menschen jeden Tag. Auch bei einem Krankenhausaufenthalt ist die Nutzung von Smartphones, Tablets und Laptops inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Unser neuer elektrischer Nachttisch Vitano bietet im Umgang mit diesen Geräten einen völlig neuen Komfort. Im Wettbewerb der Krankenhäuser um anspruchsvolle Patienten ist dieser Nachttisch ein überzeugendes Argument. Entdecken Sie seine starken Vorteile:

- ermöglicht eine Abgrenzung der Wahlleistungsstation zur Normalstation und rechtfertigt höhere Entgelte
- Steckdosen und USB-Schnittstellen für die Nutzung mobiler Geräte (z. B. Smartphone, Tablet, E-Book-Reader)
- bis zu 5 Geräte parallel laden oder mit Strom versorgen
- Berücksichtigung aller gängigen Ladestandards
- zukunftssicher durch USB-C mit Schnellladefunktion
- optionale abschließbare Schublade ermöglicht dem Patienten die sichere Verwahrung von Wertgegenständen und Geldbörsen
- variabel mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten des klassischen Vitano-Nachttisches



▲ **Option 1:** Steckdosen und USB-Anschlüsse ermöglichen das parallele Aufladen mehrerer Geräte.



▲ **Option 2:** State of the art: kabelloses Laden auf der Oberplatte.



◀ **Option 3:** Die Schubladenbeleuchtung sorgt für ein angenehmes Licht und ein schnelleres Auffinden persönlicher Gegenstände bei Dunkelheit.

**Option 4:** Die LED-Leseleuchte mit Flexarm benötigt kein externes Stromkabel.



## Ausstattungsoptionen

### Option 1: Steckdosen und USB

- 2 Steckdosen 230V~
- 1 USB-A Anschluss
- 1 USB-C Anschluss mit Schnellladefunktion

### Option 2: Induktives Laden

- Qi-Lademodul in der Oberplatte
- kabelloses Laden von Smartphones

### Option 3: Schubladenbeleuchtung

- Schubladen mit Lichtautomatik
- hochwertige Optik, leichteres Auffinden von Dingen

### Option 4: Integrierte Bettleuchte

- LED-Leseleuchte mit Flexarm
- am Nachttisch fest montierte, nicht entnehmbare Leuchte ohne externes Stromkabel

### Option 5: Kühlschublade

- Dometic Kühlschrank, 20-l-Klasse
- lautloser Betrieb und Langlebigkeit durch thermoelektrische Kühltechnik



▲ **Option 5:** In die praktische Kühl-schublade der 20-Liter-Klasse kann der Patient bequem von oben greifen.