



# Ravello

Komfortable und sichere Transportstühle

# Ravello

## Die Stuhlserie für einen sicheren Transfer

Wenn Patienten oder Bewohner sich nicht selbstständig fortbewegen können, ist der Wechsel in ein anderes Zimmer oft eine Herausforderung. Benötigt wird ein Transportstuhl, der pflegebedürftigen Menschen hohe Sicherheit und Komfort bietet und sich vom Personal ohne Anstrengung fahren lässt. Eine wohnliche Optik trägt dazu bei, die Würde der Patienten und Bewohner zu bewahren. All diese Anforderungen erfüllen die Transportstühle der Ravello-Serie vorbildlich. Durch ihre Modell-Vielfalt und praktisches Zubehör passen sie sich individuellen Wünschen an.

### ENTSCHEIDEND BESSER Modell-Fakten

- absenkbare Armlehnen für eine komfortable Sitzhaltung
- optionale Seitenstützen geben zusätzlichen Halt
- serienmäßige Kopfstütze bietet mehr Sicherheit
- verdeckte Versorgungselemente auf der Rückseite des Stuhls
- kann mit einfach aufzusteckendem Tisch ausgestattet werden (Zubehör)



### Ravello cura

- Unterschenkellehne und fest installierte Fußstütze heben sich beim Verstellen der Rückenlehne mit an



### Ravello sano

- 2 Lenkrollen
- einschiebbare Fußstütze für einfacheren Zugang



### Ravello sano-s

- 4 Lenkrollen
- separat befestigte Fußstütze lässt sich für einen leichteren Zugang einschieben



### Ravello plus-s

- Sitzfläche mit einer Hebelmechanik zwischen 51 und 80 cm verstellbar



▲ Die längenverstellbare Fußstütze schwingt beim Einstellen der Liegeposition mit und bietet so dem Nutzer sicheren Halt an den Füßen.

## Ravello cure

### Sicherer Halt

Wenn der Bewohner oder Patient im Liegen transportiert werden muss, lässt sich die Rückenlehne des Ravello cure mühelos um 43° nach hinten neigen. Diese Modell-Variante besitzt vorn große stabile Scheibenräder und hinten bremsbare Lenkrollen. Dadurch lässt sich der Stuhl mühelos steuern.



Werden Ravello sano und sano-s in die Liegeposition geschwenkt, bewegt sich nur die Unterschenkellehne mit.

### ENTSCHEIDEND BESSER Der s-Faktor

Das „s“ bei den Modellen Ravello sano-s und Ravello plus-s steht für „Simple Move“ – einfache Bewegung. Diese Modelle haben 4 bewegliche Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm bzw. 150 mm. Die Stühle lassen sich dadurch besonders mühelos lenken und selbst auf engstem Raum ohne Zusammenstöße manövrieren. Das schützt Patienten oder Bewohner und bewahrt Stühle und Zimmereinrichtung vor Schäden.



Die Sitzhöhe lässt sich mithilfe einer einfachen beidseitigen Hebelmechanik zwischen 51 und 80 cm verstellen.

## Ravello sano und sano-s Leichter Ein- und Ausstieg

Der Ravello sano unterscheidet sich von der Modell-Variante curo durch die separate Befestigung der Fußstütze. Der Vorteil dieser Konstruktion ist der noch freiere Zugang zur Sitzfläche, der vor allem Menschen mit Gehbehinderungen zugutekommt. Wenn der Patient oder Bewohner sich setzen oder aufstehen möchte, lässt

sich die Fußstütze einfahren. So kann der Pflegebedürftige direkt an die Sitzfläche herantreten und hat beim Aufstehen sofort festen Boden unter den Füßen. Dieses Modell ist als Variante sano mit 2 Lenkrollen und als sano-s mit 4 Lenkrollen wählbar.

Die Fußstütze ist als eigenständiges Element unter dem Stuhl angebracht.



- ▼ Mithilfe einer einfachen Mechanik lässt sich die Fußstütze vollständig ein- und ausziehen.



## Ravello plus-s Für die anspruchsvolle Pflege

Wenn es Bewohnern oder Patienten Mühe bereitet, sich länger als einen Augenblick auf den Beinen zu halten, geraten auch die Pflegekräfte schnell an körperliche Grenzen. Der Ravello plus-s hilft in dieser Situation auf jede erdenkliche Weise. Dank der Höhenver-

stellbarkeit und möglichen Neigung der Sitzfläche kommt der Stuhl dem Pflegebedürftigen in jeder Position entgegen und erleichtert den Ein- und Ausstieg erheblich. Der Nutzer spürt die Fläche beim Hinsetzen sofort und hat nicht das Gefühl, den Halt zu verlieren.

- ▼ Um das Aufstehen und Hinsetzen zu erleichtern, kann die Sitzfläche nach vorn geneigt werden.



- ▼ Verstellbare Armlehnen und eine wegklappbare Fußstütze sorgen für einen ungehinderten Zugang.



- ▼ Die 4 Lenkrollen sind besonders groß und ermöglichen ein leichtes Manövrieren.





▲ Das optionale Serviertablett lässt sich einfach auf die Armlehnen aufstecken.



▲ Die absenkbaren Armlehnen ermöglichen einen ungehinderten Zugang von vorn und von der Seite.



▲ Benötigt der Nutzer im Sitzen zusätzlichen Halt, steht eine kopffixierende Stütze zur Auswahl.



▲ Für Drainagebeutel gibt es eine optionale Halterung.



▲ Infusionsständer lassen sich beidseitig in serienmäßige Hülsen einstecken.

## Ausstattung und Optionen

### Sinnvolle Ergänzungen

Eine reichhaltige Standardausführung und innovatives Zubehör verwandeln den Ravello in einen Transportstuhl, in dem man gern Zeit verbringt, z. B. um zu essen. Zudem können medizinische Hilfsmittel sicher und diskret am Ravello befestigt werden. Alle Modell-Varianten sind in einem strahlenden Blau (Cobalt) lieferbar. Die Polsterung ist gegenüber Standard-Desinfektionsmitteln im Krankenhaus unempfindlich (Konzentration nach BGHM-Liste).



▲ Die optionalen Seitenstützen fördern eine aufrechte Sitzposition.

# Technische Daten

Ravello	curo	sano	sano-s	plus-s
<b>Maße und Gewichte</b>				
Gesamtbreite	ca. 68 cm	ca. 68 cm	ca. 68 cm	ca. 73 cm
Gesamthöhe	ca. 126 cm	ca. 126 cm	ca. 126 cm	ca. 126 cm
Gesamttiefe	ca. 103 cm	ca. 103 cm	ca. 103 cm	ca. 109 cm
Sitzfläche	ca. 52 x 52 cm	ca. 52 x 52 cm	ca. 52 x 52 cm	ca. 50 x 48 cm
Sichere Arbeitslast	200 kg (statisch), 135 kg (dynamisch)			
<b>Laufrollen</b>				
Lenkrollen Ø 125 mm, hinten bremsbar	✓	✓	✓	-
Lenkrollen Ø 125 mm, vorne bremsbar	-	-	✓	-
Lenkrollen umlaufend Ø 150 mm bremsbar	-	-	-	✓
Vordere Scheibenräder Ø 200 mm	✓	✓	-	-
<b>Verstellbereiche</b>				
Neigbare Rückenlehne	43°	43°	43°	30°
Absenkbare Armlehne	✓	✓	✓	✓
Fußstütze mitgeführt	✓	-	-	-
Fußstütze einschiebbar	-	✓	✓	-
Fußstütze hochklappbar	-	-	-	✓
Höhenverstellung und Neigung Sitzteil	-	-	-	✓
<b>Weitere Ausstattungen</b>				
Infusionshülsen beidseitig	✓	✓	✓	✓
Aufsteckbarer Tisch	o	o	o	o
Seitenstützen	o	o	o	o
Kopfstütze	o	o	o	o
Drainagebeutelhalter	o	o	o	o
<b>Farbe</b>				
Bezugsstofffarbe Cobalt	✓	✓	✓	✓



# Stoff



# STIEGELMEYERGROUP



## Solutions for people who care

Die Stieglmeier-Gruppe ist Deutschlands führender Hersteller von medizinischen Betten für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Pflege zuhause. Mit modernen Nachttischen, Möbeln und digitalen Assistenzsystemen ist sie zugleich ein innovativer Anbieter ganzheitlicher Lösungen. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt erfolgreich Angebote für die internationalen Märkte in mehr als 100 Ländern.

### Unsere Stärken:

- Produktentwicklung an unserem Hauptsitz Herford in Deutschland – Produktion in vier modernen Werken in Deutschland und Polen
- Fabrik in China für den chinesischen Markt
- Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in zahlreichen Ländern
- erstklassiger Service mit zuverlässiger Ersatzteilversorgung
- Schulungen und Prozessoptimierung für unsere Kunden
- nachhaltiges Handeln mit hohem gesellschaftlichem Engagement

### Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Objektmöbel
- Service

### Unsere Werte

- Erfahren
- Menschlich
- Verlässlich
- Lösungsorientiert
- Aufgeschlossen
- Selbstbewusst

1.000  
MITARBEITER  
WELTWEIT

11  
STANDORTE  
in Deutschland, Polen,  
den Niederlanden, Belgien,  
Frankreich, Finnland,  
Südafrika und China

Maßgeschneiderte  
ANGEBOTE  
für alle  
MÄRKTE

MEHR ALS  
100.000  
produzierte  
Betten  
pro Jahr

Internationale  
ZERTIFI-  
ZIERUNG

BIS ZU  
15 JAHRE  
Ersatzteillieferungen

VERTRIEB  
in über  
100  
Ländern

DEUTSCHE  
INGENIEURSKUNST

### Unsere Marken





# STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



## Hauptsitz / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185-0  
Fax +49 (0) 5221 185-100  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com



## Hauptsitz / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 53  
32120 Hiddenhausen  
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0  
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090  
info@burmeier.com  
www.burmeier.com

*France*  
**Stieglmeyer SAS**  
16 Avenue de l'Europe  
Bâtiment SXB1  
67300 Schiltigheim  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

*South Africa*  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.**  
The Estuaries - Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

*Nederland / Netherlands*  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

*Suomi / Finland*  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
Fax +358 (0) 3 7536 - 330  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

*Polska / Poland*  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl

*China*  
**Stieglmeyer China Co. Ltd.**  
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road  
Dongping New Town, Shunde District  
528300 Foshan  
Phone +86 757 29878710 - 0  
info@stieglmeyer.cn  
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com