



Carino

Dobre samopoczucie jak we własnym domu

**To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją
używania lub etykietą.**



▲ Łóżko Carino ze szczytami: Nobla reha i Nobla mała oraz z boczną tacą przymocowaną do ramy.

Carino

Wygoda i stabilność

Stabilne, trwałe, wygodne i niezwykle wszechstronne – Carino to łóżko o wielu zaletach. Znacząco poprawia jakość życia w ośrodkach rehabilitacyjnych, jak również w ośrodkach leczenia psychosomatycznego, czy też w domach mieszkalnych. Carino jest szczególnie cenione za bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Dzięki solidnej metalowej podstawie leża łóżko z łatwością wytrzyma wiele cykli użytkowania. Dostępne są szerokości podstawy leża 90 i 100 cm, a dla wyższych użytkowników można dostarczyć przedłużenie leża. Ręcznie regulowany segment oparcia Carino zapewnia wygodną pozycję podczas czytania lub oglądania telewizji. Opcjonalna lampa do czytania zapewnia przyjemne oświetlenie – tuleje mocujące są już na miejscu i mogą być również używane do mocowania wysięgnika. Innym praktycznym dodatkiem jest taca boczna, zapewniająca wygodne miejsce na książkę lub telefon komórkowy.

Opcjonalne szuflady łóżka oferują miejsce do przechowywania przedmiotów pod łóżkiem. ▶

Carino ma smukły i elegancki wygląd. Można go dostosować do własnych wymagań dzięki szerokiej gamie dostępnych form szczytów oraz dekorów drewnianych do wyboru. Tekstylne miękkie pokrowce na szczyty i boki są szczególnie przytulnym elementem konstrukcyjnym łóżka. Tkaniny w atrakcyjnych kolorach i wzorach mogą być użyte do przekształcenia Carino w centralny element pokoju. Dzięki opcjonalnej stałej desce wzdłuż boku łóżka, Carino może również pełnić funkcję wygodnej sofy w ciągu dnia.



Carino	
Wymiary i wagi	
Wymiary zewnętrzne (w zależności od drewnianej ramy łóżka)	ok. 105 x 210 cm lub 115 x 210 cm
Wymiary leża (wymiary materaca)	ok. 90 x 200 cm lub 100 x 200 cm
Wysokość leża	ok. 40 cm
Podział sekcji leża	ok. 80/120 cm
Bezpieczne obciążenie robocze	225 kg
Prześwit do podłogi	25 cm
Waga całkowita*	ok. 100 kg
Zakres regulacji	
2 segmentowe leże, segment oparcia pleców regulowany ręcznie	✓
Segment oparcia pleców regulowany do 30°	✓
Wyposażenie	
Elementy nośne z łatwymi do czyszczenia metalowymi listwami	✓
2 tuleje adaptera do wysięgnika z uchwytem do ręki/lampki do czytania	✓
Drewniane obudowy do wyboru Lito / Lito reha, Alero, Nobla / Nobla reha / Nobla mała, Pino, Podego, Pilastro, (wymiary różnią się w zależności od modelu szczytu)	✓
Wybór dekorów z kolekcji Wodego Stieglmeyer	✓
Metal lakierowany w kolorze Iron Grey RAL 7011	✓
Nogi chromowane	✓
Akcesoria	
Boczna taca	0
Miękkie obicia	0
Szuflada pod łóżkiem	0
Lampka do czytania, żarówka LED	0
Dodatkowe wyposażenie	
Barwienie obramowania drewnianego	0
Szerokość leża 100 cm	0
Przedłużenie leża 20 cm **	0
Model ze stałym panelem z jednej strony łóżka	0
Wybrane szczyty z materiału: multiplex	0
Panele boczne mocowane śrubami przelotowymi	0
Wysięgnik z uchwytem do ręki	0
Uchwyt do ręki do wysięgnika	0
Stojak do kroplówki	0

✓ = Standard
0 = Opcja
- = Niedostępne

* W zależności od użytych materiałów i akcesoriów, waga całkowita może różnić się od pokazanej na rysunku.

** Niedostępne z leżem 100 cm

Solidna podstawa leża oraz bezpieczne obciążenie robocze 225 kg



◀ Stała deska wzdłuż boku łóżka zamienia Carino w sofę w ciągu dnia.

▼ Metalowe listwy łatwe do czyszczenia.



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Siedziba główna / Headquarters

Niemcy / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Siedziba główna / Headquarters

Niemcy / Germany
Burmeister GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeister.com
www.burmeister.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com

Na zdjęciach: Carino – łóżko do opieki długoterminowej w domowym designie

Podmiot prowadzący: Stieglmeyer Sp. z o.o.

Producent: Stieglmeyer GmbH & Co. KG