



# Carino

Wohlfühlen wie zuhause

---



▲ Das Carino mit der Häupterkombination Nobla reha und Nobla mala sowie einem Ablagetisch am Bettrahmen.

# Carino

## Frische Ideen für Komfort und Stabilität

Stabil, langlebig, komfortabel und äußerst flexibel – das Carino ist ein Bett mit vielen Einsatzmöglichkeiten. In Rehaeinrichtungen sorgt es ebenso für hohe Lebensqualität wie in psychosomatischen Behandlungszentren, Wohnheimen und Erstwohnungen für Migranten. Das Carino überzeugt mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

Durch seine robuste Metall-Liegefläche hält das Bett zahlreichen Einsatz-Zyklen mühelos stand. Die Liegefläche ist in 90 und 100 cm Breite lieferbar, zusätzlich steht für große Nutzer auch eine Bettverlängerung zur Verfügung. Die manuell verstellbare Rückenlehne sorgt für Behaglichkeit beim Lesen oder Fernsehen. Gemütliches Licht spendet die optionale Leselampe – Aufnahmehülsen sind bereits vorhanden, auch ein Aufrichter kann hier eingesteckt werden. Als praktisches Zubehör dient ein raumsparender Ablagetisch, auf dem ein Buch oder ein Handy Platz finden.

Die optionalen Bettkästen bieten ▶ Stauraum unter dem Bett.

Die Gestaltung des Carino ist von schlichter Eleganz und kann durch eine Vielzahl wählbarer Kopf- und Fußteilstellen sowie Holzdekore dem persönlichen Geschmack angepasst werden. Besonders wohnliche Design-Elemente sind die textilen Softcover für die Häupter und Seiten des Bettes. Stoffe in attraktiven Farben und Mustern verwandeln das Carino auf Wunsch in den Mittelpunkt des Raums. Mit einem optionalen Kojenbrett an einer Längsseite dient das Bett tagsüber auch als gemütliches Sofa.



Carino	
<b>Maße und Gewichte</b>	
Außenmaße (abhängig vom Holzumbau)	ca. 105 x 210 cm oder 115 x 210 cm
Liegefläche (Matratzenmaß)	ca. 90 x 200 cm oder 100 x 200 cm
Liegeflächenhöhe	ca. 40 cm
Liegeflächenaufteilung (Rückenlehne, Liegefläche)	ca. 80/120 cm
sichere Arbeitslast	225 kg
Unterfahrbarkeit	25 cm
Gesamtgewicht *	ca. 100 kg
<b>Verstellbereiche</b>	
2-geteilte Liegefläche, Rückenlehne manuell verstellbar	✓
Rückenlehnenverstellung bis 30°	✓
<b>Sonstiges</b>	
Lehnenelemente mit leicht zu reinigenden Metalllamellen	✓
2 Aufnahmehülsen kopfseitig für Aufrichter / Leseleuchten	✓
Holzumbauten wahlweise Lito / Lito reha, Alero, Nobla / Nobla reha / Nobla mala, Pino, Podego, Pilastro, (Abmessungen variieren je nach Häupter-Modell)	✓
Holzdekore zur Auswahl nach Stieglmeyer-Wodego-Kollektion	✓
Metallbeschichtung dunkelgrau RAL 7011	✓
Standfüße verchromt	✓
<b>Zubehör</b>	
Ablagetisch	0
Softcover	0
Bettkasten	0
Leselampe, LED-Leuchte	0
<b>Zusatzausstattung</b>	
Beizung des Holzumbaus	0
Liegeflächenbreite 100 cm	0
Bettenverlängerung um 20 cm **	0
Ausführung einseitig mit Kojenbrett	0
ausgewählte Häupter aus Multiplex-Material	0
Seitenblenden durchgehend verschraubt	0
Aufrichter mit Haltegriff	0
Kabelhalter für Aufrichter	0
Infusionsständer gerade oder gekröpft	0

✓ = Standardausstattung  
 0 = optional erhältlich  
 - = nicht lieferbar

\* Abhängig von verwendetem Material und Zubehör kann das Gesamtgewicht vom angegebenen Wert abweichen.

\*\* nicht bei Liegefläche 100 cm

Besonders robuste Liegefläche und 225 kg Arbeitslast



◀ Das Kojenbrett verwandelt das Carino tagsüber in ein Sofa.



▼ Die Metalllamellen der Liegefläche lassen sich mühelos reinigen.



# STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



## Hauptsitz / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Stieglmeyer GmbH & Co. KG**  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185-0  
Fax +49 (0) 5221 185-100  
info@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.com



## Hauptsitz / Headquarters

*Deutschland / Germany*  
**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Industriestraße 53  
32120 Hiddenhausen  
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0  
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090  
info@burmeier.com  
www.burmeier.com

*France*  
**Stieglmeyer SAS**  
16 Avenue de l'Europe  
Bâtiment SXB1  
67300 Schiltigheim  
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336  
contact@stieglmeyer.fr  
www.stieglmeyer.fr

*Nederland / Netherlands*  
**Stieglmeyer BV**  
Peppelenbos 7  
6662 WB Elst  
Phone +31 (0) 345 581 - 881  
info@stieglmeyer.nl  
www.stieglmeyer.nl

*Polska / Poland*  
**Stieglmeyer Sp. z o.o.**  
86-212 Stolno  
Grubno 63  
Phone +48 56 6771 - 400  
Fax +48 56 6771 - 410  
info.stolno@stieglmeyer.pl  
www.stieglmeyer.pl

*South Africa*  
**Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.**  
The Estuaries - Century City  
Cape Town, 7441  
Phone +27 (0) 21 555 - 1415  
Fax +27 (0) 21 555 - 0639  
info.southafrica@stieglmeyer.com  
www.stieglmeyer.co.za

*Suomi / Finland*  
**Stieglmeyer Oy**  
Ahjokatu 4 A  
15800 Lahti  
Phone +358 (0) 3 7536 - 320  
Fax +358 (0) 3 7536 - 330  
stieglmeyer@stieglmeyer.fi  
www.stieglmeyer.fi

*China*  
**Stieglmeyer China Co. Ltd.**  
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road  
Dongping New Town, Shunde District  
528300 Foshan  
Phone +86 757 29878710 - 0  
info@stieglmeyer.cn  
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com