



Carino

Se sentir aussi bien qu'à la maison



▲ Le Carino avec la combinaison de panneaux Nobla reha et Nobla mala ainsi qu'une table d'appoint sur le cadre du lit.

Carino

Des idées fraîches pour le confort et la stabilité

Stable, durable, confortable et extrêmement flexible – le Carino est un lit avec de nombreuses possibilités d'utilisation. Dans les établissements de rééducation, il assure une qualité de vie élevée, tout comme dans les centres de traitement psychosomatique, les résidences et les logements pour migrants. Le Carino convainc avec un très bon rapport qualité/prix et des possibilités de conception individuelles.

Grâce à son solide sommier métallique, le lit résiste sans effort à de nombreux cycles d'utilisation. Le sommier est disponible en 90 et 100 cm de large, de plus une rallonge de lit existe pour les utilisateurs de grande taille. Le relève-buste à réglage manuel garantit le confort pour lire ou regarder la télévision. La lampe de lecture en option diffuse une lumière agréable – des réceptacles sont déjà présents, une potence peut aussi y être insérée. Une table d'appoint peu encombrante sert d'accessoire pratique qui peut accueillir un livre ou un téléphone portable.

La conception du Carino revêt une élégance simple et peut être adaptée au goût personnel grâce à une multitude de formes de panneaux de tête et de pied ainsi qu'à des décors en bois. Les Softcover textiles sont des éléments de design cosy pour les panneaux et côtés du lit. Des tissus aux couleurs et motifs séduisants transforment le Carino en point central de la pièce, si cela est souhaité. Avec un panneau fixé en option sur un côté longitudinal, le lit peut aussi servir de canapé douillet pendant la journée.



Les caissons de lit en option offrent de l'espace de rangement sous le lit. ▶

Carino	
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures (en fonction de l'encadrement en bois)	env. 105 x 210 cm ou 115 x 210 cm
Sommier (dimensions du matelas)	env. 90 x 200 cm ou 100 x 200 cm
Hauteur du sommier	env. 40 cm
Répartition du sommier (relève-buste, sommier)	env. 80/120 cm
Charge de travail sûre	225 kg
Passage sous le lit	25 cm
Poids total *	env. 100 kg
Plages de réglage	
Sommier en 2 parties, réglage manuel du relève-buste	✓
Réglage du relève-buste jusqu'à 30°	✓
Divers	
Éléments d'appui avec lamelles métalliques faciles à nettoyer	✓
2 réceptacles côté tête pour potence/lampes de lecture	✓
Encadrement en bois au choix Lito / Lito reha, Alero, Nobla / Nobla reha / Nobla mala, Pino, Podego, Pilastro, (les dimensions varient selon le modèle de panneau)	✓
Décors en bois au choix parmi la collection Wodego de Stieglmeyer	✓
Revêtement métallique gris foncé RAL 7011	✓
Pieds chromés	✓
Accessoires	
Table d'appoint	0
Softcover	0
Caisson de lit	0
Lampe de lecture, lampe LED	0
Équipement supplémentaire	
Cadre en bois teinté	0
Largeur du sommier 100 cm	0
Rallonge du lit de 20 cm **	0
Modèle avec panneau fixé sur un côté	0
Panneaux sélectionnés en matériau Multiplex	0
Caches latéraux continus vissés	0
Potence avec poignée	0
Attache-câbles pour potence	0
Support de perfusion, droit ou courbé	0

✓ = Équipement standard
 0 = En option
 - = Non disponible

* En fonction du matériau utilisé et des accessoires, le poids total peut différer de la valeur indiquée.

** Pas pour sommier de 100 cm

Sommier particulièrement robuste et charge de travail de 225 kg



▼ Les lamelles métalliques du sommier se nettoient aisément.

◀ Le panneau fixé transforme le Carino en canapé pendant la journée.



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Stiegelmeier GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stiegelmeier.com
www.stiegelmeier.com



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stiegelmeier SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stiegelmeier.fr
www.stiegelmeier.fr


Nederland / Netherlands
Stiegelmeier BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeier.nl
www.stiegelmeier.nl

Polska / Poland
Stiegelmeier Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeier.pl
www.stiegelmeier.pl

South Africa
Stiegelmeier Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeier.com
www.stiegelmeier.co.za

Suomi / Finland
Stiegelmeier Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeier@stiegelmeier.fi
www.stiegelmeier.fi

China
Stiegelmeier China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stiegelmeier.cn
www.stiegelmeier.cn



stiegelmeier-group.com