



## Stieglmeyer-Paket

- Niedrigbett Libra
- Prophylaxe-Matratze P2
- Nachttisch Aparto **NEU**

## Nur für kurze Zeit: Ein Paket – drei attraktive Produkte

Wirtschaftliches Arbeiten mit einer hohen Lebensqualität für die Bewohner zu kombinieren, ist heute eine entscheidende Herausforderung in der stationären Pflege. Stieglmeyer unterstützt Sie dabei mit einem attraktiven Aktionspaket. Entdecken Sie die Vorteile des Niedrigbettes Libra, der Prophylaxe-Matratze P2 und des innovativen Nachttisches Aparto und profitieren Sie von einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

### Aparto - der Nachttisch neu definiert

Wirtschaftliche Wahl:  
Universell rechts und links  
einsetzbar



Einfach  
zu reinigen



Intuitiv  
und stabil



Idealer  
Begleiter



### Inklusive: Niedrigbett Libra



Dekorauswahl für Libra und Aparto:



Buche Natur



Buche Crenata




Lindberg Eiche

Unsere Konfiguration – Ihre Vorteile:

- Höhenverstellbereich von ca. 25 – 80 cm
- hohe sichere Arbeitslast von 225 kg
- Liegefläche 90 x 200 cm
- zentrale Rollenfeststellung
- 24-Volt-Antriebssystem
- Vario-Safe-System ausgestattet mit:
  - kopfseitigen Seitensicherungselementen, 1x 90 cm und 1x 110 cm
  - dazu passenden fußseitigen Seitenblenden
  - Kopfteil Nobla, Fußteil Nobla reha

### Inklusive: Matratze P2 – die Prophylaxe-Matratze



- 5 cm Viscoschaum
- Gesamthöhe 14 cm
- Raumgewicht: 50/40 kg/m<sup>3</sup>
- Stauchhärte: 60N, 4,0 kPa
- 87 x 200 x 14 cm

### Inklusive: Nachttisch Aparto – Komfort und Flexibilität **NEU**



Der neue Nachttisch Aparto überzeugt mit Vorteilen, die es zuvor in der stationären Pflege noch nicht gab. Besonders innovativ ist sein höhenverstellbarer und stufenlos ausziehbarer Betttisch, der sich durch den drehbaren Korpus auf beiden Seiten des Bettes einsetzen lässt.

Unsere Konfiguration – Ihre Vorteile:

- Einhandbedienung des Betttisches entlastet die Pflegekraft in hektischen Situationen
- viele Bewohner können den Betttisch ohne Hilfe bedienen und bewahren ein Stück Selbstständigkeit
- Höhenverstellung von ca. 80 bis 110 cm
- sichere Hygiene dank einfacher Entnahme zur Reinigung
- 2 Schubladen in unterschiedlichen Größen
- offenes Zwischenfach
- Oberplatte mit erhöhten Begrenzungskanten verhindert das Herunterfallen abgestellter Gegenstände
- Laufrollen mit 65 mm Durchmesser serienmäßig einzeln feststellbar



Vario  
Safe

Sitzposition



Fußtieflage



24  
Volt  
System



Großer  
Höhenverstell-  
bereich  
25 bis  
80 cm




Zentrale Rollen-  
feststellung



# Bestellformular

E-Mail:  
auftraege.pflegeheim@stieglmeyer.com



## Das Stieglmeyer-Aktionspaket für die stationäre Pflege

### Bestehend aus:

- **Bett Libra**, Liegefläche 90 x 200 cm
  - ausgestattet mit kopfseitigen Seitensicherungselementen (1x 90 und 1x 110 cm), passenden fußseitigen Seitenblenden, Kopfteil Nobla, Fußteil Nobla reha
  - Dekorwahl Buche Natur, Buche Crenata oder Lindberg Eiche
- **Nachttisch Aparto**
  - Dekorwahl Buche Natur, Buche Crenata oder Lindberg Eiche
- **Matratze P2**
  - viskoelastische Prophylaxe-Matratze



### Aktionspreis, gültig bei Bestelleingang bis 31.12.2023 und Abnahme bis 30.06.2024:

Preis zzgl. Mehrwertsteuer, Lieferung frei Haus (deutsches Festland).  
Zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum netto Kasse.

1.895,- €

Anzahl	Produkt
	Libra-Aktionspaket, Dekor Buche Natur
	Libra-Aktionspaket, Dekor Buche Crenata
	Libra-Aktionspaket, Dekor Lindberg Eiche

Kd.-Nr.

Straße

Firma

PLZ/Ort

Abteilung

Telefon

Vor-/Nachname

E-Mail

Stieglmeyer GmbH & Co. KG  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185-0  
Fax +49 (0) 5221 185-252  
info@stieglmeyer.com

**Stico**

Bestellhinweis

stieglmeyer.com