



Pflegebett Inovia



Praktische, wohnliche Griffleiste aus Massivholz

Seitensicherungs-schutzhöhe von 41 cm für Matratzen bis max. 19 cm

Rückenlehnen-rückzug

Hygienische Liegeflächen-Lamellen, optionale Komfortliegefläche

Holzhaube im ansprechenden Wohndesign

Rastomat zur Verstellung der Unterschenkellehne

Paarweise Rollen-feststellung in jeder Liegeflächenposition

Details



Griffleiste
• aus Massivholz



Paarweise Rollenfeststellung
• in jeder Liegeflächenposition



Handschalter
• mit selektiver Sperrung



Auswandernde Rückenlehne



Liegehöhenverstellung
• von 22-77 cm
• Verstellbereich = 55 cm




Buche Natur (Standard)



Kirsche Havanna


Produktbesonderheiten:



Vorteile:

- wohnliches Aussehen mit opulenten Häuptern
- besonders niedrige Tiefposition von 22 cm
- schützt den Bewohner vor Sturzverletzungen ohne freiheits-entziehende Maßnahmen
- optionale teleskopierbare Seitensicherungen fördern die Mobilität des Pflegebedürftigen

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Inovia-Konfigurationsbogen.

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Inovia



1 Aufrichter.



2 3 Bettverlängerung.



4 Dekor Buche Natur.



5 Dekor Kirsche Havanna.



6 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



7 Flexibler Geberhalter für den Handschalter.



8 Verlängerungskabel für den Handschalter (1,40 m).



9 10 Die Komfortliegefläche besteht aus 50 freischwingenden Federelementen.



11 12 Leselampe Sola.



13 Polsterteil für Bettverlängerung.



14 Schaumlederbezug für DSG.



15 Schaumlederbezug für TSG.



16 Serviertablett.



17 18 Teleskopierbare Seitensicherung (TSG).



19 Wandabweisrolle.



20 Pflegebettmatratze Sky-fit.



21 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



22 Pflegebettmatratze Basic-fit.

Technische Daten	Inovia
Nettogewicht	153/159 kg
Außenmaße	104 x 219 cm 114 x 219 cm
Höhenverstellbereich	22-77 cm
sichere Arbeitslast	225 kg
max. Bewohnergewicht	195 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	Inovia
Gestellfarbe	Argentum
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm 100 x 200 cm (Sondermaß)
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenfeststellung	achsweise
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓
Notabsenkung mechanisch	✓

Ausstattungsvarianten	Inovia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Inovia 90 x 200 cm mit durchgehender Seitensicherung (DSG)		262655	3.699,00
Inovia 100 x 200 cm mit durchgehender Seitensicherung (DSG)		262655	4.389,00

Sonderausstattung und Zubehör	Inovia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Aufrichter	O	188223	144,00
2 Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche 90 und 100 cm mit DSG	O	LFL_005	565,00
3 Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche 90 und 100 cm mit TSG	O	LFL_006	459,00
4 Dekor Buche Natur	✓	DHU_027	
5 Dekor Kirsche Havanna	O	DHU_024	129,00
6 Füllpolster (nur für durchgehende Seitensicherung)	O	258395	189,00
7 Geberhalter für Handschalter	O	199137	159,00
8 Handschalter-Verlängerungskabel (1,40 m)	O	238047	99,00
9 Komfortliegefläche	O	245702	349,00
10 Komfortliegefläche für Bettverlängerung	O	257471	45,00
11 Leselampe zum Einstecken	O	264877	309,00
12 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	289177	309,00
13 Polsterteil für Bettverlängerung 90 cm Breite, 12 cm hoch		90 cm x 21 cm x 12 cm 166715	139,00
14 Schaumlederbezug DSG	O	225921	189,00
15 Schaumlederbezug TSG	O	716556	199,00
16 Serviertablett für DSG 90er Breite	O	267000	195,00
17 teleskopierbare Seitensicherung (TSG) beidseitig	O	SHC_002	879,00
18 teleskopierbare Seitensicherung (TSG) einseitig/DSG einseitig	O	SHC_008	497,00
19 Wandabweisrolle mit Halter (rechts oder links)	O	links 215921 rechts 221306	55,00

Matratzen	Inovia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
20 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm 100 cm x 200 cm x 14 cm	283924 283925	399,00 424,00
21 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm 100 cm x 200 cm x 14 cm	283922 283923	319,00 344,00
22 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm 90 cm x 220 cm x 12 cm 100 cm x 200 cm x 12 cm 100 cm x 220 cm x 12 cm	261477 261484 261486 261487	259,00 329,00 309,00 414,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Inovia-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 12.2021 | Preisbindung bis zum 31.12.2022