

Außenmaße des Regia

In der Ausstattung mit dem Haupt Primus hat das Regia 90 x 200 cm folgende Außenmaße:



Länge: 211,1 cm (mit Bettverlängerung TSG: 229,1 cm)

Breite: 110,9 cm

Höhe je nach Verstellung: 62,1 bis 113,2 cm


Lifterunterfahrbarkeit: 14,5 cm

Die exakten Maße aller Hauptvarianten können Sie der folgenden Maßskizze entnehmen (Maße in mm):



Die angegebenen Maße sind ca. Maße und können fertigungsbedingt abweichen. Bei den Höhenangaben werden deshalb Mini- bzw. Maximalmaße angegeben. Die zeichnerische Darstellung kann in den Ausstattungsdetails von der gelieferten Ausführung abweichen.

* bei der Liegefläche 100cm



Häupter für Liegeflächenbreite 90cm			
	A	B	C
Primus	621	1009	2111 - 2291
Primus Low	406	1009	2111 - 2291
Prinzino	579	1002	2116 - 2296
Nobla	551	1006	2126 - 2306
Nobla Reha	221	1026	2126 - 2306

Haupt für Liegeflächenbreite 100cm			
	A	B	C
Primus	621	1109	2111 - 2291
Primus Low	406	1109	2111 - 2291
Prinzino	579	1102	2116 - 2296
Nobla	551	1126	2126 - 2306
Nobla Reha	221	1126	2126 - 2306

Burmeier GmbH & Co. KG
 Pivitsheider Straße 270
 32791 Lage
 Phone +49 (0) 5232 9841 - 0
 Fax +49 (0) 5232 9841 - 41
 info@burmeier.com
 www.burmeier.com

Ein Unternehmen
 der Stieglmeyer-Gruppe

