

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN



Die innovativen
Pflegebetten


Allura II

VORTEILE


Die flexiblen Modelle der Allura-II-Serie verbinden eine hohe Traglast mit wählbaren Liegeflächenbreiten und einem großen Höhenverstellbereich. So bieten sie auch schwergewichtigen Pflegebedürftigen viel Komfort und Sicherheit und entlasten zugleich die pflegenden Angehörigen.

- sichere Arbeitslast 250 kg
- max. Bewohnergewicht 210 kg
- Höhenverstellung 30-80 cm
- 24-Volt-Antriebssystem
- keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- Fußtieflage
- selektiv sperrbarer Handschalter
- Liegeflächenbreiten 100 und 120 cm

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Produktbesonderheiten:



Weitere Info:



Produktseite

Allura II 100
Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.7017
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.3017

Allura II 120
Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.7018
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.3018

Die Vorteile im Überblick

DETAILS



Fußtieflagerung.



Verstellbereich von 30 bis 80 cm.



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert.



Handschalter mit selektiver Sperrfunktion.



Platzsparende Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe (Abb. ähnlich).

ZUBEHÖR



Bettverlängerung (auch nachträglich montierbar).



Schaumlederbezug.



Leselampen.



Serviertablett für Allura II 100.



Holzfüllung zur Verkleidung des Fahrgestells (auch nachträglich montierbar).



Füllpolster zum Aufstecken auf die durchgehende Seitensicherung.



Die Aufnahmeschale für Brillen, Handys oder den kabellosen Handschalter lässt sich an vielen Stellen einfach anbringen.



Wandabweisrolle inkl. Halterung.



Der Journalhalter eignet sich für medizinische Dokumente oder Zeitschriften.

AUSSTATTUNGEN UND OPTIONEN

Ausstattung/Option	Allura II	Mat.-Nr.	Preis € (UVP) Inkl. MwSt.
Ausstattungsvarianten			
Allura II 100x200 cm		275100	2.655,00
Allura II 120x200 cm		275101	2.909,00
Allura 100x220 cm		278115	3.024,00
Allura 120x220 cm		278116	3.288,00
Technische Daten/Standardausstattung			
Nettogewicht	120 kg		
Außenmaße	111 x 224 cm		
Höhenverstellbereich	30 – 80 cm		
sichere Arbeitslast	250 kg		
max. Bewohnergewicht	210 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	100 x 200 cm		
Seitensicherung	DSG		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	einzel		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkelhne	✓		
Zubehör			
Aufstehhilfe	O	244029	94,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche 100 cm	O	1x 195915 4x 198167	379,00
Bettverlängerung für Metall-Lamellen-Liegefläche 120 cm	O	1x 195906 4x 198167	379,00
Polsterteil für Bettverlängerung 100 cm Breite, 12 cm hoch	O	219857	119,00
Polsterteil für Bettverlängerung 120 cm Breite, 16 cm hoch	O	241942	119,00
Wandabweisrolle 1 Stück inkl. Halterung	O	206751	39,00
Schaumlederbezug DSG	O	225921	154,00
Leselampe zum Einstecken	O	264877	288,00
Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	1x 191879 1x 174231	288,00
Serviertablett für DSG (nur für 100er Breite)	O	180039	224,00
Füllpolster (nur für durchgehende Seitensicherung)	O	258395	134,00
Journalhalter	O	204241	119,00
Aufnahmeschale	Weiß	266970	19,95
	Gelb	266971	19,95
	Rot	266619	19,95

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich