

Relax

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Das kombinierbare
Seniorenbett



Doppelbett „Relax“ mit
höhenverstellbarem
Betteinsatz „Lippe IV“

Seniorenbett Relax - Das kombinierbare Wunsch-Seniorenbett

Ihre Vorteile

Funktionsfähigkeit

Es besteht die Möglichkeit, aus verschiedenen Komponenten ein voll funktionsfähiges Seniorenbett zusammenzustellen. Das Seniorenbett „Relax“ ist in den Größen 90 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm, 120 x 220 cm, 140 x 200 cm sowie 140 x 220 cm erhältlich. Darüber hinaus stehen 4 verschiedene Dekore, ein elektrisch verstellbarer Lattenrost und der höhenverstellbare Betteinsatz „Lippe IV“ zur Auswahl. Für die 120/140 cm breiten Modelle steht der Betteinsatz „Lippe 120/140“ zur Verfügung. Hier können optional bodentiefe Bettseiten geliefert werden, durch sie wird das Untergestell des Einlegerahmens vollständig verdeckt.

Komfortabel und seniorenrecht

Die Einstiegshöhe von 45 cm erleichtert den Ein- und Ausstieg.

Zubehör

Für das Seniorenbett „Relax“ steht ein umfangreiches Sortiment an Zubehör zur Auswahl.

Details



Einzelbett „Relax“ mit Motorrahmen, Rücken- und Beinlehne elektromotorisch verstellbar



Einzelbett „Relax“ mit höhenverstellbarem Betteinsatz „Lippe“ und bodentiefen Bettseiten, Rücken- und Beinlehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar



2 Einzelbetten als Doppelbett zusammengestellt, Mittelspalt durch Holzabdeckung verkleidet



Auflageleisten für Lattenrost in 4 Stufen (à 2 cm) höhenverstellbar. Niedrigster Punkt 26 cm



Holzrahmen Buche massiv, Füllungen und Bettseiten in Buche Dekor



Holzrahmen Buche massiv, Füllungen und Bettseiten in Ahorn Dekor



Holzrahmen Buche massiv, Füllungen und Bettseiten in Havanna Dekor



Holzrahmen Buche massiv, Füllungen und Bettseiten in Bella Noce Dekor

Seniorenbett Relax

Ausführung

- Stollenfüße der Kopf- und Fußteile sowie Griffleiste im Fußteil in Buche massiv ausgeführt
- Füllungen und Bettseiten in Dekor-Optik (4 verschiedene Dekore nach Wahl)
- Einstiegshöhe: 45 cm (gemessen von der Oberkante Bettseite zum Fußboden)
- Einstiegshöhe lässt sich durch die höhenverstellbaren Auflageleisten für den Lattenrost individuell einstellen



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2018. Version 5. Artikel-Nr. 600846.

Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Aufstehhilfe in Kombination mit Lippe IV (Lippe 120 Abb. ähnlich)



Seitensicherung aufsteckbar in Kombination mit Lippe IV



adaptierbare Seitensicherung in Kombination mit Lippe IV



Aufrichter mit Triangelgriff in Kombination mit Lippe IV



Holz-Abdeckung (Buche Dekor) zur Verkleidung des Mittelspaltes bei Nutzung als Doppelbett



Motorrahmen, Rücken- und Beinlehne elektromotorisch verstellbar (90 x 200 cm und 100 x 200 cm)



Höhenverstellbarer Betteinsatz Lippe IV, Rücken- und Beinlehne sowie Liegehöhe elektrisch verstellbar

Bestellnummern und Außenmaße

	90 x 200 cm (Liegeflächenmaß)	100 x 200 cm (Liegeflächenmaß)	120 x 200 cm (Liegeflächenmaß)	120 x 220 cm (Liegeflächenmaß)	140 x 200 cm (Liegeflächenmaß)	140 x 220 cm (Liegeflächenmaß)
	100 x 209 cm (Außenmaß)	110 x 209 cm (Außenmaß)	130 x 209 cm (Außenmaß)	130 x 229 cm (Außenmaß)	150 x 209 cm (Außenmaß)	150 x 229 cm (Außenmaß)
	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
Dekor Buche	53.5311.92	53.5311.12	53.5311.22	53.5311.23	53.5311.42	53.5311.43
Dekor Königsahorn	53.5184.92	53.5184.12	53.5184.22	53.5184.23	53.5184.42	53.5184.43
Dekor Kirsche Havanna	53.5681.92	53.5681.12	53.5681.22	53.5681.23	53.5681.42	53.5681.43
Dekor Bella Noce Schoko	53.4889.92	53.4889.12	53.4889.22	53.4889.23	53.4889.42	53.4889.43

Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage
 Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0
 Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41
 E-Mail: info@burmeier.com
 www.burmeier.com

