

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN



Händlerkatalog

Betten und Zubehör für die häusliche Pflege




STIEGELMEYERGROUP



Ihre Ansprechpartner auf einen Blick

Gebietsverkaufsleiter nach Postleitzahlen

Geschäftsführung Burmeier GmbH & Co. KG



Reiner Rekemeier
Geschäftsführer Vertrieb
☎ (05223) 9769-0
✉ reiner.rekemeier@burmeier.com

National Key Account Management



Sven Koppelwiser
Ansprechpartner bundesweit
☎ (0174) 306 42 41
✉ sven.koppelwiser@burmeier.com

Leitung Vertriebs-Innendienst | Stellvertr. Vertriebsleitung



Irina Dietrich
☎ (05223) 9769-0
✉ irina.dietrich@burmeier.com

Auftragsbearbeitung, Ersatz- teile und Service für den Online-Handel



Dagna Aschenbrenner
Ansprechpartnerin bundesweit
☎ (05223) 9769-013
✉ online@burmeier.com



Region Ost
Gebietsverkaufsleitung:
Hardy Heine
☎ (0160) 886 06 14
✉ hardy.heine@burmeier.com



Region Nordwest
Gebietsverkaufsleitung:
Peter Gilhaus
☎ (0160) 885 63 61
✉ peter.gilhaus@burmeier.com



Region Süd
Gebietsverkaufsleitung:
Alexander Weiss
☎ (0170) 769 19 88
✉ alexander.weiss@burmeier.com



Alle Infos immer abrufbar

Im Händlerbereich unserer Website haben Sie stets Zugriff auf:

- Ersatzteillisten,
- Gebrauchsanweisungen,
- Zertifikate,
- Produktfotos

und vieles mehr – rund um die Uhr!

Jetzt registrieren unter
partner.burmeier.com



**Angebote
zu Neubetten und Zubehör**
☎ +49 (0) 5223 9769 - 020
✉ info@burmeier.com

**Bestellungen und Beratungen
zu Neubetten und Zubehör**
☎ +49 (0) 5223 9769 - 010
✉ bestellung@burmeier.com

Servicebereich
☎ +49 (0) 5223 9769 - 030
✉ service@burmeier.com

















PLZ-Gebiet von – bis	Ihr Ansprechpartner
01000 – 19999	Hardy Heine
20000 – 22999	Peter Gilhaus
23000 – 23999	Hardy Heine
24000 – 29409	Peter Gilhaus
29410 – 29419	Hardy Heine
29420 – 34999	Peter Gilhaus
35000 – 36198	Alexander Weiss
36199 – 36299	Hardy Heine
36300 – 36399	Alexander Weiss
36400 – 36499	Hardy Heine
36500 – 36999	Alexander Weiss
37000 – 37599	Hardy Heine
37600 – 37699	Peter Gilhaus
37700 – 39999	Hardy Heine
40000 – 53999	Peter Gilhaus
54000 – 56999	Alexander Weiss
57000 – 59999	Peter Gilhaus
60000 – 94999	Alexander Weiss
95000 – 97876	Hardy Heine
97877 – 97999	Alexander Weiss
98000 – 99999	Hardy Heine

Inhalt

Gut zu wissen

- 5 Das Unternehmen Burmeier
- 6 Unsere Unterstützung bei Ihren Prozessen
- 8 Sicherheitsstandards für Pflegebetten
- 9 Das 24-Volt-Antriebssystem
- 10 Easy Switch für unser Bett Regia
- 12 Technische Daten
- 19 Dali-Serie
- 39 Lippe-Serie, Relax
- 59 Regia, Inovia
- 83 Westfalia-Serie
- 95 Schwerlastbetten
- 107 Nacht- und Beistelltische
- 115 Matratzen, Transportstuhl und Möbel
- 128 Hilfsmittelnummern
- 129 Die Stieglmeyer-Gruppe

Pflegebetten und Betteinsätze

<p>22 Dali</p>  <p>Das meistverkaufte Pflegebett in Deutschland</p>	<p>26 Dali v. 100</p>  <p>Das Bett mit der Komfortbreite</p>	<p>30 Dali wash</p>  <p>Das maschinenwaschbare Pflegebett</p>	<p>34 Dali low-entry</p>  <p>Das praktische Niedrigbett</p>
<p>42 Lippe IV</p>  <p>Der flexible Betteinsatz</p>	<p>46 Lippe IV waschbar</p>  <p>Der Betteinsatz für die maschinelle Aufbereitung</p>	<p>50 Lippe 120/140</p>  <p>Der bariatrische Betteinsatz</p>	<p>54 Relax</p>  <p>Das kombinierbare Seniorenbett</p>
<p>62 Regia</p>  <p>Das vielseitige Pflegebett für Anspruchsvolle</p>	<p>70 Regia v. partner</p>  <p>Das flexible Seniorenbett für Paare</p>	<p>76 Regia v. gardo</p>  <p>Das Bett mit dem besonderen Schutz</p>	<p>78 Inovia</p>  <p>Das innovative Niedrigbett</p>
<p>86 Westfalia IV</p>  <p>Das wohnliche Pflegebett</p>	<p>90 Westfalia-Klassik</p>  <p>Das komfortable Pflegebett</p>	<p>98 Gigant</p>  <p>Das Schwerlastbett für höchste Anforderungen</p>	<p>102 Allura II</p>  <p>Das Schwerlastbett mit der niedrigsten Einstiegshöhe</p>

Nachtische

110



Praktische Begleiter für jedes Bett

Matratzen, Transportstuhl und Möbel

<p>118</p>  <p>Wohlbefinden durch Liegekomfort</p>	<p>120</p>  <p>Ravello – der Pflegestuhl für mehr Mobilität</p>	<p>124</p>  <p>Wohnmöbel für jeden Bedarf</p>
--	---	---



Burmeier am neuen Standort Hiddenhausen – hier geht's zum FORUM-Artikel

Burmeier – mit Sicherheit zuhause leben

Die häusliche Pflege Angehöriger wird schon in naher Zukunft das gesellschaftliche Leben in Europa prägen wie kaum ein anderes Thema. Moderne Pflegebetten tragen erheblich dazu bei, das Zusammenleben der Generationen erfolgreich zu gestalten. Burmeier ist seit Jahrzehnten der führende Spezialist für häusliche Pflegebetten und -möbel in Deutschland.

Profitieren Sie von diesen Stärken:

- **hochmodernes digitales Logistikzentrum ermöglicht bundesweite Lieferzeiten von nur 24 bis 48 Stunden**
- **mehr als 120 Jahre Erfahrung mit medizinischen Betten als Teil der Stieglmeyer-Gruppe**
- **familiengeführtes Unternehmen mit großer Innovationskraft**
- **Förderung einer zeitgemäßen Pflege durch moderne Konzepte wie Niedrigbetten und geteilte Seitensicherungen**
- **wohnliche Betten mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten für Privatkunden**
- **höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards durch ausgiebige Produkttests weit über den normativen Anforderungen**

Burmeier legt großen Wert auf Nachhaltigkeit

Ethisch einwandfreies Handeln, der Schutz der Umwelt und der Abbau von Diskriminierungen sind heute Anforderungen an jedes Unternehmen. Als Teil der Stieglmeyer-Gruppe gestaltet Burmeier diese Entwicklung seit vielen Jahren aktiv mit. Respekt, Toleranz, Ehrlichkeit und Fairness untereinander und gegenüber Kunden sind unsere Leitlinien. Darüber hinaus verfolgen wir beim Thema Nachhaltigkeit viele ambitionierte Ziele.

Ihr verlässlicher Partner:

In bewegten Zeiten braucht man starke Partner. Burmeier bleibt auch in Zukunft Ihr verlässlicher Spezialist für Pflegebetten, Nachtische, Matratzen und Zubehör. Unsere Produkte sind lieferfähig und schnell bei Ihnen. Durch unser vorausschauendes Handeln garantieren wir Ihnen eine faire, transparente Preisgestaltung mit großer Planungssicherheit.

Umweltschutz und Energieeffizienz:

Mit Solaranlagen auf den Dächern speist die Stieglmeyer-Gruppe Energie in das Stromnetz ein und hilft dabei, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren. Unser Unternehmen betreibt ein zertifiziertes Energiemanagementsystem gemäß DIN EN ISO 50001. Zu niedrigen CO₂-Emissionen trägt zudem eine hochmoderne LKW-Flotte mit sorgsam optimierter Routenplanung bei.

Digitalisierung:

In unserem Arbeitsalltag hilft die Digitalisierung dabei, Ressourcen zu schonen. Papier wird in unseren Büros selten. Statt lange Wege zu Meetings zurückzulegen, finden viele Besprechungen als Videokonferenzen statt. In unserem internationalen Unternehmen mit Standorten von Finnland bis Südafrika hilft das, viele Emissionen einzusparen.

Unsere Unterstützung bei Ihren Prozessen




Frank Bonsel,
Filialleiter Sanitätshaus

„Burmeier liefert mir hochwertige Produkte und langfristig verfügbare Ersatzteile. Der kompetente, immer erreichbare Service gibt mir die Sicherheit, die ich für meine Handelsaktivitäten mit Pflegebetten benötige.“



Daniel Rust,
Medizinprodukteberater

„Burmeier-Betten sind die beste Wahl für die Pflege zuhause. Die Kollegen in der Technik sind sehr zufrieden mit der geringen Reparaturquote. Vielfältige Up- und Cross-Sellingmöglichkeiten bieten mir zusätzliches Umsatzpotenzial.“



Andreas Schlichting,
Rehathechniker

„Burmeier-Betten sind in kürzester Zeit mühelos aufgebaut. Die hohe Qualität der Betten sorgt für eine geringe Reklamationsquote – und wenn wir Ersatzteile benötigen, werden sie zeitnah geliefert. Die persönliche Betreuung durch Burmeier ist vorbildlich.“



Sabine Weber,
Kundin

„Als plötzlich die Entscheidung für ein Pflegebett anstand, fiel meine Wahl auf Burmeier. Das wohnliche Design, der Komfort und die hohe Sicherheit haben mich sofort überzeugt. Schön, dass es so viel Qualität zu so einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis gibt.“

Unsere Schwerpunkte und Innovationen



Weitere
Infos zur
MDR



Sicherheitsstandards

Alle Betten sind serienmäßig auf größtmögliche Sicherheit ausgelegt

Dazu zählen:

- Primärsicherung, elektronische Überlastabschaltung und Thermosicherung gegen Überhitzung
- Schutzkleinspannung zum Betrieb von Motoren
- hausinterne Qualitätsstandards, die über Normanforderungen hinausgehen
- Zugentlastung mit Knickschutz am Bettrahmen und am Motorengehäuse
- mindestens IPX4-Spritzwasserschutz
- optional IPX6-Spritzwasserschutz für maschinelle Aufbereitung

Folgende Normen und Richtlinien werden angewandt

- Medical Device Regulation MDR – Medizinprodukteverordnung (2017/745)
- DIN EN 62353: Medizinische elektrische Geräte – Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten
- DIN EN 12182: Technische Hilfen für behinderte Menschen
- DIN 32977: Behindertengerechtes Gestalten
- DIN EN 60601-1: Medizinische elektrische Geräte – Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
- DIN EN 60601-1-2: Medizinische elektrische Geräte – Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglichkeit
- DIN EN 60601-1-6: Medizinische elektrische Geräte – Ergänzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit
- DIN EN 60601-2-52: Medizinische elektrische Geräte – Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Betten
- DIN EN ISO 14971: Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte



Der Spannungswandler SwitchMode stellt direkt an der Steckdose eine Schutzkleinspannung von 24 Volt her.

24-Volt-Antriebssystem

Das 24-Volt-Antriebssystem von Burmeier bietet einen optimalen Sicherheitsstandard für die häusliche Pflege. Alle spannungsführenden 230-Volt-Komponenten sind außerhalb des Bettes untergebracht. Direkt hinter dem Netzstecker befindet sich ein Gehäuse mit dem elektronischen Spannungswandler **SwitchMode**. Dadurch genießen die Bewohner ein Höchstmaß an Sicherheit.

Sie sparen Arbeitsaufwand, Ihr Kunde Strom!

Solange der Handschalter nicht betätigt wird, ist das Bett stromlos. Der Energieverbrauch sinkt dadurch um bis zu 93%. Noch mehr Kosten und Aufwand spart das **Entfallen der Ableitstrommessungen**, zertifiziert durch den **TÜV Rheinland**. Grundsätzlich ist bei Pflegebetten im gewerblichen Einsatz die geforderte Ableitstrommessung alle 2 Jahre durchzuführen. Mit dem 24-Volt-System verlängert sich dieses Intervall so stark, dass über die erwartbare Nutzungsdauer des Pflegebettes hinaus keine weitere Messung notwendig wird. Über die Länge der jeweiligen Nutzungsdauer informiert die Gebrauchsanweisung.

Selbst bei der ersten Inbetriebnahme ist keine Ableitstrommessung erforderlich, denn sie wurde bereits im Werk durchgeführt. Bei der Inbetriebnahme des Bettes muss somit **keine elektrisch unterwiesene Person** beteiligt sein – das spart dem Betreiber weitere Kosten.




Frank Bonsel,
Filialleiter Sanitätshaus

„Sicherheit und die Einhaltung von regulatorischen Normen sind wichtige Aspekte bei der Beschaffung von Pflegebetten. Burmeier ist dabei der vertraute Partner an unserer Seite.“

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Starke Vorteile



- Schutzkleinspannung ab Trafo an der Steckdose
- keine 230-Volt-Komponenten am Bett
- keine Ableitstrommessung nach Aufbau und über die zu erwartende Nutzungsdauer des Bettes hinaus
- für jedes Bett steht ein Prüfzertifikat zum Download zur Verfügung



Easy Switch für unser Bett Regia

Das patentierte System für anpassbare Pflegebetten mit normgerechter Sicherheit


Wählen Sie das Regia mit der teleskopierbaren geteilten Seitensicherung oder ohne Seitensicherung und kommen Sie in den Genuss unseres flexiblen Systems Easy Switch. Das Prinzip von Easy Switch ist so einfach wie überzeugend: Die Elemente der Seitensicherung, die Bettenhäupter sowie die Seitenblenden lassen sich **ohne Werkzeug** anbringen und abnehmen. Dazu dienen einfach bedienbare Verschlüsse, die sicher einrasten und vom Bewohner nicht versehentlich betätigt werden können. Köpfe aus der Nobla-Serie und Blenden sind auf Wunsch mit **attraktiven Stoff- oder Kunstlederpolsterungen lieferbar**.

Modular aufgebaut und werkzeuglos montierbar

Durch das Easy-Switch-System lässt sich das Regia im Lauf der Nutzung sehr einfach mit Seitensicherungen oder einer neuen Optik nachrüsten und **an Ihre Bedürfnisse anpassen**. Dadurch wird es zu einem Bett, das sich mit Ihnen entwickelt und Sie in jeder Lebensphase unterstützt. Die abnehmbaren Seitensicherungen ermöglichen zudem einen schnellen Umbau, immer angepasst an die jeweilige Pflegesituation. Zusätzlich erleichtern sie den Aufbau des Bettes erheblich.

Kopfteile nach Wunsch sekundenschnell austauschen

- wohnliche Designvarianten, mit oder ohne Griffleisten
- attraktive Holzdekore, Stoffe und Kunstleder wählbar
- Bettenhäupter und Seitenblenden frei nach Ihren Wünschen kombinierbar



Fußteile austauschen oder abnehmen

- ohne Haupt besserer Zugang zum Bewohner, z. B. für die Fußpflege
- hohe Fußteile für Gefühl von Geborgenheit oder niedrige Fußteile für freie Sicht wählbar
- attraktive Holzdekore, Stoffe und Kunstleder zur Wahl

Geteilte Seitensicherungen bei Bedarf montieren oder demontieren

- 2 Elemente mit 90 und 110 cm Länge lassen sich frei kombinieren oder einzeln verwenden
- 110 cm kopfseitig bieten normgerechten Seitensicherungsschutz
- 90 cm kopfseitig geben ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung und lassen viel Platz für den Ein- und Ausstieg

**! Seitensicherungen frei kombinierbar:
• 110/90 oder 90/110**



Daniel Rust,
Medizinprodukteberater

„Ein Bett, das von Beginn an flexibel nutz- und erweiterbar ist: für mich genau das richtige Verkaufsargument.“

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Mit Easy Switch mehr Flexibilität und Sicherheit

Betten mit Easy Switch erfüllen wechselnde Schutzbedürfnisse der Bewohner und lassen sich optisch an jeden Geschmack anpassen. Die flexible Seitensicherung ermöglicht einen normkonformen Schutz, ohne die Mobilität des Pflegebedürftigen einzuschränken.



▲ Alle Easy-Switch-Elemente werden in den Bettrahmen gesteckt und mit leicht bedienbaren Verschlüssen befestigt.



▲ Drücken Sie den Verschluss einfach nach oben.



▲ Der Verschluss rastet sicher ein – das Element ist befestigt.



▲ Um die Befestigung wieder zu lösen, ziehen Sie die orange Sicherung nach vorn und drücken Sie den Verschluss nach unten.

Technische Daten

Modellbezeichnung		Dali	Dali v. 100	Dali wash	Dali low-entry	Lippe IV	Lippe IV waschbar	Lippe 120/140
Verstellungen								
Höhe	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückenlehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oberschenkellehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	selektiv	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	zentral	-	-	-	-	-	-	-
kabelloser Handschalter		✓	-	✓	-	-	-	-
kabelgebundener Handschalter		0	✓	-	✓	✓	✓	✓
24-Volt-Antriebssystem		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Höhenverstellbereich								
von - bis	cm	40-80	40-80	40-80	23-63	29-74	29-74	29-74
Liegefläche 4-geteilt								
Standard	cm	90 x 200	100 x 200	90 x 200	90 x 200	90 100 190 200	90 x 190 90 x 200	120 140 x 200
LF-Sonderbreiten		-	-	-	-	80	-	-
Metall-Lamellen		0	-	✓	-	-	✓	✓
Stahlgitterboden		-	-	-	-	-	-	-
Federholzleisten		✓	✓	-	✓	✓	-	-
Komfortliegefläche		-	-	-	-	-	-	-
einteilig		-	-	-	-	-	-	-
teilbar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LF-Schwenkung einstellbar		✓	✓	✓	✓	-	-	-
Rückenlehnenrückzug		-	-	-	-	-	-	-
Lifterunterfahrbarkeit		✓	✓	✓	✓	-	-	-
Rollenfeststellung								
zentral		-	-	-	-	-	-	-
achsweise		-	-	-	-	-	-	-
einzel		✓	✓	✓	✓	-	-	-
Rollendurchmesser	mm	100	100	100	75	-	-	-
Außenabmessungen und Gewicht								
Länge		218	218	218	225	185/195	185/195	195
Breite		102	112	102	102	85/95	85	115 135
Nettogewicht	kg	97	102	106	106	80	80	132 140
Sichere Arbeitslast								
	kg	185	185	185	175	200	200	250
Holzumbau								
Standard		-	-	-	-	-	-	-
modellbezogenes Kopfteil geschlossen		✓	✓	✓	✓	-	-	-
modellbezogenes Fußteil geschlossen		✓	✓	✓	✓	-	-	-
modellbezogenes Kopfteil mit Griffleiste		-	-	-	-	-	-	-
modellbezogenes Fußteil mit Griffleiste		-	-	-	-	-	-	-
Comodo mit Rundstollen		-	-	-	-	-	-	-
Primero mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil		-	-	-	-	-	-	-
Prinzino mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil		-	-	-	-	-	-	-
Primus kopfseitig geschlossen/ fußseitig mit Griffleiste		-	-	-	-	-	-	-
Primus-Low kopfseitig geschlossen / fußseitig mit Griffleiste		-	-	-	-	-	-	-
Nobla		-	-	-	-	-	-	-
Nobla kopfseitig, Nobla mala fußseitig ³⁾		-	-	-	-	-	-	-
Dekor								
Buche Natur ²⁾		✓	✓	✓	✓	-	-	-
Königsahorn ²⁾		-	-	-	-	-	-	-
Kirsche Havanna ²⁾		-	-	-	-	-	-	-
Lindberg Eiche		-	-	-	-	-	-	-
Bella Noce Schoko ²⁾		-	-	-	-	-	-	-

Änderungen vorbehalten ✓ = Standardausstattung 0 = optional erhältlich - = nicht lieferbar ¹⁾fußseitig auch als niedrigere Variante Primus-Low
²⁾erhältlich für Seniorenbett Relax ³⁾auch gepolstert erhältlich

Modellbezeichnung		Regia	Regia v. partner	Regia v. gardo	Inovia	Westfalia IV	Westfalia-Klassik	Gigant	Allura II 100 120
Verstellungen									
Höhe	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückenlehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oberschenkellehne	elektrisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	selektiv	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sperreinrichtung	zentral	-	-	-	-	-	-	-	-
kabelloser Handschalter		-	-	-	-	-	-	-	-
kabelgebundener Handschalter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24-Volt-Antriebssystem		✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
Höhenverstellbereich									
von - bis	cm	26-80	26-80	26-80	22-77	35-80	35-80	40-80	30-80
Liegefläche 4-geteilt									
Standard	cm	90 x 200	2 x 90 x 200	90 x 200	90 x 200 100 x 200	90 x 180 190 200	90 x 200	120 x 200	100 120 x 200
LF-Sonderbreiten		100	-	-	-	100	-	-	-
Metall-Lamellen		✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
Stahlgitterboden		-	-	-	-	-	-	✓	✓
Federholzleisten		-	-	-	-	✓	-	-	-
Komfortliegefläche		0	0	-	0	-	-	-	-
einteilig		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
teilbar		-	-	-	-	✓	-	-	✓
LF-Schwenkung einstellbar		✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
auswandernde Rückenlehne		✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
Lifterunterfahrbarkeit		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rollenfeststellung									
zentral		✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
achsweise		-	-	-	✓	-	-	-	-
einzel		-	-	-	-	✓	-	✓	✓
Rollendurchmesser	mm	50	50	50	100	125	100	100	100
Außenabmessungen und Gewicht									
Länge		210	210	235	220	212	212	222	222
Breite		101	196	113	105 115	100	101	135	111 131
Nettogewicht	kg	135	270	165	135 150	112	132	159	118 128
Sichere Arbeitslast									
	kg	250	2 x 225	225	225	185	200	350	250
Holzumbau									
Standard		-	-	-	-	✓ (nur 90 cm)	✓	-	-
modellbezogenes Kopfteil geschlossen		-	-	-	✓	-	-	✓	-
modellbezogenes Fußteil geschlossen		-	-	-	0	-	-	✓	-
modellbezogenes Kopfteil mit Griffleiste		-	-	-	0	-	-	-	✓
modellbezogenes Fußteil mit Griffleiste		-	-	-	✓	-	-	-	✓
Comodo mit Rundstollen		-	-	-	-	0 (90 cm ⁴⁾ ✓ (100 cm ⁴⁾	0	-	-
Primero mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil		-	-	-	-	0 (nur 90 cm)	0	-	-
Prinzino mit Griffleiste am Fuß- und Kopfteil		0	-	-	-	-	-	-	-
Primus kopfseitig geschlossen/ fußseitig mit Griffleiste		0 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
Primus-Low kopfseitig geschlossen / fußseitig mit Griffleiste		0	-	-	-	-	-	-	-
Nobla		0	0	✓	-	-	-	-	-
Nobla kopfseitig, Nobla mala fußseitig ⁴⁾		0	-	-	-	-	-	-	-
Dekor									
Buche Natur ²⁾		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Königsahorn ²⁾		0	-	-	-	-	-	-	-
Kirsche Havanna ²⁾		0	0	-	0	-	-	-	-
Lindberg Eiche		0	-	-	-	-	-	-	-
Bella Noce Schoko ²⁾		-	-	-	-	-	-	-	-

Änderungen vorbehalten ✓ = Standardausstattung 0 = optional erhältlich - = nicht lieferbar ¹⁾fußseitig auch als niedrigere Variante Primus-Low
²⁾erhältlich für Seniorenbett Relax ³⁾auch gepolstert erhältlich ⁴⁾Liegeflächenbreite

Technische Daten

Modellbezeichnung	Dali	Dali v. 100	Dali wash	Dali low-entry	Lippe IV	Lippe IV waschbar	Lippe 120/140
Zubehör							
adaptierbare Seitensicherung	0	0	-	-	0	-	-
Aufrichter mit Triangelgriff	✓	✓	✓	✓	0	0	0
aufsteckbarer SG-Holm	0	0	0	0	-	-	-
Aufstehhilfe	0	0	-	-	0	0	0
Bettverlängerung 20 cm	0	0	-	-	10/20 cm	-	-
Bettzeugablage	-	-	-	-	-	-	-
durchgehende Seitensicherung	✓	✓	✓	✓	-	-	-
erhöhte Matratzenbügelgriffe (ca.19 cm)	-	-	-	-	0	0	0
festgepolsterte Seitenblenden	-	-	-	-	-	-	-
Füllpolster	0	0	0	0	-	-	-
Geberhalter für Handschalter	-	-	-	-	0	0	-
Handschalter-Verlängerungskabel	-	-	-	-	0	0	-
kombinierbare Seitensicherung	-	-	-	-	-	-	-
Lager- und Transporthilfe	✓	✓	✓	✓	0	✓	-
Leselampe	0	0	0	0	0	0	0
Lippe-Seitenschutz	-	-	-	-	0	0	-
Rastomat für Unterschenkellehne	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Schaumlederbezug	0	0	0	0	-	-	-
Serviertablett (90 cm Breite)	0	-	0	0	-	-	-
Softcover	0	-	0	-	-	-	-
teleskopierbare Seitensicherung	-	-	-	-	-	-	-
Tragetasche für DSG-Holme	0	0	0	0	-	-	-
Unterbettlicht	-	-	-	-	-	-	0
Verbreiterungsschiene 5 cm	-	-	-	-	0	-	-
Wandabstandshalter	-	-	-	-	-	-	-
Wandabweisrollen	0	0	0	0	-	-	-
Zusatzfüllung (Holzhaube)	0	-	-	0	-	-	-

Modellbezeichnung	Regia	Regia v. partner	Regia v. gardo	Inovia	Westfalia IV	Westfalia-Klassik	Gigant	Allura II 100 120
Zubehör								
adaptierbare Seitensicherung	-	-	-	-	0	-	-	-
Aufrichter mit Triangelgriff	0	0	-	0	✓	✓	✓	✓
aufsteckbarer SG-Holm	0	-	-	0	0	0	-	0
Aufstehhilfe	-	-	-	-	0	-	-	0
Bettverlängerung 20 cm	0 (TSG 18 cm) 0 (DSG 20 cm)	0 (nur beid-seitig)	-	0 (TSG 27 cm)	0	0	0	0
Bettzeugablage	0	-	-	-	-	-	-	-
durchgehende Seitensicherung	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
erhöhte Matratzenbügelgriffe (ca.19 cm)	-	-	-	-	-	-	-	-
festgepolsterte Seitenblenden	0	0	-	-	-	-	-	-
Füllpolster	0 (nur DSG)	0 (nur DSG)	-	0 (nur DSG)	0	0	0 (nur DSG)	0
Geberhalter für Handschalter	0	-	-	-	0	0	-	-
Handschalter-Verlängerungskabel	0	-	-	-	0	0	-	-
kombinierbare Seitensicherung	-	-	-	-	-	-	0	-
Lager- und Transporthilfe	-	-	-	-	-	-	-	✓
Leselampe	0	0	-	0	0	0	0	0
Lippe-Seitensicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
Rastomat für Unterschenkellehne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schaumlederbezug	0	0 (nur TSG)	-	0	0	0	0	0
Serviertablett (90 cm Breite)	0 (nur DSG)	-	-	0 (nur DSG)	0	0	-	-
Softcover	-	-	-	-	-	-	-	-
teleskopierbare Seitensicherung	0	0	-	0	-	-	-	-
Tragetasche für DSG-Holme	0	0	-	0	0	0	0	0
Unterbettlicht	0	-	-	-	-	-	-	0
Verbreiterungsschiene 5 cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Wandabstandshalter	0	0	-	-	-	-	-	-
Wandabweisrollen	0	-	0	0	0	0	-	0
Zusatzfüllung (Holzverkleidung)	-	-	-	-	-	-	-	0

Dali-Serie



Geeignet für / Indikation

- Standard-Bett mit einer guten Mischung von Schutz und Komfort
- geeignet für nahezu alle Pflegefälle
- leichte Bedienung durch Angehörige

Besonderheiten

- mit kabellosem oder kabelgebundenem Handschalter
- Seitensicherung mit Easy-Click-System
- wahlweise maschinenwaschbare Variante
- Entfall der Ableitstrommessung durch 24-Volt-System

Mit Hilfsmittel-Nummern

Sehr leichte Montage
Easy Click

Niedrigbett zur Sturzprophylaxe

Maschinelle Waschbarkeit

Bettverlängerung

Fußtieflage

Werdenfelser Weg

Mehr Platz & mehr Komfort
100 cm

Lippe-Serie/Relax



Geeignet für / Indikation

- ideal für Menschen, die ihr vertrautes Bett behalten möchten
- geeignet für leichte bis mittelschwere Pflegefälle, die Sitzfunktion und Fahrbarkeit nicht benötigen

Besonderheiten

- schnelle Montage durch nur 1 Person
- kleines Untergestell für mühelosen Einbau in nahezu jeden Bettrahmen
- Höhenverstellung von 29 - 74 cm
- maschinenwaschbare Variante

Mit Hilfsmittel-Nummern

Hohe sichere Arbeitslast

Maschinelle Waschbarkeit

Großer Höhenverstellbereich

Regia/Inovia



Geeignet für / Indikation

- optimale Lösung für alle pflegerischen Anforderungen
- ideale Mobilisierung durch geteilte Seitensicherungen und großen Höhenverstellbereich
- Regia Variante gardo optimaler Schutz bei Krankheitsbildern mit Spastiken und Kontraktionen

Besonderheiten

- Niedrigbetten zur Sturzprophylaxe
- Komfort und Eleganz für Privatkunden
- Regia auch als Partnerbett erhältlich
- wohnliche Dekore, Stoffe und Kunstleder zur Auswahl

Easy Switch

Niedrigbett zur Sturzprophylaxe

Hohe sichere Arbeitslast

Bettverlängerung

Großer Höhenverstellbereich

Fußtieflage

Werdenfelser Weg

Mehr Platz & mehr Komfort
100 cm

* nur für Regia

Westfalia-Serie



Geeignet für / Indikation

- die ideale Wahl für einen langlebigen, robusten Einsatz im Pflegealltag
- besonders geeignet für noch mobile Bewohner, die außerhalb des Bettes sitzen können

Besonderheiten

- Pflegebetten mit stabilem Scherengestell
- wohnliche Häupterformen
- selektiv sperrbarer Handschalter
- sparsames 24-Volt-System

Mit Hilfsmittel-Nummern

Hohe sichere Arbeitslast

Bettverlängerung

Großer Höhenverstellbereich

Mehr Platz & mehr Komfort
100 cm

Schwerlastbetten



Geeignet für / Indikation

- besonders geeignet für schwergewichtige und adipöse Bewohner
- alle pflegerischen Anforderungen werden erfüllt

Besonderheiten

- hohe sichere Arbeitslast bis zu 350 kg
- Liegeflächenbreiten bis zu 120 cm
- mehr Lebensqualität für schwergewichtige Bewohner

Mit Hilfsmittel-Nummern

Sehr leichte Montage
Easy Click

Hohe sichere Arbeitslast

Bettverlängerung

Fußtieflage

Mehr Platz & mehr Komfort
100 cm

Mehr Platz & mehr Komfort
120 cm

* nur für Allura

Nacht- und Beistelltische



Geeignet für / Indikation

- empfehlenswert für Bewohner, die das Bett zum Essen nicht verlassen können
- optimal zum Einsatz mit Niedrigbetten (Modell Varus)

Besonderheiten

- Stauraum für persönliche Dinge und Pflege- Utensilien
- ideal für Mahlzeiten und Getränke im Bett
- komfortable Buchstützen
- Flexibilität durch gute Fahrbarkeit

Mit Hilfsmittel-Nummern

Matratzen, Transportstuhl, Möbel



Geeignet für / Indikation

- Matratzen sind geeignet für alle Burmeier-Betten
- Unterstützung der Antidekubitus-Prophylaxe ist möglich, es gibt jedoch keinen zertifizierten Wirkungsgrad

Besonderheiten

- individuelle Einrichtungen für Pflegezimmer
- leicht zugänglicher Stauraum
- sicherer und bequemer Transfer im Transportstuhl Ravello

Dali-Serie



Frank Bonsel,
Filialleiter Sanitätshaus

„Dali – wenn es schnell und zuverlässig gehen muss.“

Das Dali bietet eine bewährte Kombination aus besonders zuverlässigen Produkteigenschaften und schneller Verfügbarkeit. Es ist einfach der absolute Standard im Markt!“

Dali/Dali Variante 100



Schneller Aufbau und zuverlässiger Betrieb

- ✓ sichere Arbeitslast 185 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 155 kg
- ✓ Höhenverstellung 40-80 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Fußtieflage
- ✓ werkzeuglose Montage der Seitensicherung mit Easy Click
- ✓ kabelloser oder kabelgebundener Handschalter
- ✓ optionale Einrichtung einer Umfeldsteuerung, z. B. über Sprachbefehle oder Augenbewegungen



Andreas Schlichting,
Rehatechniker

„Dali wash – optimale Hygiene im Kampf gegen Keime.“

Die maschinelle Aufbereitung von Pflegebetten spart Zeit und Geld. Außerdem steht der Schutz der Nutzer und Mitarbeiter vor multiresistenten Krankheitserregern an erster Stelle.“

Dali wash



Das Bett für eine optimale Hygiene

- ✓ sichere Arbeitslast 185 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 155 kg
- ✓ Höhenverstellung 40-80 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Fußtieflage
- ✓ maschinelle Waschbarkeit für optimale Hygiene
- ✓ werkzeuglose Montage der Seitensicherung mit Easy Click
- ✓ kabelloser Handschalter



Daniel Rust,
Medizinprodukteberater

„Dali low-entry – das Niedrigbett für hohe Anforderungen.“

Mit dem niedrigen Dali low-entry kann ich besonders sturzgefährdeten Bewohnern ein optimales Bett anbieten. Dass Burmeier erfolgreich Hilfsmittelnummern für dieses Modell beantragt hat, freut mich ganz besonders.“

Dali low-entry



Das Niedrigbett

- ✓ sichere Arbeitslast 175 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 145 kg
- ✓ Höhenverstellung 23-63 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Fußtieflage
- ✓ werkzeuglose Montage der Seitensicherung mit Easy Click
- ✓ kabelgebundener Handschalter



Pflegebett Dali



Kabelloser Handschalter für mehr Bewegungsfreiheit

Seitensicherungs-schutzhöhe von 37 cm

185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche

Sparsames 24-Volt-Antriebssystem


Werkzeuglos montierbare Seitensicherung mit Easy-Click-System

Leicht bremsbare Rollen

Vorteile:

- Komfort, Sicherheit und leichte Bedienbarkeit
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- einfacher und müheloser Auf- und Abbau durch das Easy-Click-System
- maximale Flexibilität – kabelloser Bluetooth- sowie kabelgebundener Handschalter wählbar

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Fußtieflagerung und bequeme Sitzposition

- erleichtert die Atmung und senkt das Aspirationsrisiko bei Mahlzeiten



Seitensicherungen mit Easy-Click-System

- sekundenschnelles Anbringen und Abnehmen der Seitensicherungen



Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe

- platzsparende Lagerung und sicherer Transport



Handschalter

- kabelloser oder kabelgebundener Handschalter zur Auswahl

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:



• Produktseite



• Montagevideo

Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.3041

Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.1080

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Dali



1 2 Die adaptierbare Seitensicherung für das Dali bietet viel Schutz und lässt genügend Platz für den Ein- und Ausstieg.



3 Aufstehhilfe.



4 5 Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholmen (auch nachträglich montierbar).



6 7 Neue Seitensicherungs-erhöhung erhöht den Seitenschutz um 7 cm.



8 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



9 Geberhalter für Handschalter.



10 11 Wohnliche Holzhauben für die Häupter.



12 Die Leselampe zum Einstecken.
13 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



14 Mithilfe des optionalen Rastomaten lässt sich die Unterschenkellehne manuell anstellen.



15 Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



16 Das Serviertablett wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.



17 Elegante Softcover für Häupter und Seitensicherungen – in sechs verschiedenen Farben verfügbar.



18 Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.



19 Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



20 Pflegebettmatratze Sky-fit.



21 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



22 Pflegebettmatratze Basic-fit.



23 24 Polsterteil Bettverlängerung.



Technische Daten	Dali		
Nettogewicht	97 kg		
Außenmaße	102 x 218 cm		
Höhenverstellbereich	40–80 cm		
sichere Arbeitslast	185 kg		
max. Bewohnergewicht	145 – 155 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm		
Federholzleisten-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Seitensicherung DSG	✓		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	✓		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	einzeln		
Aufrichter mit Triangelgriff	✓		
Ausstattungsvarianten	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.	
Dali - mit Holzliegefläche und Bluetooth-Handschalter	276349	1.859,00	
Dali - mit Metallliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	300676	1.929,00	
Dali - mit Holzliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	300673	1.849,00	
Dali - mit Holzhauben, Holzliegefläche und Bluetooth-Handschalter	276358	2.449,00	
Dali - mit Holzhauben, Metallliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	300677	2.529,00	
Dali - mit Holzhauben, Holzliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	300675	2.439,00	
Sonderausstattung und Zubehör	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.	
1 adaptierbare Seitensicherung links	rechts links	250139	299,00
2 adaptierbare Seitensicherung rechts	links	250138	299,00
3 Aufstehhilfe	0	302702	139,00
4 Bettverlängerung 20 cm für Holzliegefläche inkl. 4 Holme	0	291403	449,00
5 Bettverlängerung 20 cm für Metallliegefläche inkl. 4 Holme	0	291739	449,00
6 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch	0	297233	169,00
7 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch inkl. Easy-Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	0	290993	239,00
8 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	0	301727	199,00
9 Geberhalter für Handschalter	0	199137	169,00
10 Holzhaube zur Verkleidung der Fahrgestelle	1 Stück	285163	159,00
11 Holzhauben zur Verkleidung der Fahrgestelle	2 Stück (Set)	282157	318,00
12 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	0	310648	329,00
13 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	310722	329,00
14 Rastomat (bei Dali mit Metallliegefläche bereits enthalten)	0	197091	39,00
15 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	1 Seite	301725	199,00
16 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	0	267000	209,00
17 Softcover	Vanilla, Bordeaux, Petrol, Dunkelblau, Braun und Lavendel	287280	339,00
18 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	0	273831	39,00
Trendelenburghandschalter (Nur für den Einsatz in medizinisch überwachten Räumen)	0	298844	159,00
19 Wandabweisrolle 1 Stück	0	206752	39,00
Matratzen & Polsterteile	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.	
20 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14cm	283924	429,00
21 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283922	349,00
22 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	261477	289,00
23 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 12 cm	166715	179,00
24 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 14 cm	209240	179,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Dali-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung 0 = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024



Pflegebett Dali Variante 100



Mit einer komfortablen Liegeflächenbreite von 100 cm

Seitensicherungs-schutzhöhe von 37 cm

185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche

Sparsames 24-Volt-Antriebssystem


Werkzeuglos montierbare Seitensicherung mit Easy-Click-System

Leicht bremsbare Rollen

Vorteile:

- Komfort, Sicherheit und leichte Bedienbarkeit
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- einfacher und müheloser Auf- und Abbau durch das Easy-Click-System
- maximale Flexibilität – kabelloser Bluetooth- sowie kabelgebundener Handschalter wählbar

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Fußtieflagerung und bequeme Sitzposition

- erleichtert die Atmung und senkt das Aspirationsrisiko bei Mahlzeiten



Seitensicherungen mit Easy-Click-System

- sekundenschnelles Anbringen und Abnehmen der Seitensicherungen



Auslieferung und Lagerung auf Lager-/Transporthilfe

- platzsparende Lagerung und sicherer Transport

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:



• Produktseite



• Montagevideo

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Dali Variante 100



1 2 Die adaptierbare Seitensicherung für das Dali v. 100 bietet viel Schutz und lässt genügend Platz für den Ein- und Ausstieg.



3 Aufstehhilfe.



4 Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholmen (auch nachträglich montierbar).



5 6 Neue Seitensicherungserhöhung erhöht den Seitenschutz um 7 cm.



7 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



8 Geberhalter für Handschalter.



9 Die Leselampe zum Einstecken.
10 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



11 Mithilfe des optionalen Rastomaten lässt sich die Unterschenkellehne manuell anstellen.



12 Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



13 Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.



14 Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



15 Pflegebettmatratze Sky-fit.



16 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



17 Pflegebettmatratze Basic-fit.



18 19 Polsterteil Bettverlängerung.

Technische Daten	Dali Variante 100		
Nettogewicht	97 kg		
Außenmaße	112 x 218 cm		
Höhenverstellbereich	40-80 cm		
sichere Arbeitslast	185 kg		
max. Bewohnergewicht	145 - 155 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	100 x 200 cm		
Federholzleisten-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Seitensicherung DSG	✓		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	✓		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	einzeln		
Aufrichter mit Triangelgriff	✓		
Ausstattungsvarianten		Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Dali Variante 100 - mit Holzliegefläche und kabelgebundenem Handschalter		306585	2.439,00
Sonderausstattung und Zubehör		Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 adaptierbare Seitensicherung links	rechts links	250139	299,00
2 adaptierbare Seitensicherung rechts	links	250138	299,00
3 Aufstehhilfe	O	302702	139,00
4 Bettverlängerung 20 cm für Holzliegefläche inkl. 4 Holme	O	307032	449,00
5 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch	O	297233	169,00
6 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch inkl. Easy-Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010 "	O	290993	239,00
7 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	301727	199,00
8 Geberhalter für Handschalter	O	199137	169,00
9 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	310648	329,00
10 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	310722	329,00
11 Rastomat	O	197091	39,00
12 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	1 Seite	301725	199,00
13 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	O	273831	39,00
14 Wandabweisrolle 1 Stück	O	206752	39,00
Matratzen & Polsterteile		Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
15 Matratze Sky-fit	100 cm x 200 cm x 14cm	283925	459,00
16 Matratze Comfort-fit	100 cm x 200 cm x 14 cm	283923	379,00
17 Matratze Basic-fit	100 cm x 200 cm x 12 cm	261485	349,00
18 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	250269	179,00
19 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 14 cm	250270	179,00


Über diesen Link geht es zum digitalen Dali-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024



Pflegebett Dali wash



IPX6-Spritzwasser-schutz und maschinen-waschbare KTL-Beschichtung

Kabelloser Handschalter für mehr Bewegungsfreiheit

Seitensicherungs-schutzhöhe von 37 cm

Werkzeuglos montierbare Seitensicherung mit Easy-Click-System

Sparsames 24-Volt-Antriebssystem

Leicht bremsbare Rollen


185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Metall-Lamellen-Liegefläche, elektrisch verstellbar

Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Liftern

Vorteile:

- konstruiert für die Reinigung in Waschanlagen
- aufbereitbar ohne Demontage des Antriebssystems dank des hohen Schutzgrades IPX6
- Schutz vor Korrosion durch kathodische Tauchlackierung (KTL) und Bohrungen zum Abfließen von Restflüssigkeit

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



KTL-Beschichtung
• schützt das Bett innen und außen vor Korrosion



Bohrungen in den Metallprofilen
• lassen Restflüssigkeit abfließen



Kunststoff-Stopfen mit Bohrungen
• ermöglichen den Austritt von Restfeuchtigkeit



Versiegelte Oberflächen
• eignen sich ideal für eine sichere, gründliche Reinigung



4-geteilte Liegefläche
• besitzt hygienische Metallstreben

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Dali-v.-wash-Konfigurationsbogen.



Montagevideo



Maschinelle Waschbarkeit

Hilfsmittel-Nr. 19.40.01.3041
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.01.1080

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Dali wash



1 2 Neue Seitensicherungs-erhöhung erhöht den Seitenschutz um 7 cm.



3 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



4 5 Die Leselampe lässt sich am Aufrichter oder in der Aufrichterhülle anbringen.



6 Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



7 Das Serviertablett wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.



8 Elegante Softcover für Häupter und Seitensicherungen – in sechs verschiedenen Farben verfügbar.



9 Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.



10 Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



Vanilla Bordeaux



Petrol Dunkelblau



Lavendel Braun



11 Pflegebettmatratze Sky-fit.



12 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



13 Pflegebettmatratze Basic-fit.

Technische Daten	Dali wash		
Nettogewicht	97 kg		
Außenmaße	102 x 218 cm		
Höhenverstellbereich	40–80 cm		
sichere Arbeitslast	185 kg		
max. Bewohnergewicht	155 kg		
24-Volt-System	✓		
bereit für Dali-Lock-App	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm		
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Seitensicherung	DSG		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	✓		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	einzeln		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Federholzleisten-Liegefläche	✓		
Aufrichter mit Triangelgriff	✓		
Ausstattungsvarianten		Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.*
Dali v. wash - mit Metall-Lamellen-Liegefläche und Seitensicherung aus Holz und Bluetooth-Handschalter		278060	2.269,00
Sonderausstattung und Zubehör		Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.*
1 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch	O	297233	169,00
2 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch inkl. Easy-Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	O	290993	239,00
3 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	301727	199,00
4 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülle	O	310648	329,00
5 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	310722	329,00
6 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	1 Seite	301725	199,00
7 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	O	267000	209,00
8 Softcover	Vanilla, Bordeaux, Petrol, Dunkelblau, Braun und Lavendel	287280	339,00
9 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	O	273831	39,00
10 Wandabweisrolle 1 Stück	O	206752	39,00
Matratzen		Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.*
11 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283924	429,00
12 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283922	349,00
13 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	261477	289,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Dali-wash-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024



Niedrigbett Dali low-entry

Niedriger Einstieg durch Höhenverstellung von 23 - 63 cm

175 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Metall-Lamellen-Liegefläche, elektrisch verstellbar

Werkzeuglos montierbare Seitensicherung mit Easy-Click-System



Rastomat zur Verstellung der Unterschenkellehne


Fußtieflage einstellbar

Sparsames 24-Volt-Antriebssystem

Vorteile:

- unterstützt die Sturzprophylaxe ohne freiheitsentziehende Maßnahmen
- durch Höhenverstellbereich von 23 bis 63 cm in der tiefsten Position dicht über dem Fußboden
- reduziert das Verletzungsrisiko ist im Fall eines Sturzes
- erleichtert die Entscheidung, auf Seitensicherungen zu verzichten

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Fußtieflagerung

- kann helfen, nächtlichen Reflux zu reduzieren



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode)

- direkt hinter Netzstecker integriert



Aufnahmebuchse des Steckers

- zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)
- Sicherungsklammer zwischen dem Stecker des Schaltnetzteils und der Buchse am Bettrahmen sorgt für eine sichere Strom- und Signalübertragung
- an allen Pflegebetten mit 24-Volt-Antrieb



Lager-/Transporthilfe

- zur platzsparenden Auslieferung und Lagerung

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Dali-v.-low-entry-Konfigurationsbogen.



Montagevideo



Interview mit RA Hackstein im FORUM

Dali v. low-entry
Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.5001
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.5003

Zubehör und Matratzen | Dali low-entry



1 Aufstehhilfe.



2 3 Neue Seitensicherungs-erhöhung erhöht den Seitenschutz um 7 cm.



4 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



5 Geberhalter für Handschalter.



6 7 Holzhauben zur Verkleidung der Fahrgestelle.



8 9 Die Leselampe lässt sich am Aufrichter oder in der Aufrichterhülse anbringen.



10 Weiche Schaumlederbezüge schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



11 Das Serviertablett wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.



12 Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der Tragetasche noch leichter transportieren und lagern.



13 Wandabweisrollen schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



14 Pflegebettmatratze Sky-fit.



15 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



16 Pflegebettmatratze Basic-fit.

Technische Daten	Dali low-entry		
Nettogewicht	97 kg		
Außenmaße	102 x 225 cm		
Höhenverstellbereich	23–63 cm		
sichere Arbeitslast	175 kg		
max. Bewohnergewicht	145 kg		
24-Volt-System	✓		
bereit für Dali-Lock-App	✓		
Standardausstattung			
Gestellfarbe	Topas		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm		
Federholz-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Seitensicherung	DSG		
Art des Handschalters	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	75 mm		
Rollenfeststellung	einzeln		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Federholzleisten-Liegefläche	✓		
Aufrichter mit Triangelgriff	✓		
Ausstattungsvarianten	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.	
Dali v. low-entry - mit Holzliegefläche und kabelgebundenem Handschalter	304650	2.309,00	
Sonderausstattung und Zubehör	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.	
1 Aufstehhilfe	0	302702	139,00
2 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch	0	297233	169,00
3 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch inkl. Easy-Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	0	290993	239,00
4 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	0	301727	199,00
5 Geberhalter für Handschalter	0	199137	169,00
6 Holzhaube zur Verkleidung der Fahrgestelle	1 Stück	285164	159,00
7 Holzhauben zur Verkleidung der Fahrgestelle	2 Stück (Set)	282159	318,00
8 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	0	310648	329,00
9 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	310722	329,00
10 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	1 Seite	301725	199,00
11 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	0	267000	209,00
12 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	0	273831	39,00
13 Wandabweisrolle 1 Stück	0	206752	39,00
Matratzen	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.	
14 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283924	429,00
15 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283922	349,00
16 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	261477	289,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Dali-low-entry-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung 0 = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024

Lippe-Serie/Relax



Frank Bonsel,
Filialleiter Sanitätshaus

„Lippe – das intelligente Angebot für meine Kunden.“

Die Betteinsätze der Lippe-Serie haben ein platzsparendes Untergestell und passen in nahezu jeden Bettumbau. Ich kann sie fast allen Kunden anbieten, die ihr vertrautes Bett behalten möchten. Zur Montage reicht ein Mitarbeiter aus.“



Angelika Herder,
Kundin

„Relax – neues Design für mein Schlafzimmer.“

Eigentlich hatte ich mich für einen Lippe-Betteinsatz entschieden, weil ich mein altes Ehebett behalten wollte. Aber dann hatte ich doch Lust auf eine neue, modernere Optik. Der Bettumbau Relax gefällt mir richtig gut.“



Lippe IV

Der höhenverstellbare Betteinsatz

- ✓ sichere Arbeitslast 200 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 160 kg
- ✓ Höhenverstellung 29-74 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Liegeflächenmaße von 80, 90 und 100 cm Breite sowie 190 und 200 cm Länge
- ✓ raumsparendes Untergestell von nur 69 x 120 cm
- ✓ fester Stand durch Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben



Lippe IV waschbar

Der Betteinsatz für eine optimale Hygiene

- ✓ sichere Arbeitslast 200 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 160 kg
- ✓ Höhenverstellung 29-74 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ maschinelle Waschbarkeit für optimale Hygiene
- ✓ Liegeflächenmaße 90 x 190 cm und 90 x 200 cm
- ✓ selektiv sperrbarer Handschalter
- ✓ fester Stand durch Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben



Lippe 120/140

Viel Platz und Komfort in jeder Lebenslage

- ✓ sichere Arbeitslast 250 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 210 kg
- ✓ Höhenverstellung 29-74 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ selektiv sperrbarer Handschalter
- ✓ fester Stand durch Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben




Relax

Der kombinierbare wohnliche Bettumbau

- ✓ Liegeflächenbreiten von 90, 100, 120 und 140 cm
- ✓ Längen von 200 und 220 cm
- ✓ Rahmen der Häupter in eleganter Holzoptik
- ✓ Füllungen und Bettseiten in Buche Natur, Königsahorn, Kirsche Havanna oder Bella Noce Schoko
- ✓ optionale Holzabdeckung überbrückt den Mittelspalt bei Doppelbett



Betteinsatz Lippe IV



200 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Serienmäßiger Handschalter mit selektiver Sperrfunktion

Matratzenbügelgriffe zur Verbreiterung der Liegefläche um je 5 cm versetzbar

Rastomat zur Verstellung der Unterschenkellehne

Sparsames 24-Volt-System

Matratzenbügelgriff im Fußbereich zur Verlängerung der Liegefläche um 5 cm versetzbar


Kleines Untergestell von nur 69 x 120 cm für mühelosen Einbau

Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben und Befestigungslaschen

Vorteile:

- kann in einen vorhandenen Bettrahmen eingebaut werden
- bietet alle Vorteile eines elektrisch verstellbaren Pflegebettes
- großer Höhenverstellbereich – unterstützt das mühelose Aufstehen ebenso wie ein rückschonendes ergonomisches Arbeiten für den pflegenden Angehörigen

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Matratzenbügelgriffe
• zur Verlängerung und Verbreiterung um je 5 cm versetzbar, demontierbar



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode)
• direkt hinter Netzstecker integriert



Selektiv sperrbarer Handschalter




Standfüße
• mit Bodenausgleichsschrauben und Befestigungslaschen



Aufnahmebuchse des Steckers
• zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils SwitchMode

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Lippe-IV-Konfigurationsbogen.



Montagevideo

Hilfsmittel-Nr.
19.40.03.0026

Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.03.0026


Zubehör und Matratzen | Betteinsatz Lippe IV



1 Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+ 7 cm).



2 3 Adaptierbare Seitensicherung¹⁾.



4 Aufrichter mit Triangelgriff.



5 Aufstehhilfe¹⁾.



6 Flexibler Geberhalter für den Handschalter.



7 8 Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).



9 10 Leselampen.



11 Liegeflächenverlängerung 10 cm kopfseitig und fußseitig montierbar.



12 Lippe-Seitenschutz (auch nachträglich montierbar)¹⁾.



13 Verbreiterungsschiene 5 cm.



14 Pflegebettmatratze Sky-fit.



15 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



16 Pflegebettmatratze Basic-fit.



17 Schwerlastmatratze Cloud-fit.



18 - 22 Polsterteil für Bettverlängerung.

¹⁾ Bei der Verwendung der adaptierbaren Seitensicherung, der Aufstehhilfe bzw. des Lippe-Seitenschutzes ist es aus Platzgründen notwendig, den Lippe IV 10 cm schmaler als die Matratzenbreite zu bestellen.

Technische Daten	Lippe IV		
Nettogewicht	80 kg		
Außenmaße	85 x 185 cm		
	85 x 195 cm		
	95 x 185 cm		
	95 x 195 cm		
	75 x 185 cm		
	75 x 195 cm		
Höhenverstellbereich	29 - 74 cm		
sichere Arbeitslast	200 kg		
max. Bewohnergewicht	160 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung	Lippe IV		
Gestellfarbe	Topas		
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm		
Federholzleisten-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Ausstattungsvarianten	Lippe IV	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Lippe IV - 90x190 cm		288381	2.039,00
Lippe IV - 90x200 cm		288382	2.039,00
Lippe IV - 100x190 cm		288383	2.039,00
Lippe IV - 100x200 cm		288384	2.039,00
Lippe IV - 80x190 cm		288378	2.369,00
Lippe IV - 80x200 cm		288380	2.369,00
Sonderausstattung und Zubehör	Lippe IV	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Adapter für Standfüße	1 Stück	180431	19,00
2 adaptierbare Seitensicherung	links	250139	299,00
3 adaptierbare Seitensicherung	rechts	250138	299,00
4 Aufrichter mit Triangelgriff	O	146602	149,00
5 Aufstehhilfe	O	302702	139,00
6 Geberhalter für Handschalter	O	199137	169,00
7 Handschalter-Verlängerungskabel 0,5 m	O	178985	99,00
8 Handschalter-Verlängerungskabel 2,4 m	O	178986	119,00
9 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	310648	329,00
10 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	310722	329,00
11 Liegeflächenverlängerung 10 cm kopfseitig oder fußseitig montierbar	O	302000	129,00
12 Liegeflächenverlängerung 20 cm (2x10 cm) kopfseitig oder fußseitig montierbar	O	302000LFL_005	258,00
12 Lippe-Seitenschutz	O	180457	319,00
13 Verbreiterungsschiene für Liegefläche um 5 cm	O	183505	139,00
Matratzen & Polsterteile	Lippe IV	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
14 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283924	429,00
	100 cm x 200 cm x 14 cm	283925	459,00
15 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283922	349,00
	100 cm x 200 cm x 14 cm	283923	379,00
16 Matratze Basic-fit	80 cm x 180 cm x 12 cm	261478	289,00
	80 cm x 190 cm x 12 cm	261479	289,00
	80 cm x 200 cm x 12 cm	261481	289,00
	90 cm x 190 cm x 12 cm	261477	289,00
	90 cm x 200 cm x 12 cm	261483	289,00
	100 cm x 200 cm x 12 cm	261485	349,00
	17 Matratze Cloud-fit	100 cm x 200 cm x 16 cm	300900
18 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 12 cm	166715	179,00
19 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 14 cm	209240	179,00
20 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	250269	179,00
21 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 14 cm	250270	179,00
22 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 16 cm	250271	189,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024

Über diesen Link geht es zum digitalen Lippe-IV-Konfigurationsbogen.





Betteinsatz Lippe IV waschbar

IPX6-Spritzwasserschutz und maschinenwaschbare KTL-Beschichtung

Selektiv sperrbarer Handschalter

Stabile Metall-Lamellen-Liegefläche



Rastomat zur Verstellung der Unterschenkellehne

Kleines Untergestell von nur 69 x 120 cm für mühelosen Einbau


Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils SwitchMode

Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben und Befestigungslaschen

Vorteile:

- konstruiert für die Reinigung in Waschanlagen
- aufbereitbar ohne Demontage des Antriebssystems dank des hohen Schutzgrades IPX6
- Schutz vor Korrosion durch kathodische Tauchlackierung (KTL) und Bohrungen zum Abfließen von Restflüssigkeit

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Matratzenbügelgriffe
• zur Verlängerung und Verbreiterung um je 5 cm versetzbar, demontierbar



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode)
• direkt hinter Netzstecker integriert



Selektiv sperrbarer Handschalter



Standfüße
• mit Bodenausgleichsschrauben und Befestigungslaschen



Aufnahmebuchse des Steckers
• zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils SwitchMode



Lager- und Transporthilfe
• mit lenkbaren Laufrollen

Produktbesonderheiten:

Maschinelle Waschbarkeit	Niedrigbett zur Sturzprophylaxe	Großer Höhenverstellbereich 29 bis 74 cm	Hohe sichere Arbeitslast 200 kg	24 Volt System
--------------------------	---------------------------------	---	------------------------------------	----------------

Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Lippe-IV-Konfigurationsbogen.



Montagevideo



Maschinelle Waschbarkeit

Hilfsmittel-Nr.
19.40.03.0026

Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.03.0026

Zubehör und Matratzen | Betteinsatz Lippe IV waschbar



1 Aufrichter mit Triangelgriff.



2 Flexibler Geberhalter für den Handschalter.



3 4 Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).



5 6 Leselampen.



7 Pflegebettmatratze Sky-fit.



8 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



9 Pflegebettmatratze Basic-fit.

Technische Daten	Lippe IV waschbar		
Nettogewicht	80 kg		
Außenmaße	85 x 185 cm		
	85 x 195 cm		
Höhenverstellbereich	29–74 cm		
sichere Arbeitslast	200 kg		
max. Patientengewicht	160 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung	Lippe IV waschbar		
Gestellfarbe	Topas		
Liegeflächenmaß	90 x 190 cm		
	90 x 200 cm		
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Ausstattungsvarianten	Lippe IV waschbar	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Lippe IV waschbar 90 x 190 cm		287092	2.319,00
Lippe IV waschbar 90 x 200 cm		287093	2.319,00
Sonderausstattung und Zubehör	Lippe IV waschbar	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Aufrichter mit Triangelgriff	0	146602	149,00
2 Geberhalter für Handschalter	0	199137	169,00
3 Handschalter-Verlängerungskabel 0,5 m	0	178985	99,00
4 Handschalter-Verlängerungskabel 2,4 m	0	178986	119,00
5 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	0	310648	329,00
6 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	310722	329,00
Matratzen	Lippe IV waschbar	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
7 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283924	429,00
8 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283922	349,00
9 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	261477	289,00
	90 cm x 190 cm x 12 cm	261483	289,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Lippe-IV-waschbar-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung 0 = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024



Betteinsatz Lippe 120 /140



250 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Metall-Lamellen-Liegefläche, elektrisch verstellbar

Komfortable Liegeflächenbreite von 120 oder 140 cm

Handschalter mit selektiver Sperrfunktion

Stabile Doppelhubschere

Standfüße mit Bodenausgleichsschrauben und Befestigungslaschen


Liegefläche in der Mitte geteilt

Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)

Vorteile:

- sehr viel Platz und Komfort durch Liegeflächenbreiten von 120 und 140 cm
- durch hohe sichere Arbeitslast von 250 kg eine praktische Alternative zu einem Schwerlastbett
- je nach verwendeter Matratze und Zubehör geeignet für Bewohner mit einem Körpergewicht von über 200 kg

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Standfüße
• mit Bodenausgleichsschrauben und Befestigungslaschen



Kugelgelagerte Höhenverstellung



Elektronisches Schaltnetzteil
• Switch Mode, direkt hinter Netzstecker integriert



Aufnahmebuchse des Steckers
• zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)



Niedrige Einstiegshöhe
• 29 cm – erleichtert den Ein- und Ausstieg

Produktbesonderheiten:

Niedrigbett zur Sturzprophylaxe	Großer Höhenverstellbereich	Hohe sichere Arbeitslast	24 Volt System	Mehr Platz & mehr Komfort	Mehr Platz & mehr Komfort
	29 bis 74 cm	250 kg		120 cm	140 cm

Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Lippe-120/140-Konfigurationsbogen.



Montagevideo

Lippe 120
Hilfsmittel-Nr. 19.40.03.4003
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.03.4003

Lippe 140
Hilfsmittel-Nr. 19.40.03.4004
Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.03.4004

Zubehör und Matratzen | Betteinsatz Lippe 120 / 140



1 Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+ 7 cm).



2 Aufrichter mit Triangelgriff.



3 Aufstehhilfe.



4 5 Liegeflächenverlängerung (auch nachträglich montierbar).



6 Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).



7 8 Leselampen.



9 Unterbettlicht.



10 Schwerlastmatratze Cloud-fit.



11 12 13 Polsterteil Liegeflächenverlängerung.

Technische Daten	Lippe 120/140		
Nettogewicht	129/138 kg		
Außenmaße	115 x 195 cm 135 x 195 cm		
Höhenverstellbereich	29–74 cm		
sichere Arbeitslast	250 kg		
max. Bewohnergewicht	210 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung	Lippe 120/140		
Gestellfarbe	Topas		
Liegeflächenmaß	120 x 200 cm 140 x 200 cm		
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Ausstattungsvarianten	Lippe 120/140	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Lippe 120 x 200 cm		288386	3.299,00
Lippe 140 x 200 cm		288388	3.619,00
Sonderausstattung und Zubehör	Lippe 120/140	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Adapter für Standfüße	1 Stück	180431	19,00
2 Aufrichter mit Triangelgriff	0	146602	149,00
3 Aufstehhilfe	0	244029	139,00
4 Liegeflächenverlängerung 20 cm für Metallliegefläche 120er Breite	0	240285	279,00
5 Liegeflächenverlängerung 20 cm für Metallliegefläche 140er Breite	0	240286	279,00
6 Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	0	238047	109,00
7 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	0	310648	329,00
8 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	310722	329,00
9 Unterbettlicht	0	249089	219,00
Matratzen & Polsterteile	Lippe 120/140	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
10 Matratze Cloud-fit	120 cm x 200 cm x 16 cm 140 cm x 200 cm x 16 cm	300406 300407	1.189,00 1.469,00
11 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 21 cm x 16 cm	241942	189,00
12 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 21 cm x 19 cm	712167	199,00
13 Polsterteil für Bettverlängerung	140 cm x 20 cm x 16 cm	244859	199,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Lippe-120/140-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung 0 = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024

Bettumbau Relax




Der wohnliche Bettumbau Relax lässt sich ideal mit einem Lippe-Betteinsatz oder einem Lattenrost nach Wunsch kombinieren.


Details



Holzrahmen Buche Natur
• Füllungen und Bettseiten im Dekor Buche Natur



Holzrahmen Königsahorn
• Füllungen und Bettseiten im Dekor Königsahorn



Holzrahmen Dekor Kirsche Havanna
• Füllungen und Bettseiten im Dekor Kirsche Havanna



Holzrahmen Dekor Bella Noce Schoko
• Füllungen und Bettseiten im Dekor Bella Noce Schoko

Vorteile:

- wohnlicher Bettumbau aus Holz, der sich mit den Modellen der Lippe-Serie zu einem eleganten Bett kombinieren lässt
- elektrisch verstellbarer Lattenrost erhältlich
- geeignet auch für Menschen, die ein Ehebett mit technischer Unterstützung suchen
- zwei Bettumbauten zu einem Doppelbett kombinierbar

Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Relax-Konfigurationsbogen.

Zubehör | Bettumbau Relax



1 Dekor Bella Noce Schoko.



2 Dekor Buche Natur.



3 Dekor Königsahorn.



4 Dekor Kirsche Havanna.



5 Bodentiefe Bettseiten.



7 8 Lattenrost elektrisch.

Technische Daten	Relax		
Außenmaße	100 x 209 cm 110 x 209 cm 130 x 209 cm 130 x 229 cm 150 x 209 cm 150 x 229 cm		
Standardausstattung	Relax		
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm 100 x 200 cm 120 x 200 cm 120 x 220 cm 140 x 200 cm 140 x 220 cm		
Ausstattungsvarianten	Relax	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Relax - 90 x 200 cm		Alt: 287200 Neu: 300071	859,00
Relax - 90 x 220 cm		Alt: 287200 Neu: 300071	909,00
Relax - 100 x 200 cm		Alt: 287200 Neu: 300071	859,00
Relax - 100 x 220 cm		Alt: 287200 Neu: 300071	909,00
Relax - 120 x 200 cm		Alt: 287200 Neu: 300071	1.029,00
Relax - 120 x 220 cm		Alt: 287200 Neu: 300071	1.079,00
Relax - 140 x 200 cm		Alt: 287200 Neu: 300071	1.079,00
Relax - 140 x 220 cm		Alt: 287200 Neu: 300071	1.139,00
Dekore	Relax	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Dekor Bella Noce Schoko		ZHOD008	kein Aufpreis
2 Dekor Buche Natur		ZHOD002	kein Aufpreis
3 Dekor Königsahorn		ZHOD004	kein Aufpreis
4 Dekor Kirsche Havanna		ZHOD005	kein Aufpreis
Sonderausstattung und Zubehör	Relax	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
5 Bodentiefe Bettseiten	O	ZAHU004	349,00
6 Holz-Abdeckung für Mittelspalt Buche Natur (passt nur für die alte Relax Version)	O	217324	219,00
7 Lattenrost elektrisch 100x200 cm	O	289101	609,00
8 Lattenrost elektrisch 90x200cm	O	289099	609,00
9 Verbindungselement für Doppelbett (für Relax Neu)	O	307572	17,85

Über diesen Link geht es zum digitalen
Relax-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024

Regia/Inovia



Daniel Rust,
Medizinprodukteberater

„Regia – das Bett für Komfort und Wohnlichkeit.“

Viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen wünschen sich Komfort und Design über das Standardmaß hinaus. Das Regia ist ein elegantes Modell mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Zugleich unterstützt es einen selbstbestimmten Alltag.“



Thea und Herbert Müller,
Kunden

„Regia v. partner – das Bett für ein glückliches Leben zu zweit.“

Mein Mann und ich benötigen oft pflegerische Unterstützung. Aber getrennt voneinander in zwei Pflegebetten zu liegen – das können wir uns nicht vorstellen. Mit dem Pflege-Doppelbett Regia v. partner genießen wir weiterhin unser gemeinsames Leben.“



Regia

Ein Bett für hohe individuelle Ansprüche

- ✓ sichere Arbeitslast 225 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 195 kg
- ✓ Höhenverstellung 26-80 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Fußtieflage
- ✓ Rückenlehnenrückzug nach DBfK-Empfehlung
- ✓ geteilte teleskopierbare Seitensicherung mit Easy Switch oder durchgehende Seitensicherung
- ✓ attraktive Holzdekore sowie Stoff- oder Lederpolsterungen zur Auswahl



Regia Variante partner

Das Bett für eine erfüllte Partnerschaft

- ✓ großer Höhenverstellbereich von 26 - 80 cm
- ✓ 2 Liegeflächen à 90 x 200 cm
- ✓ sichere Arbeitslast 225 kg pro Liegefläche
- ✓ Rücken- und Beinlehnen individuell verstellbar
- ✓ Höhenverstellung und Fußtieflage des Bettkorpus immer synchron, sodass keine Klemmgefahr für die Bewohner besteht
- ✓ Umbauten und Seitensicherung flexibel anpassbar mit dem Easy-Switch-System



Regia Variante gardo

Das Bett mit dem besonderen Schutz

- ✓ für Menschen, die von Krankheiten wie Chorea Huntington betroffen sind
- ✓ Höhenverstellung 26 - 80 cm
- ✓ rundum und lückenlos gepolstert



Inovia

Das Bett mit den innovativen Ideen

- ✓ sichere Arbeitslast 225 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 195 kg
- ✓ Höhenverstellung 22-77 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Fußtieflage
- ✓ Rückenlehnenrückzug nach DBfK-Empfehlung
- ✓ geteilte teleskopierbare Seitensicherung optional
- ✓ attraktive Holzdekore zur Auswahl



Niedrigbett Regia

**Easy
Switch**



Rückenlehnen-
rückzug nach
DBfK-Empfehlung

Seitensicherung
vertikal in 2 Stufen
teleskopierbar

Unterschenkellehne
elektrisch stufenlos
verstellbar
(Autokonturfunktion)

Wohnliche
Holzumbauten
zur Auswahl

Seitensicherungen,
Häupter und Blenden
mit Easy-Switch-System
werkzeuglos
montierbar


Elegant verkleidete
Rollen mit zentraler
Feststellung

Optionale
Komfortliegefläche

Vorteile:

- elegantes Pflegebett für anspruchsvolle Privatkunden
- Niedrigbett mit großem Höhenverstellbereich
- das flexible Easy-Switch-System mit optional geteilten Seitensicherungen schützt Bewohner vor Sturzverletzungen ohne freiheitsentziehende Maßnahmen

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Primus:
76-130
Nobla:
70-120



Das wohnliche Niedrigbett Regia passt sich allen Komfort- und Schutzbedürfnissen an.

Produktbesonderheiten:

Niedrigbett zur Sturzprophylaxe	Großer Höhenverstellbereich 26 bis 80 cm	Hohe sichere Arbeitslast 225 kg	Bettverlängerung	Fahrbarkeit	Mehr Platz & mehr Komfort 100 cm
--	--	---	-------------------------	--------------------	--

Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Regia-Konfigurationsbogen.

▶ Produktvideo

▶ Montagevideo

Seitenelemente | Pflegebett Regia



1 Seitensicherung beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG).

2 3 Seitensicherung kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden.

4 5 Seitensicherung kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden.



6 Holz-Seitenblenden.

7 Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden.

8 Seitensicherungen beidseitig durchgehend (DSG) mit Easy-Click-System.

Technische Daten	Regia		
Nettogewicht	135 kg		
Außenmaße	103 x 210 cm		
	113 x 210 cm		
Höhenverstellbereich	26-80 cm		
sichere Arbeitslast	225 kg		
max. Bewohnergewicht	195 kg		
24-Volt-System	✓		

Standardausstattung	Regia		
Gestellfarbe	Signalgrau		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm, 100 x 200 cm		
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Metall-Lamellen-Liegefläche	✓		

Grundmodell	Regia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Pflegebett Regia 90 x 200 cm	Liegefläche 4-geteilt mit Metall-Lamellen und Untergestell. Höhenverstellung 26-80cm mit zentraler Rollenfeststellung und wohnlicher Rollenverkleidung.	287900	3.159,00

Pflegebett Regia 100 x 200 cm	Der Mehrpreis beinhaltet die Liegefläche in 100 cm Breite.	ZLFB002	709,00
-------------------------------	--	---------	--------

Seitenelemente	Regia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Seitensicherungen beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG)	- 2 x TSG 110 cm - 2 x TSG 90 cm - Anbringung kopf-/fußseitig variabel	SEE_001	909,00
2 Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	- 2 x TSG kopfseitig 110 cm - 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 90 cm - TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	SEE_004 SEA_001 SBU_001	599,00
3 Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	- 2 x TSG kopfseitig 90 cm - 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 110 cm - TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	SEE_004 SEA_002 SBU_001	599,00
4 Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	- 2 x TSG kopfseitig 110 cm - 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 90 cm - TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	SEE_004 SEA_001 SBU_002	729,00
5 Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	- 2 x TSG kopfseitig 90 cm - 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 110 cm - TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	SEE_004 SEA_002 SBU_002	729,00
Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Holz-Seitenblenden	- 1x TSG 110 cm - 1x TSG 90 cm und 1x Holz-Seitenblende 110 cm - 1x Holz-Seitenblende 90 cm - variabel	SEE_003 SEA_001 SBU_001	599,00
Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	- 1x TSG 110 cm - 1x TSG 90 cm und 1x Stoff-/Kunstleder-Seitenblende 110 cm - 1x Stoff-/Kunstleder-Seitenblende 90cm - variabel	SEE_005 SEA_001 SBU_002	729,00
6 Holz-Seitenblenden	- 2 x Holz-Seitenblenden 110 cm - 2 x Holz-Seitenblenden 90 cm - Anbringung kopf-/fußseitig variabel	SEE_003 SEA_001 SBU_001	299,00
7 Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	- 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden 110 cm - 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden 90 cm - Anbringung kopf-/fußseitig variabel	SEE_003 SEA_001 SBU_002	549,00
8 Seitensicherungen beidseitig durchgehend (DSG)	- 4 x Seitensicherungsholmen 200 cm - 2 x Seitenblenden 200 cm	SEE_002	389,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Regia-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung 0 = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024

Kopf- und Fußsteile, Dekore | Pflegebett Regia



1 Primus.



2 Primus low.



3 Prinzino.



4 Nobla.




5 Nobla mala.




6 Nobla gepolstert.



7 Nobla mala gepolstert.




8 Sonderdekor Kirsche Havanna.




9 Sonderdekor Lindberg Eiche.



10 Standarddekor Buche Natur.



11 Sonderdekor Königsahorn.




12 Bezugsstoff Hellgrün Tiba.



13 Bezugsstoff Grau Tiba gesteppt (ab Mitte 2024 verfügbar).



14 Kunstleder Weiß.



15 Kunstleder Anthrazit (Auslaufmodell).

Kopf- und Fußsteile	Regia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Primus	- 1 x Kopfteil geschlossen mit Massivholzleiste - 1 x Fußteil mit offener Griff- und Massivholzleiste	KFH_022	409,00
2 Primus low nicht mit DSG kombinierbar	- 1 x Kopfteil geschlossen mit Massivholzleiste - 1 x Fußteil mit niedriger offener Griff- und Massivholzleiste für freie Sicht in den Raum	KFH_023	409,00
3 Prinzino nicht im Dekor Kirsche Edel	- 1 x Kopfteil mit offener Griffleiste aus Massivholz - 1 x Fußteil mit offener Griffleiste aus Massivholz	KFH_004	479,00
4 Nobla nicht mit DSG kombinierbar	- Kopfteil Nobla - Fußteil Nobla	KFH_011	369,00
5 Nobla mala nicht mit DSG kombinierbar	- Kopfteil Nobla - niedriges Fußteil Nobla mala	KFH_013	369,00
6 Nobla (gepolstert) nicht mit DSG kombinierbar	- 1 x Kopfteil gepolstert - 1 x Fußteil gepolstert - festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/Kunstleder	KFH_019	479,00
7 Nobla mala (gepolstert) nicht mit DSG kombinierbar	- 1 x Kopfteil gepolstert - 1 x niedriges Fußteil gepolstert - festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/Kunstleder	KFH_020	449,00

Holzdekore	Regia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
8 Sonderdekor	Dekor Kirsche Havanna - R 42006	DHU_024	139,00
9 Sonderdekor	Dekor Lindberg Eiche - R 20021	DHU_044	139,00
10 Standarddekor	Dekor Buche Natur - R 24010	DHU_027	kein Aufpreis
11 Sonderdekor	Dekor Königsahorn - R 27001	DHU_022	139,00

Bezugsstoffe	Regia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
12 Bezugsstoff	Hellgrün Tiba 6210	BSH_H006	kein Aufpreis
13 Bezugsstoff	Grau Tiba 8111 (ab Mitte 2024 verfügbar)	BSH_H009	kein Aufpreis


Kunstleder	Regia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
14 Kunstleder	Weiß 1-1142-197	BSH_K009	kein Aufpreis
15 Kunstleder	Anthrazit 1-1142-395 (Auslaufmodell)	BSH_K025	kein Aufpreis

Über diesen Link geht es zum digitalen Regia-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Regia



1 Externer Akku.



2 Aufrichter mit Triangelgriff.



3 Aufstehhilfe argentum.



4 5 Bettverlängerung.



6 Bettzeugablage.



7 8 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum.



9 Füllpolster für durchgehende Seitensicherungen.



10 Geberhalter für Handschalter.
21 Trendenburg-Handschalter
*Nur für den Einsatz in medizinisch überwachten Räumen.



11 Handschalter-Verlängerungskabel (1,40 m).



12 13 Komfortliegefläche.



14 Die Leselampe zum Einstecken.
15 Die Leselampe zur Anbringung am Aufrichter.



16 Schaumlederbezug DSG.



17 18 Schaumlederbezug TSG.



19 Serviertablett.



20 Tragetasche für Holme.



22 Unterbettlicht.



23 24 Wandabstandshalter.



25 Wandabweisrolle.



26 Matratze Sky-fit.



27 Matratze Comfort-fit.



28 Matratze Basic-fit.



29 - 33 Polsterteil Bettverlängerung.

Sonderausstattung und Zubehör	Regia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Akku	0	275602	289,00
2 Aufrichter mit Triangelgriff	0	188223	149,00
3 Aufstehhilfe argentum	0	302701	149,00
4 Bettverlängerung 18 cm für teleskopierbare Seitensicherung (TSG)	90er Breite 100er Breite	ZLFL011	509,00
5 Bettverlängerung 20 cm für durchgehende Seitensicherung (DSG) inkl. 4 Holme	90er Breite 100er Breite	ZLFL007	609,00
6 Bettzeugablage (fußseitig)	0	247350	209,00
7 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch für DSG	0	297233	169,00
8 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch für DSG inkl. Easy-Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	0	290993	219,00
9 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	Maße (B x H x L): 57 x 12,5 x 5 cm Farbe Beige	301727	189,00
10 Geberhalter für Handschalter	0	199137	169,00
11 Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	0	238047	149,00
12 Komfortliegefläche lose beigelegt (50 Elemente)	0	245702	379,00
13 Komfortliegefläche lose beigelegt für Bettverlängerung (5 Elemente)	0	257471	49,00
14 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	0	310648	329,00
15 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	310722	329,00
16 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	0	301725	199,00
17 Schaumlederbezug für teleskopierbare Seitensicherung (TSG) 110 cm	0	301731	209,00
18 Schaumlederbezug für teleskopierbare Seitensicherung (TSG) 90 cm	0	301732	209,00
19 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	0	267000	269,00
20 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	0	273831	39,00
21 Trendenburg-Handschalter *Nur für den Einsatz in medizinisch überwachten Räumen	0	273831	159,00
22 Unterbettlicht	0	277987	109,00
23 Wandabstandshalter 1 Stück - kopfseitig	0	262024	59,00
24 Wandabstandshalter 1 Stück - längsseitig	0	262000	59,00
25 Wandabweisrollen 2 Stück	0	288305	119,00

Matratzen & Polsterteile	Regia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
26 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283924	429,00
	100 cm x 200 cm x 14 cm	283925	459,00
27 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283922	349,00
	100 cm x 200 cm x 14 cm	283923	379,00
28 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	261477	289,00
	100 cm x 200 cm x 12 cm	261485	349,00
29 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 12 cm	166715	179,00
30 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 14 cm	209240	179,00
31 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	250269	179,00
32 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 14 cm	250270	179,00
33 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 16 cm	250271	189,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Regia-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung 0 = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024



Doppelbett Regia Variante partner

**Easy
Switch**

Höhenverstellung und Schwenkung in die Fußtieflage immer synchron – keine Klemmgefahr

Rücken- und Beinlehnen der Liegeflächen individuell verstellbar

Optionale Komfortliegefläche aus freischwingenden Elementen lässt sich auf die Metall-Lamellen stecken



Seitensicherungen, Häupter und Blenden mit Easy-Switch-System werkzeuglos montierbar

Auf elegant verkleideten Rollen lassen sich beide Betthälften an einen anderen Ort fahren

Betthälften können mühelos getrennt und wieder zusammengefügt werden



Elegante Polsterung oder wohnliches Holzdekor, Seitenblenden oder Seitensicherungen – beim Doppelbett Regia Variante partner haben Paare die Wahl.



Betthälften

• Trennung der Betthälften erleichtert die Pflege am Bett ebenso wie die Reinigung des Raumes




Handschalter

• je einer pro Liegefläche

Vorteile:

- die Betthälften lassen sich mühelos trennen und wieder zusammenfügen
- ideal für Phasen, in denen ein Partner Pflege benötigt oder eine Trennung der Schlafräume notwendig ist

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Regia-Variante-partner-Konfigurationsbogen.

▶ Produktvideo

▶ Montagevideo

Seitenelemente | Doppelbett Regia Variante partner



1 Seitensicherung beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG).



2 3 Seitensicherung kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden.



4 5 Seitensicherung kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden.



6 Holz-Seitenblenden.



7 Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden.


Technische Daten	Regia Variante partner		
Nettogewicht	270 kg		
Außenmaße	196 x 210 cm		
Höhenverstellbereich	26–80 cm		
sichere Arbeitslast	2 x 225 kg		
max. Bewohnergewicht	195 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung	Regia Variante partner		
Gestellfarbe	Argentum		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	180 x 200 cm		
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Metall-Lamellen-Liegefläche	✓		
Grundmodell	Regia Variante partner	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Pflegebett Regia v. partner 180 x 200 cm	- Liegefläche und Untergestell - 2 x Liegefläche 4-geteilt mit Metall-Lamellen - Höhenverstellung 26 - 80 cm - zentrale Rollenfeststellung und wohnliche Rollenverkleidung	300009	6.779,00
Seitenelemente	Regia Variante partner	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Seitensicherungen beidseitig geteilt, teleskopierbar (TSG)	- 2 x TSG 110 cm - 2 x TSG 90 cm - Anbringung kopf-/fußseitig variabel	SES_022 SSP_007 BSS_000	909,00
2 Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	- 2 x TSG kopfseitig 110 cm - 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 90 cm	SES_022 SSP_008 BSS_000	599,00
3 Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Holz-Seitenblenden	- 2 x TSG kopfseitig 90 cm - 2 x Holz-Seitenblenden fußseitig 110 cm - TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	SES_022 SSP_008 BSS_000 - K90	599,00
4 Seitensicherungen kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	- 2 x TSG kopfseitig 110 cm - 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 90 cm - TSG 110 cm ist eine normativ vollwertige Seitensicherung	SES_022 SSP_008 BSS_H006	729,00
5 Seitenschutz kopfseitig geteilt, teleskopierbar (TSG) und Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	- 2 x TSG kopfseitig 90 cm - 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden fußseitig 110 cm - TSG 90 cm bietet viel Platz für Ein- und Ausstieg	SES_022 SSP_008 BSS_H006 - K90	729,00
Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Holz-Seitenblenden	- 1 x TSG 110 cm - 1 x TSG 90 cm und 1 x Holz-Seitenblende 110 cm - 1 x Holz-Seitenblende 90 cm - variabel	SES_022 SSP_001 BSS_000	599,00
Seitensicherung eine Seite geteilt, teleskopierbar (TSG) und eine Seite Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	- 1 x TSG 110 cm - 1 x TSG 90 cm und 1x Stoff-/Kunstleder-Seitenblende 110 cm - 1 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblende 90 cm - variabel	SES_022 SSP_001 BSS_H006	729,00
6 Holz-Seitenblenden	- 2 x Holz-Seitenblenden 110 cm - 2 x Holz-Seitenblenden 90 cm - Anbringung kopf-/fußseitig variabel	SES_000 SSP_000 BSS_000	299,00
7 Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden	- 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden 110 cm - 2 x Stoff-/Kunstleder-Seitenblenden 90 cm - Anbringung kopf-/fußseitig variabel	SES_000 SSP_000 BSS_H006	549,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Regia-Variante-partner-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung 0 = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024

Zubehör | Doppelbett Regia Variante partner



Über diesen Link geht es zum digitalen Regia-Variante-partner-Konfigurationsbogen.




Kopf- und Fußteile	Regia Variante partner	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Nobla	- 2 x Kopfteil Nobla - 2 x Fußteil Nobla	MVS_001ZMOF011	729,00
2 Nobla mala	- 2 x Kopfteil Nobla - 2 x niedriges Fußteil Nobla mala	MVS_001ZMOF013	729,00
3 Nobla gepolstert	- 2 x Kopfteil gepolstert - 2 x Fußteil gepolstert - festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/ Kunstleder	MVS_001ZMOF020	949,00
4 Nobla mala gepolstert	- 2 x Kopfteil gepolstert - 2 x niedriges Fußteil gepolstert - festgepolstert mit nicht abnehmbarem Stoff/ Kunstleder	MVS_001ZMOF021	889,00
Holzdekore	Regia Variante partner	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
5 Standarddekor	Buche Natur R 24010	DFH_001	kein Aufpreis
6 Sonderdekor	Kirsche Havanna R 42006	DFH_004	279,00
Bezugstoffe	Regia Variante partner	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
7 Bezugstoff	Hellgrün Tiba 6210	BSS_H006	kein Aufpreis
8 Bezugstoff	Grau Tiba 8111 (ab Mitte 2024 verfügbar)	BSS_H009	kein Aufpreis
Kunstleder	Regia Variante partner	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
9 Kunstleder	Weiß 1-1142-197	BSS_K009	kein Aufpreis
10 Kunstleder	Anthrazit 1-1142-395 (Auslaufmodell)	BSS_K025	kein Aufpreis
Sonderausstattung und Zubehör	Regia Variante partner	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
11 2x Akku	O	MVS_013AKK_001	578,00
12 Aufrichter mit Triangelgriff (Farbe: Argentum)	O	188223	149,00
13 Aufstehhilfe argentum	O	302701	149,00
14 2x Bettverlängerung 18 cm für teleskopierbare Seitensicherung (TSG)	O	LFL_008	1029,00
15 Geberhalter für Handschalter	O	199137	169,00
16 2x Komfortliegefläche lose beigelegt (100 Elemente)	O	ZLFA003	749,00
17 2x Komfortliegefläche lose beigelegt für Bettverlängerung (10 Elemente)	O	279000	99,00
18 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	310648	329,00
19 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	310722	329,00
20 Schaumlederbezug für teleskopierbare Seitensicherung (TSG) 110 cm	O	301731	209,00
21 Schaumlederbezug für teleskopierbare Seitensicherung (TSG) 90 cm	O	301732	209,00
22 2x Unterbettlicht	O	MVS_013UBB_001	218,00
23 Wandabstandshalter 1 Stück - kopfseitig	O	262024	59,00
24 Wandabstandshalter 1 Stück - längsseitig	O	262000	59,00
25 Wandabweisrollen 2 Stück	O	288305	209,00
Matratzen & Polsterteile	Regia Variante partner	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
26 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283924	429,00
27 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283922	349,00
28 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	261477	289,00
29 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 12 cm	166715	179,00
30 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 14 cm	209240	179,00

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich

*Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024 ¹Preis ist bei der Bestellung gepolsterter Häupter und Seitenblenden enthalten.




Regia Variante gardo



Vorteile:

- Niedrigbett zur Vermeidung von Sturzverletzungen
- Höhenverstellung von 26 - 80 cm ermöglicht rücken-schonendes Arbeiten am Bett
- serienmäßige durchgehende Seitensicherung für zusätz-lichen Schutz und die Schaffung seitlicher Polsterflächen
- Sitzposition und Fußtieflage der Liegefläche einstellbar
- Lieferung immer mit passender Matratze

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Technische Daten	Regia Variante gardo
Nettogewicht	165 kg
Außenmaße	113 x 235 cm
Höhenverstellbereich	26 - 80 cm
sichere Arbeitslast	225 kg
max. Bewohnergewicht	215 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	Regia Variante gardo
Gestellfarbe	Signalgrau
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm
Kopf- und Fußteil	Nobla
Polsterung	✓
4-geteilte Metall-Liegefläche mit Rückenlehnenrückzug	✓
Matratze 90 x 209 x 14 cm	✓
Durchgehende Seitensicherung (DSG) mit Easy Click beidseitig	✓
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne für Metall-Lamellen-Liegefläche	✓

Grundmodell	Regia Variante gardo	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Pflegebett Regia v. gardo 90 x 200 cm	Liegefläche 4-geteilt mit Metall-Lamellen und Untergestell. Durchgehende Polsterung mit Seitensicherungen und passender Matratze. Höhenverstellung 26 - 80 cm mit zentraler Rollenfeststellung und wohnlicher Rollenverkleidung.	304400	13.541,00

Sonderausstattung und Zubehör	Regia Variante gardo	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Akku (zur Notabsenkung)		275602	289,00
2 Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m		238047	149,00
3 Komfortliegefläche lose beigelegt (50 Elemente)		245702	379,00
4 Trendelenburg-Handschalter inkl. MJB		261651 + 277988	159,00
5 Unterbettlicht		277987	109,00
6 Wandabstandshalter 1 Stück - kopfseitig		262024	59,00
7 Wandabstandshalter 1 Stück - längsseitig		262000	59,00
8 Wandabweisrollen 2 Stück		2x 269834	119,00
9 Wandabweisrollen 4 Stück		4x 269834	238,00



Die Polster liegen dicht an den Betthauptern an – so entstehen keine unhygienischen Zwischenräume.

Segufix-Verschlüsse halten die Enden der seitlichen Polster lückenlos am Bettrahmen.

Die Polsterteile lassen sich für eine gründliche Reinigung einfach abnehmen.

Der lückenlose Rundumschutz schützt die Bewohner vor Stoßverletzungen.

Die optionale Wandabweisrolle verhindert Kollisionsschäden beim Fahren und der Höhenverstellung.

Produktbesonderheiten:




Weitere Infos:



- Produktseite



Pflegebett Inovia



Praktische, wohnliche Griffleiste aus Massivholz

Seitensicherungs-schutzhöhe von 41 cm für Matratzen bis max. 19 cm

Rückenlehnen-rückzug

Hygienische Liegeflächen-Lamellen, optionale Komfortliegefläche

Holzhaube im ansprechenden Wohndesign

Rastomat zur Verstellung der Unterschenkellehne

Paarweise Rollen-feststellung in jeder Liegeflächenposition

Details



Griffleiste
• aus Massivholz



Paarweise Rollenfeststellung
• in jeder Liegeflächenposition



Handschalter
• mit selektiver Sperrung




Auswandernde Rückenlehne



Liegehöhenverstellung
• von 22-77 cm
• Verstellbereich = 55 cm



Buche Natur (Standard)



Kirsche Havanna


Produktbesonderheiten:



Vorteile:

- wohnliches Aussehen mit opulenten Häuptern
- besonders niedrige Tiefposition von 22 cm
- schützt den Bewohner vor Sturzverletzungen ohne freiheits-entziehende Maßnahmen
- optionale teleskopierbare Seitensicherungen fördern die Mobilität des Pflegebedürftigen

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Inovia-Konfigurationsbogen.

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Inovia



1 Dekor Buche Natur.



2 Dekor Kirsche Havanna.



3 Aufrichter mit Tirangelgriff.



4 5 Bettverlängerung.



6 Erhöhung für Seitensicherung in argentum.



7 Das Füllpolster lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



8 Flexibler Geberhalter für den Handschalter.



9 Verlängerungskabel für den Handschalter (1,40 m).



10 11 Die Komfortliegefläche besteht aus 50 freischwingenden Federelementen.



12 13 Leselampe Sola.



14 Schaumlederbezug für DSG.



15 Schaumlederbezug für TSG.



16 Serviertablett.



17 18 Teleskopierbare Seitensicherung (TSG).



19 Tragetasche.



20 Wandabstandshalter.



21 22 Wandabweisrolle.



23 Zweite Griffleiste am Kopfteil.



24 Pflegebettmatratze Sky-fit.



25 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



26 Pflegebettmatratze Basic-fit.



27 Pflegebettmatratze Cloud-fit.



28 - 32 Polsterteil für Bettverlängerung.

Technische Daten	Inovia		
Nettogewicht	153/159 kg		
Außenmaße	104 x 219 cm 114 x 219 cm		
Höhenverstellbereich	22-77 cm		
sichere Arbeitslast	225 kg		
max. Bewohnergewicht	195 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung	Inovia		
Gestellfarbe	Signalgrau		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm 100 x 200 cm (Sondermaß)		
Metall-Lamellen-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	achsweise		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Ausstattungsvarianten	Inovia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Inovia - 90 x 200 cm mit durchgehender Seitensicherung (DSG)		262655	3.979,00
Inovia - 100 x 200 cm mit durchgehender Seitensicherung (DSG)		262655	4.688,00
Holzdekore	Inovia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Dekor Buche Natur R 24010	✓	DHU_027	kein Aufpreis
2 Dekor Kirsche Havanna R 42006	0	DHU_024	139,00
Sonderausstattung und Zubehör	Inovia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
3 Aufrichter mit Triangelgriff	0	188223	149,00
4 Bettverlängerung 20 cm für durchgehende Seitensicherung (DSG) inkl. 4 Holme	0	LFL_005	609,00
5 Bettverlängerung 27 cm für teleskopierbare Seitensicherung (TSG)	0	LFL_006	449,00
6 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch (nur für 200 cm Länge)	0	297233	169,00
7 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	0	301727	199,00
8 Geberhalter für Handschalter	0	199137	169,00
9 Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	0	238047	109,00
10 Komfortliegefläche lose beigelegt (50 Elemente)	0	245702	369,00
11 Komfortliegefläche lose beigelegt für Bettverlängerung (5 Elemente)	0	257471	49,00
12 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülle	0	310648	329,00
13 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	0	310722	329,00
14 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	0	301725	199,00
15 Schaumlederbezug für teleskopierbare Seitensicherung (TSG)	0	301730	209,00
16 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	0	267000	209,00
17 teleskopierbare Seitensicherung (TSG) beidseitig	0	SHC_002	909,00
18 teleskopierbare Seitensicherung (TSG) einseitig / DSG	0	SHC_008	509,00
19 Tragetasche für durchgehende Seitensicherungsholme	0	273831	39,00
20 Wandabstandshalter	0	222272	59,00
21 Wandabweisrolle mit Halter für linke Seite	0	215921	59,00
22 Wandabweisrolle mit Halter für rechte Seite	0	221306	59,00
23 Zweite Griffleiste am Kopfteil	0	KTA_003	99,00
Matratzen	Inovia	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
24 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm 100 cm x 200 cm x 14 cm	283924 283925	429,00 459,00
25 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm 100 cm x 200 cm x 14 cm	283922 283923	349,00 379,00
26 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm 90 cm x 220 cm x 12 cm 100 cm x 200 cm x 12 cm	261477 261484 261486	289,00 359,00 349,00
27 Matratze Cloud-fit	100 cm x 200 cm x 16 cm	300900	1.079,00
28 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 12 cm	166715	179,00
29 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 14 cm	209240	179,00
30 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	250269	179,00
31 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 14 cm	250270	179,00
32 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 16 cm	250271	189,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Inovia-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung 0 = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024

Westfalia-Serie



Frank Bonsel,
Filialleiter Sanitätshaus

„Westfalia-Serie – die zeitlosen Betten.“

Viele meiner Kunden haben immer sehr bodenständig gelebt und sich entsprechende Möbel gekauft. Die Betten der Westfalia-Serie bieten genau diese robuste, zeitlose Qualität.“



Westfalia IV

Das Pflegebett für mehr Wohnlichkeit

- ✓ sichere Arbeitslast 185 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 155 kg
- ✓ Höhenverstellung 35-80 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ selektiv sperrbarer Handschalter
- ✓ wohnliche Hauptformen wählbar
- ✓ verschiedene Liegeflächenmaße zur Auswahl



Westfalia-Klassik

Das Pflegebett mit besonderen Eigenschaften

- ✓ sichere Arbeitslast 200 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 170 kg
- ✓ Höhenverstellung 35-80 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Rückenlehnenrückzug nach DBfK-Empfehlung
- ✓ Rollenzentralfeststellung



Pflegebett Westfalia IV

Unterschenkel-
lehne elektrisch
einstellbar

185 kg sichere
Arbeitslast, 4-geteilte
Liegefläche,
elektrisch verstellbar

Wohnliche
Holzumbauten zur
Auswahl




Hochwertige und
robuste
Qualitätsrollen

Sparsames
24-Volt-System

Vorteile:

- kombiniert hohen Komfort, ausgereifte Sicherheit und wohnliches Aussehen
- Höhenverstellung mithilfe eines stabilen, eleganten Scherengestells
- für die Kopf- und Fußteile stehen mehrere Formen zur Auswahl

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details




Handschalter
• mit selektiver Sperrfunktion



Rollen
• einzeln bremsbar



Höhenverstellbereich
• 35–80 cm



Aufrichter mit Triangelgriff




Liegefläche
• mit Federholzleisten



Häupter zur Auswahl
• Standard (serienmäßig)
• Comodo mit Rundstollen (optional)
• Primero mit Griffleiste (optional)

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Westfalia-VI-Konfigurationsbogen.



Montagevideo

Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.3039
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.1078

Gilt für die Ausführungen
90 x 200 cm und
100 x 200 cm.

Zubehör und Matratzen | Pflegebett Westfalia IV



1 Adaptierbare Seitensicherung.



2 Aufstehhilfe.



3 4 Bettverlängerung inkl. Seitensicherungsholmen (auch nachträglich montierbar).



5 Erhöhung für Seitensicherung in argentum.



6 Füllpolster.



7 Flexibler Geberhalter für den Handschalter.



8 Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).



9 Holzumbau Comodo.



10 Holzumbau Primero.



11 12 Leselampen.



13 Schaumlederbezug.



14 Serviertablett.



15 16 17 Wandabweisrollen inkl. Halterung.



18 Pflegebettmatratze Sky-fit.



19 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



20 Pflegebettmatratze Basic-fit.



21 - 25 Polsterteil für Bettverlängerung.

Technische Daten	Westfalia IV		
Nettogewicht	112 kg		
Außenmaße	110 x 232 cm 110 x 212 cm	100 x 232 cm 100 x 192 cm 100 x 202 cm 100 x 212 cm	90 x 212 cm
Höhenverstellbereich	35-80 cm		
sichere Arbeitslast	185 kg		
max. Bewohnergewicht	155 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung	Westfalia IV		
Gestellfarbe	Topas		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm		
Federholzleisten-Liegefläche (Liegeflächenmodell)	✓		
Seitensicherung	DSG		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	125 mm		
Rollenfeststellung	einzeln		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Aufrichter mit Triangelgriff	✓		
Ausstattungsvarianten	Westfalia IV	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Westfalia IV - 90 x 200 cm mit Holzliegefläche		284050	2.659,00
Westfalia IV 100 x 200 cm inkl. Holzumbau mit Comodo Rundstollen		ZLFB002	3.368,00
Westfalia IV 90 x 180 cm		ZLFL001	3.058,00
Westfalia IV 90 x 190 cm		ZLFL010	3.058,00
Sonderausstattung und Zubehör	Westfalia IV	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 adaptierbare Seitensicherung	links rechts	250139 250138	299,00 299,00
2 Aufstehhilfe	O	302702	139,00
3 Bettverlängerung 20 cm für 100 cm Breite inkl. 4 Holme	O	301121	449,00
4 Bettverlängerung 20 cm für 90 cm Breite inkl. 4 Holme	O	291754	449,00
5 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch (nur für 200 cm Länge)	O	297233	169,00
6 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	301727	199,00
7 Geberhalter für Handschalter	O	199137	169,00
8 Handschalter-Verlängerungskabel 2,4 m	O	178986	119,00
9 Holzumbau Comodo Rundstollen	O	ZMOK015	109,00
10 Holzumbau Primero (offene Griffleiste im Kopf- und Fußteil)	O	ZMOK017	239,00
11 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	310648	329,00
12 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	310722	329,00
13 Schaumlederbezug für durchgehender Seitensicherung (DSG)	O	301725	199,00
14 Serviertablett für durchgehender Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	O	267000	209,00
15 Wandabweisrollen 2 Stück horizontal fußseitig	O	ZWAN003	59,00
16 Wandabweisrollen 2 Stück horizontal kopfseitig	O	ZWAN002	59,00
17 Wandabweisrollen 4 Stück horizontal	O	ZWAN004	119,00
Matratzen	Westfalia IV	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
18 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm 100 cm x 200 cm x 14 cm	283924 283925	429,00 459,00
19 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm 100 cm x 200 cm x 14 cm	283922 283923	349,00 379,00
20 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm 90 cm x 180 cm x 12 cm 90 cm x 190 cm x 12 cm 100 cm x 200 cm x 12 cm	261477 261482 261483 261485	289,00 289,00 289,00 349,00
21 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 12 cm	166715	179,00
22 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 14 cm	209240	179,00
23 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	250269	179,00
24 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 14 cm	250270	179,00
25 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 16 cm	250271	189,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Westfalia-IV-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024



Pflegebett Westfalia-Klassik

200 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Handschalter mit selektiver Sperrfunktion

Rückenlehnen-rückzug

Unterschiedliche Holzumbauten lieferbar



Hochwertige und robuste Qualitätsrollen


Unterschenkellehne elektrisch einstellbar

Sparsames 24-Volt-System

Vorteile:

- Wohnlichkeit und Individualität
- anspruchsvolle technische Ausstattung

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Zentrale Rollenfeststellung
• in jeder Liegeflächenposition möglich




Elektronisches Schaltnetzteil
• (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert



Liegehöhenverstellung
• von 35-80 cm
• Verstellbereich = 45 cm

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Westfalia-Klassik-Konfigurationsbogen.

Zubehör | Pflegebett Westfalia-Klassik



1 Bettverlängerung mit Metall-Lamellen, Seitensicherungen und Seitenbrettern.



2 Erhöhung für Seitensicherung in argentum.



3 Füllpolster zum Aufstecken auf die durchgehende Seitensicherung.



4 Flexibler Geberhalter für den Handschalter.



5 Verlängerungskabel für den Handschalter (2,40 m).



6 7 Holzumbauten: Standard (serienmäßig), Comodo mit Rundstollen (optional), Primero mit Griffleiste (optional).



8 9 Leselampen.



10 Schaumlederbezug.



11 Serviertablett.



12 13 Wandabweisrolle.



14 Pflegebettmatratze Sky-fit.



15 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



16 Pflegebettmatratze Basic-fit.



17 18 Polsterteil für Bettverlängerung.

Technische Daten	Westfalia-Klassik
Nettogewicht	132 kg
Außenmaße mit Holzumbau Standard	102 x 208 cm
Höhenverstellbereich	35–80 cm
sichere Arbeitslast	200 kg
max. Bewohnergewicht	170 kg
24-Volt-System	✓

Standardausstattung	Westfalia-Klassik
Gestellfarbe	Topas
Dekor	Buche Natur
Liegeflächenmaß	90 x 200 cm
Seitensicherung	DSG
Art des Handschalters (selektiv sperrbar / kabellos)	selektiv
Aufrichter mit Triangelgriff	✓
Notabsenkung mechanisch	✓
Rollendurchmesser	100 mm
Rollenfeststellung	zentral
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓

Ausstattungsvarianten	Westfalia-Klassik	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Westfalia-Klassik - 90 x 200 cm mit Metallliegefläche		285870	3.159,00

Sonderausstattung und Zubehör	Westfalia-Klassik	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Bettverlängerung 20 cm für Metallliegefläche inkl. 4 Holme	O	291763	609,00
2 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch (nur für 200 cm Länge)	O	297233	169,00
3 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	301727	199,00
4 Geberhalter für Handschalter	O	199137	169,00
5 Handschalter-Verlängerungskabel 2,4 m	O	178986	119,00
6 Holzumbau Comodo (Rundstollen)	O	ZMOK015	109,00
7 Holzumbau Primero (offene Griffleiste im Kopf- und Fußteil)	O	ZMOK017	239,00
8 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	310648	329,00
9 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	310722	329,00
10 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	301725	199,00
11 Serviertablett für durchgehende Seitensicherung (DSG) in 90 cm Breite	O	267000	209,00
12 Wandabweisrolle 1 Stück links	O	176490	39,00
13 Wandabweisrolle 1 Stück rechts	O	176511	39,00

Matratzen	Westfalia-Klassik	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
14 Matratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283924	429,00
15 Matratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283922	349,00
16 Matratze Basic-fit	90 cm x 200 cm x 12 cm	261477	289,00
17 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 12 cm	166715	179,00
18 Polsterteil für Bettverlängerung	90 cm x 21 cm x 14 cm	209240	179,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Westfalia-Klassik-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024

Schwerlastbetten



Andreas Schlichting,
Rehatechniker

„Allura II – das Schwerlastbett, das mir die Arbeit leicht macht.“

Für uns Techniker ist der Aufbau großer, stabiler Schwerlastbetten oft herausfordernd. Umso mehr freue ich mich über das Easy-Click-System der Allura-II-Serie. Jetzt kann ich die Seitensicherungen sekundenschnell werkzeuglos montieren.“



Gigant

Das Schwerlast-Pflegebett

- ✓ sichere Arbeitslast 350 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 280 kg
- ✓ Höhenverstellung 40-80 cm
- ✓ Fußtieflage
- ✓ geteilte kombinierbare Seitensicherung optional
- ✓ elegante Holzverkleidung der Häupter



Allura II

Die innovativen Pflegebetten

- ✓ sichere Arbeitslast 250 kg
- ✓ max. Bewohnergewicht 210 kg
- ✓ Höhenverstellung 30-80 cm
- ✓ 24-Volt-Antriebssystem
- ✓ keine Ableitstrommessung in der erwartbaren Nutzungsdauer
- ✓ Fußtieflage
- ✓ selektiv sperrbarer Handschalter
- ✓ Liegeflächenbreiten 100 und 120 cm
- ✓ werkzeuglose Montage der Seitensicherung mit Easy Click



Schwerlastbett Gigant



350 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Äußerst robuste Liegefläche mit Stahleinlagen, Liegeflächenbreite: 120 cm

Ergonomisch geformter Griff

Optionale kombinierbare Seitensicherung, mit durchgehender Seitensicherung kombinierbar

Holzhauben im modernen Design, Kunststoffverkleidung und Seitenblenden sorgen für ein wohnliches Ambiente

Mobilisierungsstütze bietet festen Griff und erleichtert den Ein- und Ausstieg


Notabsenkung der Rückenlehne aus jeder Position

Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Liftern

Vorteile:

- mit einem möglichen Bewohnergewicht von bis zu 280 kg auch für stark adipöse Menschen geeignet
- viel Platz und Unterstützung für einen selbstbestimmten Alltag
- Entlastung der Pflegenden

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Aufnahme für die Mittelstütze (links) und die Sperrbox (rechts)



Notabsenkung der Rückenlehne




Äußerst stabile Konstruktion der Seitensicherung



Kunststoffverkleidung der Fahrgestelle
• mehr Wohnlichkeit

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Gigant-Konfigurationsbogen.

Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.7003
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.3003

Zubehör | Schwerlastbett Gigant



1 2 Bettverlängerung inkl. längerer Seitensicherungen und Seitenbretter.



3 Füllpolster zum Aufstecken auf die durchgehende Seitensicherung.



4 5 6 Kombinierbare Seitensicherung.



7 8 Leselampen.



9 10 11 Schaumlederbezug.



12 Schwerlastmatratze Cloud-fit.



13 14 Polsterteil für Bettverlängerung.

Technische Daten	Gigant		
Nettogewicht	159 kg		
Außenmaße mit Holzumbau Standard	135 x 222 cm		
Höhenverstellbereich	40-80 cm		
sichere Arbeitslast	350 kg		
max. Bewohnergewicht	280 kg		
Standardausstattung	Gigant		
Gestellfarbe	Signalgrau		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	120 x 200 cm		
Seitensicherung	DSG		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar / kabellos)	selektiv		
Aufrichter mit Triangelgriff	✓		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	einzeln		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Ausstattungsvarianten	Gigant	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Gigant - 120 x 200 cm mit Metallliegefläche		286960	7.739,00
Sonderausstattung und Zubehör	Gigant	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Bettverlängerung 20 cm für durchgehende Seitensicherung (DSG) inkl. 4 Holme	O	291767	609,00
2 Bettverlängerung 20 cm für kombinierbare Seitensicherung (KSG)	O	ZLFL007 & ZSGN044	609,00
3 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	301727	219,00
4 Kombinierbare Seitensicherung (KSG) beidseitig	O	ZSGN044	1.199,00
5 Kombinierbare Seitensicherung (KSG) einseitig links	O	ZSGN045	599,00
6 Kombinierbare Seitensicherung (KSG) einseitig rechts	O	ZSGN046	599,00
7 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	310648	329,00
8 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	310722	329,00
9 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	301725	199,00
10 Schaumlederbezug für kombinierbare Seitensicherung (KSG) Mittelstück	O	301729	209,00
11 Schaumlederbezug für kombinierbare Seitensicherung (KSG) Holme	O	301728	209,00
Matratzen	Gigant	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
12 Matratze Cloud-fit	120 cm x 200 cm x 16 cm	300406	1.189,00
13 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 21 cm x 16 cm	241942	189,00
14 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 21 cm x 19 cm	712167	199,00


Über diesen Link geht es zum digitalen Gigant-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024




Allura II 100/120



Vorteile:

- hohe Traglast
- wählbare Liegeflächenbreiten
- großer Höhenverstellbereich
- viel Komfort und Sicherheit auch für schwer-gewichtige Pflegebedürftige
- Entlastung der Pflegenden

Außenmaße/Höhenverstellbereich:



Details



Fußtieflagerung



Verstellbereich von 30 bis 80 cm



Elektronisches Schaltnetzteil
• (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert



Handschalter
• mit selektiver Sperrfunktion



Platzsparende Auslieferung und Lagerung
auf Lager-/Transporthilfe (Abb. ähnlich)



Werkzeuglose Montage der Seitensicherung
• mit Easy Click

Produktbesonderheiten:



Weitere Infos:



- Produktseite
- Über diesen Link geht es auch zum digitalen Allura-II-Konfigurationsbogen.

Allura II 100
Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.7017
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.3017

Allura II 120
Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.7018
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.3018

Zubehör Allura II



1 Aufstehhilfe.



2 3 Bettverlängerung (auch nachträglich montierbar).



4 5 Seitensicherungserhöhung in argentum.



6 Füllpolster zum Aufstecken auf die durchgehende Seitensicherung.



7 Verlängerungskabel für den Handschalter (1,40 m).



8 9 Holzfällung zur Verkleidung des Fahrgestells (auch nachträglich montierbar).



10 11 Leselampen.



12 Schaumlederbezug.



13 Unterbettlicht.



14 Wandabweisrolle inkl. Halterung.



15 Pflegebettmatratze Sky-fit.



16 Pflegebettmatratze Comfort-fit.



17 Schwerlastmatratze Cloud-fit.



18 Pflegebettmatratze Basic-fit.



19 - 23 Polsterteil für Bettverlängerung.

Technische Daten	Allura II		
Nettogewicht	120 kg		
Außenmaße	111 x 224 cm 131 x 224 cm		
Höhenverstellbereich	30-80 cm		
sichere Arbeitslast	250 kg		
max. Bewohnergewicht	210 kg		
24-Volt-System	✓		
Standardausstattung	Allura II		
Gestellfarbe	Topas		
Dekor	Buche Natur		
Liegeflächenmaß	100 x 200 cm 120 x 200 cm		
Seitensicherung	DSG		
Art des Handschalters (selektiv sperrbar/kabellos)	selektiv		
Aufrichter mit Triangelgriff	✓		
Notabsenkung mechanisch	✓		
Rollendurchmesser	100 mm		
Rollenfeststellung	einzeln		
Rastomat, elektrische Verstellung Unterschenkellehne	✓		
Ausstattungsvarianten	Allura II	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Allura II - 100x200cm mit Metallliegefläche		289450	2.969,00
Allura II - 120x200 cm mit Metallliegefläche		289451	3.379,00
Sonderausstattung und Zubehör	Allura II	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Aufstehhilfe	O	244029	139,00
2 Bettverlängerung 20 cm für 100 cm Breite inkl. 4 Holme	O	291745	449,00
3 Bettverlängerung 20 cm für 120 cm Breite inkl. 4 Holme	O	291748	449,00
4 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch	O	297233	169,00
5 Erhöhung für Seitensicherungen in argentum 7 cm hoch inkl. Easy-Click Seitensicherungsholm in Buche Natur R24010	O	290993	239,00
6 Füllpolster für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	301727	199,00
7 Handschalter-Verlängerungskabel 1,4 m	O	238047	109,00
8 Holzhaube 1 Stück für Allura II 100	O	291008	239,00
9 Holzhaube 1 Stück für Allura II 120	O	291006	279,00
10 Leselampe zum Einstecken in Aufrichterhülse	O	310648	329,00
11 Leselampe zur Anbringung am Aufrichter	O	310722	329,00
12 Schaumlederbezug für durchgehende Seitensicherung (DSG)	O	301725	199,00
13 Unterbettlicht	O	249089	219,00
14 Wandabweisrolle 1 Stück	O	206751	39,00
Matratzen	Allura II	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
15 Matratze Sky-fit	100 cm x 200 cm x 14 cm	283925	459,00
16 Matratze Comfort-fit	100 cm x 200 cm x 14 cm	283923	379,00
17 Matratze Cloud-fit	100 cm x 200 cm x 16 cm 120 cm x 200 cm x 16 cm	300900 300406	1.079,00 1.189,00
18 Matratze Basic-Fit	100 cm x 200 cm x 12 cm	261485	349,00
19 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 12 cm	250269	179,00
20 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 14 cm	250270	179,00
21 Polsterteil für Bettverlängerung	100 cm x 20 cm x 16 cm	250271	189,00
22 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 21 cm x 16 cm	241942	189,00
23 Polsterteil für Bettverlängerung	120 cm x 21 cm x 19 cm	712167	199,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Allura-II-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024

Nacht- und Beistelltische



Frank Bonsel,
Filialleiter Sanitätshaus

„Nachttische – ein attraktives Angebot mehr für unsere Kunden.“

Zu einem komfortablen Pflegebett gehört auch ein passender Nachttisch, um Getränke abzustellen oder Pflege-Utensilien zu verstauen. Ich freue mich, dass wir unseren Kunden mit Nachttischen von Burmeier ein zusätzliches Angebot für mehr Lebensqualität unterbreiten können.“



Daniel Rust,
Medizinprodukteberater

„Nachttische – die unterschätzten Begleiter im Alltag.“

Wenn ich meine Kunden berate, empfinden sie einen Nachttisch oft nicht als notwendig – irgendein Beistelltisch tue es auch, glauben sie. Doch schon nach wenigen Tagen häuslicher Pflege wird vielen klar, dass dieser maßgeschneiderte Begleiter unverzichtbar ist.“

Nacht- und Beistelltische



Praktisch und funktional

Wenn pflegebedürftige Menschen das Bett nicht mehr oft verlassen, ist es umso wichtiger, dass die Dinge des Alltags griffbereit sind. Unsere wohnlichen Nachttische bieten Stauraum und Abstellflächen für Pflege-Utensilien, Bücher und Zeitschriften, Telefone oder ein Radio. Mit ihrer Hilfe kann der Bewohner viel leichter am täglichen Leben teilhaben. Ausklappbare und höhenverstellbare Bettischplatten eignen sich zudem hervorragend für Mahlzeiten im Bett. Dank ihrer Rollen sind die Nachttische überall leicht einsetzbar.

Nacht- und Beistelltische



Nachtisch Cherusker

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Dekor Buche Natur/R24010. Sonderdekore auf Anfrage, Sonderdekore werden auftragsbezogen gefertigt.

Technische Daten:

Breite: 52 cm, Höhe: 87 cm, Gesamttiefe: 50 cm
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 114 cm
Bett-Tischplatte von 82 – 112 cm höhenverstellbar
Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1009

Artikelnummer: 193753

Preis € (UVP)*, inkl. MwSt.: 879,00



Nachtisch Hermann mit Bett-Tischplatte

mit ausklappbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Dekor Buche Natur/R24010.

Sonderdekore auf Anfrage, Sonderdekore werden auftragsbezogen gefertigt.

Technische Daten:

Breite: 52,5 cm, Höhe: 89 cm, Gesamttiefe: 45,5 cm
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 114 cm
Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Artikelnummer: 287111

Preis € (UVP)*, inkl. MwSt.: 589,00



Nachtisch Arminius

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, Dekor Buche Natur/R24010.

Mindestabnahmemenge 8 Stück in einer Sendung.

Sonderdekore auf Anfrage, Sonderdekore werden auftragsbezogen gefertigt.

Technische Daten:

Breite: 54,5 cm
Höhe: 89 cm
Gesamttiefe: 45 cm
Gesamtbreite (Bett-Tischplatte ausgeklappt): 125 cm
Bett-Tischplatte von 78 – 112 cm höhenverstellbar
Doppelaufrollen Ø 50 mm,
2 Rollen feststellbar



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.1010

Artikelnummer: 236959

Preis € (UVP)*, inkl. MwSt.: 819,00



Nachtisch Varus

ohne Bett-Tischplatte, Korpus kunststoffbeschichtet, in 5 Dekoren lieferbar: Buche Natur, Bella Noce Schoko, Königsahorn, Kirsche Havanna und Lindberg Eiche.

Technische Daten:

Breite: 54 cm
Höhe: 57 cm
Gesamttiefe: 45 cm
Doppelaufrollen Ø 50 mm, 2 Schubladen

Varus	Artikel.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Dekor Buche Natur - R24010	287103	529,00
Dekor Bella Noce - R30019	287109	529,00
Dekor Königsahorn - R27001	287110	529,00
Dekor Havanna Kirsche - R42006	287104	529,00
Dekor Lindberg Eiche - R20021	290304	529,00

Weitere Infos:



Produktseite



Server Pleto

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte sowie fester Ablageplatte, in 4 Dekoren lieferbar: Buche Natur, Königsahorn, Lindberg Eiche und Havanna Kirsche.

Technische Daten:

Breite: 90,2 cm
 Höhe: 69 – 104 cm
 Gesamttiefe: 42 cm
 Bett-Tischplatte 30° - 60° schwenkbar
 Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Pleto	Artikel.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Dekor Buche Natur - R24010	302694	849,00
Dekor Königsahorn - R27001	302695	849,00
Dekor Havanna Kirsche - R42006	302696	849,00
Dekor Lindberg Eiche - R20021	302698	849,00



Bett- und Beistelltisch Duo

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte sowie fester Ablageplatte, Dekor Buche Natur/R24010.

Technische Daten:

Breite: 81 cm
 Höhe: 81 cm
 Gesamttiefe: 42 cm
 Bett-Tischplatte von 80 – 113 cm höhenverstellbar
 Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0014

Artikelnummer: 218931
 Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 189,00



Bett- und Beistelltisch Solo

mit höhenverstellbarer und schrägstellbarer Bett-Tischplatte, Dekor Buche Natur/R24010.

Technische Daten:

Breite: 60 cm
 Höhe: 81 cm
 Gesamttiefe: 42 cm
 Bett-Tischplatte von 80 – 113 cm höhenverstellbar
 Rollen Ø 50 mm, 2 Rollen feststellbar



Pflege-Hilfsmittel-Nr. 50.45.04.0013

Artikelnummer: 218932
 Preis € (UVP), inkl. MwSt.: 169,00

Weitere Infos:



Produktseite

*Matratzen,
Transportstuhl, Möbel*



Frank Bonsel,
Filialleiter Sanitätshaus

„Matratzen – wichtige Helfer in der häuslichen Pflege.“

In der Pflege zuhause sollte man sich nicht mit Standardmatratzen begnügen. Wir bieten zu jedem Bett von Burmeier eine perfekt passende Matratze desselben Herstellers an. Nur so können wir sicher sein, dass unsere Kunden den benötigten Komfort und Schutz erhalten.“



Werner Hachmeister,
Kunde

„Auf meiner Burmeier-Matratze fühle ich mich wohl.“

Mit meiner flexiblen Matratze Sky-fit von Burmeier kann ich die Sitzposition und alle weiteren Verstellmöglichkeiten meines Bettes so richtig genießen. Die verstärkten Randzonen erleichtern mir zudem das selbstständige Aufstehen.“

Matratzen



Wohlbefinden durch Liegekomfort

- ✓ Schutz vor Dekubitus
- ✓ Randzonenverstärkung
- ✓ optimales Liegegefühl
- ✓ Druckverteilung schützt vor Wundliegen
- ✓ Wendematratzen mit fester und weicher Seite
- ✓ abnehmbarer Wendebезug mit weicher Komfort- und unempfindlicher Hygiene-Seite

Ravello



Der Transferstuhl für mehr Mobilität

- ✓ sichere Arbeitslast 135 kg (dynamisch), 200 kg (statisch)
- ✓ absenkbare Armlehnen erleichtern den Einstieg von der Seite
- ✓ Rückenlehne lässt sich um 43° in eine Liegeposition bringen
- ✓ Ravello-sano: Fußstütze einschiebbar
- ✓ Ravello-curo: fest installierte Fußstütze bewegt sich bei Verstellung der Unterschenkellehne mit
- ✓ Ravello sano-s: 4 lenkbare Rollen für leichteres Manövrieren
- ✓ Ravello plus-s: höhenverstellbare Sitzfläche

Kastenmöbel



Flexibel und funktional

- ✓ Möbelsystem Adrano mit Schränken und Anrichten
- ✓ individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Schlaf- und Wohnzimmer
- ✓ klare Formen und wohnliches Holzdekor
- ✓ Langlebigkeit dank hochwertiger Materialien
- ✓ Rückwände mit einer Wandstärke von 8 mm
- ✓ Schutz vor Feuchtigkeit durch wischfeste Sockel
- ✓ Unterseiten der Sockel mit ABS-Kante geschützt

Stühle



Aufrecht am Alltag teilhaben

- ✓ für Bewohnerzimmer, aber auch Gemeinschafts- und Warteräume im Residenzbereich geeignet
- ✓ ergonomische Sitzhöhen und Lehnen bieten sicheren Halt
- ✓ Pflegebedürftige können auf Augenhöhe am Alltag teilhaben und bewahren ihre Mobilität
- ✓ Stapelstühle schnell und platzsparend stapelbar
- ✓ praktisch zur Reinigung des Fußbodens wie zur Umgestaltung des Raums bei einer Gemeinschaftsveranstaltung

Matratzen



Betten und Matratzen aus einer Hand

Vorteile:

- alle Matratzen-Varianten sorgen für ein gesundes, trockenes Mikroklima
- flexible Anpassung an die Form der Liegefläche
- Reduzierung punktueller Druckbelastung
- Bett und Matratze lassen sich als passgenaue Einheit konfigurieren
- Schutz vor Dekubitus
- dauerhafte Anpassung an die Körperform des Bewohners
- gleichmäßige Druckentlastung

Weitere Infos:



Produktseite

Maße und Preise

Modell	Maße (B x L x H)	Art.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Pflegebettmatratze Sky-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283924	429,00
	100 cm x 200 cm x 14 cm	283925	459,00
2 Pflegebettmatratze Comfort-fit	90 cm x 200 cm x 14 cm	283922	349,00
	100 cm x 200 cm x 14 cm	283923	379,00
3 Schwerlastmatratze Cloud-fit	100 cm x 200 cm x 14 cm	300900	1.079,00
	120 cm x 200 cm x 14 cm	300406	1.189,00
	140 cm x 200 cm x 14 cm	300407	1.469,00
4 Pflegebettmatratze Basic-fit	80 cm x 180 cm x 12 cm	261478	289,00
	80 cm x 190 cm x 12 cm	261479	289,00
	80 cm x 200 cm x 12 cm	261481	289,00
	90 cm x 180 cm x 12 cm	261482	289,00
	90 cm x 190 cm x 12 cm	261483	289,00
	90 cm x 200 cm x 12 cm	261477	289,00
	100 cm x 200 cm x 12 cm	261485	349,00

Matratzen für ein neues Schlafgefühl



Pflegebettmatratze Sky-fit (Art.-Nr. 283924)
Das Premium-Modell für höchste Ansprüche

- die hochwertige 2-Schicht-Matratze für Burmeier-Betten mit 2 cm Sky-therm®-Auflage und 12 cm Kaltschaum-Basis
- Randzonenverstärkung
- folgt jeder Verstellung durch optimale Anpassung an die Liegefläche
- abnehmbarer waschbarer Wendebezug, eine Seite PU, andere Seite Polyester und Viskose
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), 2,5 kPa (Auflage), Raumgewicht 50 kg/m³ (Basis), 40 kg/m³ (Auflage)



Pflegebettmatratze Comfort-fit (Art.-Nr. 300900)
Die hochwertige Mittelklasse für gesunden Schlaf

- die komfortable Matratze mit einem Kern aus elastischem Polyurethan-Kaltschaum (14 cm) für erholsamen Schlaf
- Randzonenverstärkung
- folgt jeder Verstellung durch optimale Anpassung an die Liegefläche
- abnehmbarer waschbarer Wendebezug, eine Seite PU, andere Seite Polyester und Viskose
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), Raumgewicht 40 kg/m³



Pflegebettmatratze Basic-fit (Art.-Nr. 261477)
Das einfache Einsteiger-Modell für den Pflege-Alltag

- die moderne Pflegebettmatratze mit einem Kern aus Polyurethan (12 cm)
- waschbarer PU-Bezug, Farbe weiß, durch Reißverschluss abnehmbar
- Raumgewicht: 40 kg/m³, Stauchhärte 4,5 kPa



Schwerlastmatratze Cloud-fit (Art.-Nr. 283924)
Die vielseitige Schwerlastmatratze

- besonders geeignet für Bewohner mit einem sehr hohen Körpergewicht von 140 bis 240 kg
- 3-Schicht Matratze mit einer Auflage aus angenehmem Sky-therm®-Schaum und 2 belastbaren Kaltschaum-Schichten
- Unterstützung der Dekubitusprophylaxe durch Rasterstanzungen im Sky-therm®-Schaum, hohe Punktlastizität sorgt für Druckentlastung an gefährdeten Stellen
- optimale Anpassung an die Verstellungen der Liegefläche durch Einschnitte in der unteren Kaltschaum-Schicht
- abnehmbarer Wendebezug, eine Seite Polyurethan (PU), andere Seite Polyester und Viskose, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Matratzenhöhe von ca. 16 cm gewährleistet eine normative Schutzhöhe der Seitensicherungen an Burmeier-Pflegebetten



1 Matratze Sky-fit ohne Bezug im Pflegebett Regia. Oben die viskoelastische Sky-therm®-Schicht, unten die Basisschicht mit Einschnitten.



2 Matratze Comfort-fit ohne Bezug im Pflegebett Inovia. Die Seite mit den Einschnitten kann nach oben oder unten gewendet werden.



3 Matratze Basic-fit mit Bezug im Pflegebett Dali.



4 Matratze Cloud-fit ohne Bezug im Schwerlastbett Gigant. Oben die viskoelastische Sky-therm®-Schicht, unten die beiden belastbaren Schichten aus Kaltschaum.

Transportstuhl Ravello



Vorteile:

- sicherer Transfer pflegebedürftiger Menschen
- flexible Konstruktion erleichtert es, den Bewohner von der Bettseite oder einem Sessel in den Stuhl umzusetzen
- der gepolsterte, ergonomisch geformte Sitz ermöglicht auch einen längeren angenehmen Aufenthalt im Ravello
- pflegeleichte, abwaschbare Sitzbezüge

Details



Ravello sano
• die Fußstütze kann vollständig eingeschoben werden



Ravello curo
• die fest installierte, in der Länge verstellbare Fußstütze schwingt beim Verstellen der Rückenlehne mit



Höhenverstellung der Armlehnen
• in 6 Stufen



Ravello sano-s
• für ein leichteres Manövrieren erhältlich

Weitere Infos:



Produktseite

Zubehör Ravello



1 2 Beinstützen.



3 Infusionsständer.



4 Kopffixierende Sütze.



5 Seitenstützen.



6 Aufsteckbarer Tisch.



7 Urinbeutelhalter.

Technische Daten	Ravello		
Nettogewicht	Curo, Sano, Sano S: 38 kg Plus-S: 58 kg		
Maße	Curo, Sano, Sano-s: B x H x T 68 x 126 x 103 cm inkl. Fußstützen Plus-S: B x H x T 73 x 132-161 x 109 cm inkl. Fußstützen		
Rückenlehne	Höhe 81 cm, 43° neigbar		
Fußstütze	26 x 24 cm Bodenfreiheit 8 cm		
Rollen	vordere Rollen: 20 cm, feststehend hintere Rollen: 15 cm, drehbar, paarweise feststellend		
Rollen S-Variante:	15 cm, drehbar, paarweise feststellend		
Sitzfläche	PU-Schaum mit Holzkern		
Rückenlehne	PU-Schaum mit Stahlkern		
Bezugsstoff	Kunstleder		

Ausstattungsvarianten	Ravello	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
Ravello Curo		264299	2.039,00
Ravello Sano		264297	2.039,00
Ravello Sano S		264298	2.189,00
Ravello Plus S		264300	3.259,00

Sonderausstattung und Zubehör	Ravello	Mat.-Nr.	Preis € (UVP)* Inkl. MwSt.
1 Beinstütze links	O	116343	329,00
2 Beinstütze rechts	O	116342	329,00
3 Infusionsständer inkl. Adapter für Aufrichterhülse (auch an allen Pflegebetten einsetzbar)	O	260269 & 727590	189,00
4 Nackenstütze - schwarz	O	116344	189,00
5 Seitenstützen 2 Stück - Arzurblau	O	189619	189,00
6 Servierblech, aufsteckbarer Tisch	O	195900	259,00
7 Urinbeutelhalter	O	116340	79,00

Über diesen Link geht es zum digitalen Ravello-Konfigurationsbogen.



✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich *Stand: 03.2024 | Preisbindung bis zum 31.12.2024

Kleider-/Wäscheschränke, Anrichten

Adrano

bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Schutzmöglichkeiten für Wertgegenstände. Auf Wunsch können alle Schränke mit Schließsystemen ausgestattet werden. Die Wertfächer können fest montiert werden.

Bitte
Lieferzeiten
beachten!

Kleider-/Wäscheschränke für eine Person*¹⁾



Mat.-Nr.: 305854
• mit 2 Fronttüren
Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 305854 IWFK2002
• inkl. Holzwertfach
• mit 2 Fronttüren
Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 305854 IWFK2005
• inkl. Holzwertfach – Rollstuhlhöhe
• mit 2 Fronttüren
Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 305856
• mit 2 Fronttüren
• mit 2 Sockelschubkästen
Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 305856 IWFK2002
• inkl. Holzwertfach
• mit 2 Fronttüren
• mit 2 Sockelschubkästen
Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 305856 IWFK2005
• inkl. Holzwertfach – Rollstuhlhöhe
• mit 2 Fronttüren
• mit 2 Sockelschubkästen
Breite: 100 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 306139
Schranksatz, 2-türig,
• mit 2 Fronttüren
Breite: 100 cm
Höhe: 42 cm
Tiefe: 60 cm

Kleider-/Wäscheschränke für zwei Personen*¹⁾



Mat.-Nr.: 305857
• mit 4 Fronttüren
Breite: 150 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 305857 IWFK2004
• inkl. 2x Holzwertfach
• inkl. Kleiderstange
• mit 4 Fronttüren
Breite: 150 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm

Kleider-/Wäscheschränke, Aufsätze, Zubehör

Kleider-/Wäscheschränke für zwei Personen*¹⁾



Mat.-Nr.: 305858
• mit 4 Fronttüren
• mit 2 Sockelschubkästen
Breite: 150 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm



Mat.-Nr.: 305858 IWFK2004
• inkl. 2x Holzwertfach
• inkl. Kleiderstange
• mit 4 Fronttüren
• mit 2 Sockelschubkästen
Breite: 150 cm
Höhe: 202 cm
Tiefe: 60 cm




Mat.-Nr.: 306141
• mit 3 Fronttüren
Breite: 150 cm
Höhe: 42 cm
Tiefe: 60 cm

TV-Schränke



Mat.-Nr.: 306096
• mit 2 Fronttüren
Breite: 100 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 52 cm



Mat.-Nr.: 306099
• mit 2 Fronttüren
• mit 2 Sockelschubkästen
Breite: 100 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 52 cm




Mat.-Nr.: 306100
• mit 3 Fronttüren
Breite: 150 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 52 cm



Mat.-Nr.: 306102
• mit 2 Fronttüren
• mit 6 Sockelschubkästen
Breite: 150 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 52 cm


Garderoben / Spiegel



Garderobe
Mat.-Nr.: 197373
Breite: 50 cm
Höhe: 103 cm



Spiegel
Mat.-Nr.: 197372
Breite: 50 cm
Höhe: 103 cm



**Kombination
Spiegel / Garderobe**
Mat.-Nr.: 197374
Breite: 50 cm
Höhe: 150 cm
Tiefe: 22 cm

Weitere Infos:



Produktseite

* Werden Anrichten oder Schränke kombiniert, wird die anliegende Oberplatte der Anrichte mit der Korpuskante bündig ausgeführt.

¹⁾ Fronten im Dekor Buche Natur R5311-R24010

* Werden Anrichten oder Schränke kombiniert, wird die anliegende Oberplatte der Anrichte mit der Korpuskante bündig ausgeführt.

Dekore




Buche Natur R 24010 VV



Königsahorn R 27001 VV



Kirsche Havanna R 42006 VV



Bella Noce Schoko R 42006 VV



Lindberg Eiche R 20021 VV

Tische, Garderobe, Spiegel (Beispielmodelle)



Säulentisch rund
verschiedene Durchmesser lieferbar.



Speisetisch eckig
verschiedene Maße lieferbar.

Zusatzausstattung für Tische: Filz-, Kunststoff- oder Metallgleiter.



Garderobe
(B: 50 cm, T: 103 cm).



Spiegel
(B: 50 cm, T: 103 cm).

Lieferzeit auf Anfrage

Weitere Infos:



Produktseite

Das Residenz-Stuhlprogramm



Stapelstuhl
(B: 46 cm, H: 81 cm, T: 56 cm, Sitzhöhe: 45 cm).



Stapel-Armlehnstuhl
(B: 56 cm, H: 81 cm, T: 56 cm, Sitzhöhe: 45 cm).



Mittel-Hochlehnstuhl
(B: 60 cm, H: 91 cm, T: 58 cm, Sitzhöhe: 45 cm).



Hochlehnstuhl
(B: 60 cm, H: 104 cm, T: 56 cm, Sitzhöhe: 45 cm).



Sessel
(B: 57 cm, H: 94 cm, T: 56 cm, Sitzhöhe: 45 cm).



Hochlehn-Sessel
(B: 57 cm, H: 110 cm, T: 59 cm, Sitzhöhe: 45 cm).

Bezugsstoff Abbildung ähnlich.

Zusatzausstattung für Sitzmöbel:
Filz-, Kunststoff- oder Metallgleiter.

Mindestabnahme-
menge 10 Stühle,
Lieferzeit auf
Anfrage

Weitere Infos:



Produktseite

Hilfsmittelnummern

Hilfsmittel	Benennung	< Produktgruppe 19 > Krankenpflegeartikel	< Produktgruppe 50 > Pflegehilfsmittel
Pflegebett	Arminia III	19.40.01.3254	50.45.01.1291
Pflegebett	Arminia III 24 Volt	19.40.01.3253	50.45.01.1290
Pflegebett	Allura II 100	19.40.01.7017	50.45.01.3017
Pflegebett	Allura II 120	19.40.01.7018	50.45.01.3018
Pflegebett	Dali II Holz	19.40.01.3242	50.45.01.1279
Pflegebett	Dali II Metall	19.40.01.3241	50.45.01.1278
Pflegebett	Dali II 24 Volt Holz	19.40.01.3244	50.45.01.1281
Pflegebett	Dali II 24 Volt Metall	19.40.01.3243	50.45.01.1280
Pflegebett	Dali Economic Holz	19.40.01.3167	50.45.01.1189
Pflegebett	Dali Economic Metall	19.40.01.3168	50.45.01.1190
Pflegebett	Dali-Wash	19.40.01.3272	50.45.01.1310
Pflegebett	Dali	19.40.01.3041	50.45.01.1080
Pflegebett	Dali wash	19.40.01.3041	50.45.01.1080
Pflegebett	Dali low-entry	19.40.01.5001	50.45.01.5003
Pflegebett	Gigant	19.40.01.7003	50.45.01.3003
Pflegebett	Lippe III	19.40.03.0020	50.45.03.0020
Pflegebett	Lippe IV	19.40.03.0026	50.45.03.0026
Pflegebett	Lippe IV waschbar	19.40.03.0026	50.45.03.0026
Pflegebett	Lippe 120	19.40.03.4003	50.45.03.4003
Pflegebett	Lippe 140	19.40.03.4004	50.45.03.4004
Pflegebett	Westfalia IV ¹⁾	19.40.01.3039	50.45.01.1078
Pflegebett	Westfalia-Klassik	19.40.01.3157	50.45.01.1176
Nachttisch	Modell Cherusker	-	50.45.04.1009
Beistelltisch	Modell Solo	-	50.45.04.0013
Beistelltisch	Modell Duo	-	50.45.04.0014
Zubehör	Aufrichter	19.40.02.2006	50.45.02.2006
Zubehör	Seitenschutz Lippe	19.40.02.4023	50.45.02.4022

STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Die Stieglmeyer-Gruppe ist Deutschlands führender Hersteller von medizinischen Betten für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Pflege zuhause. Mit modernen Nachttischen, Möbeln und digitalen Assistenzsystemen ist sie zugleich ein innovativer Anbieter ganzheitlicher Lösungen. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt erfolgreich Angebote für die internationalen Märkte in mehr als 100 Ländern.

Unsere Stärken:

- Produktentwicklung an unserem Hauptsitz Herford in Deutschland – Produktion in vier modernen Werken in Deutschland und Polen
- Fabrik in China für den chinesischen Markt
- Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in zahlreichen Ländern
- erstklassiger Service mit zuverlässiger Ersatzteilversorgung
- Schulungen und Prozessoptimierung für unsere Kunden
- nachhaltiges Handeln mit hohem gesellschaftlichem Engagement

1.000
MITARBEITER
WELTWEIT

11
STANDORTE
in Deutschland, Polen,
den Niederlanden, Belgien,
Frankreich, Finnland,
Südafrika und China

Maßgeschneiderte
ANGEBOTE
für alle
MÄRKTE

MEHR ALS

100.000 produzierte
Betten
pro Jahr

Internationale
ZERTIFI-
ZIERUNG

BIS ZU
15 JAHRE
Ersatzteillieferungen

VERTRIEB
in über
100 Ländern

DEUTSCHE
INGENIEURSKUNST

Unsere Expertise

Krankenhaus

Pflegeheim

Pflege zuhause

Komfortbetten

Objektmöbel

Service

Unsere Werte

Erfahren

Menschlich

Verlässlich

Lösungsorientiert

Aufgeschlossen

Selbstbewusst

Unsere Marken

STIEGELMEYER

BURMEIER

¹⁾ gilt für die Ausführungen 90 x 200 cm und 100 x 200 cm



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com