

Ambulantno
i
stacionarno



Evario one

Modularni bolnički krevet

Evario one

Ekonomični krevet za svakodnevnu uporabu u kliničkoj praksi.

„Kao kupac, razmišljam dugoročno imajući u vidu sve bolničke odjele. Samo tako mogu ispuniti zahtjeve i izbjeći manjkove. Stieglmeyer me u tome aktivno podupire. Evario one pravo je ulaganje za dugoročnu suradnju.”



Adam Smith
Direktor Nabave

Prednosti koje su od presudne važnosti

Kvalitete koje bi medicinski proizvodi trebali imati kako bi smanjivali stres i fizički napor u bolničkoj svakodnevici u osnovi su uvijek iste:

- ciljana podrška pri pružanju njege
- jednostavno rukovanje
- sigurnost
- udobnost za pacijente


Upravo smo se na ove ključne kvalitete usredotočili razvijajući Evario one. Ovaj električno prilagodljivi bolnički krevet ima brojne korisne funkcije i olakšava radni proces bolničkog osoblja.

Bočne zaštitne ograde usmjerene na potrebe korisnika i funkcije upravljanja pojedinim dijelovima ispunjavaju širok raspon zahtjeva. Evario one dizajniran je za univerzalnu upotrebu.



Cycle of Care

Višenamjenski bolnički kreveti



„Kao i kod svake odluke o ulaganju, prisutan je ekonomski rizik. Zato su mi dugotrajna uporabljivost i cijena važni kriteriji. Proizvodi razvijeni u Njemačkoj opravdano imaju izvrsnu reputaciju u smislu kvalitete i trajnosti.“

Henry Jones
Glavni direktor

Što nudimo

- Krevet certificirane kvalitete
- Niske troškove održavanja zahvaljujući trajnosti
- Zadovoljstvo medicinskog osoblja brzim i jednostavnim upravljanjem
- Tehničari za servisnu podršku i održavanje potvrđuju nisku sklonost kvarovima i lakoću čišćenja
- Jamstvo postprodajne usluge

Troškovne prednosti zahvaljujući visokoj kvaliteti

Stiegmeyer je vodeći njemački proizvođač bolničkih kreveta koji od 1900. g. povezuje tradiciju s inovativnošću. Više od 120 godina iskustva, nove ideje i natprosječni standardi kvalitete ogledaju se i u troškovno učinkovitom krevetu Evario one. Zbog dugotrajnosti i male potrebe za popravcima krevet tijekom čitavog ciklusa uporabe omogućuje uštedu na troškovima.

Kako bismo dokazali trajnost, u našem razvojnom centru u Herfordu svi su dijelovi testirani bitno strože od standardnih zahtjeva. Oštećivanje kreveta sprječava se u samom startu pametnim dizajnom koji uključuje čvrsto integrirani kontrolni panel sa zaštitom od pada.

LINAK® 
WE IMPROVE YOUR LIFE

Inside

Snaga iz Danske – naši bolnički kreveti opremljeni su visokokvalitetnim motorima tvrtke LINAK, vodećeg međunarodnog dobavljača električnih motora za krevete i namještaj. LINAK sve svoje proizvode temeljito testira i jamči usklađenost s međunarodnim zdravstvenim standardima. Osim energetske štedljivosti, omogućuju financijske uštede i štite okoliš.



- ▲ Opcionalni signal kočenja upozorava korisnike ako je nezakočeni krevet još uvijek uključen u električnu utičnicu.



- ▲ Jedinstveni dizajn rubnih štitnika i odbojnika smanjuje rizik od oštećenja zidova prilikom premještanja kreveta ili podešavanja visine.



- ▲ Fiksno uzglavlje ne pomiče se tijekom podešavanja visine, čime se izbjegavaju sudaranja s namještajem u sobi.

Razvoj proizvoda

Testiramo daleko strože od standarda



Test nosivosti uzglavlja i podnožja

- Hvataljka snažnog pritiska pričvršćena je na središtu uzglavlja i podnožja kreveta.
- Krevet je sigurno učvršćen na mjestu i ne može se micati.
- Uzglavlje i podnožje miču se naprijed nazad u trajanju od 30 sekundi 100 puta silom kompresije od 500 njutna (oko 51 kg).
- Spojni vijci i ostali dijelovi moraju izdržati testiranje bez ikakvog oštećenja.



Testiranje nosivosti kotača

- Krevet je izložen opterećenju od 1 400 njutna (oko 143 kg) i bez kočnica postavljen na valjak za testiranje kotača.
- Valjak za testiranje simulira pet sati neprekidnog kotrljanja.
- Kotači, kočnice i ostali dijelovi konstrukcije ne smiju imati nikakva oštećenja.



Testiranje nosivosti podnice madraca i pogona

- Krevet je izložen opterećenju jednakom deklariranoj sigurnoj nosivosti (250 kg).
- Sve prilagodbe navedene u uputstvima za uporabu, koje navode određene zahtjeve, prolaze ispitivanja izdržljivosti od 3 000 ciklusa.
- Nakon toga, sve prilagodbe moraju i dalje biti moguće. Nakon ispitivanja pogoni i stabilnost kreveta ne smiju biti oštećeni.



Testiranje nosivosti bočnih zaštitnih ograda

- Njihalo od 25 kg udara u bočnu zaštitnu ogradu 25 puta s udaljenosti od 1,60 m.
- Nakon toga bočne zaštitne ograde moraju funkcionirati besprijekorno. Ne smije biti oštećenja niti labavih dijelova.



Testiranje nosivosti ručnih upravljača

- Kontrolni gumbi izloženi su ciklusu od 250 000 pritisaka.
- To je jednako broju ciklusa koji se očekuje tijekom vijeka korištenja kreveta – primjerice, za često pokretani naslon za leđa očekuje se oko 24 000 prilagodbi.
- Funkcionalnost ručnog upravljača mora ostati potpuno nepromijenjena.

„Volim pomagati ljudima, posebno u visokomotiviranom timu. Bolnički krevet Evario one koji koristimo svakodnevno velika nam je pomoć u radu!”

Laila Tamin
Glavna sestra

Što nudimo

- Lako i intuitivno upravljanje
- Lako manevriranje
- Visina prilagodljiva pacijentima i osoblju
- Individualno podesivi dodaci
- Laka dezinfekcija

Koncepti bočne zaštitne ograde koji zadovoljavaju sve potrebe

Odabir između triju varijanti sa specifičnim prednostima



▲ Razdvojena 50/50 bočna zaštitna ograda pruža zaštitu cijelom dužinom kreveta.



▲ Krevet Evario one s razdvojenom 50/50 bočnom zaštitnom ogradom idealan je za posebne namjene poput intenzivne medicinske njege.

Opcija 1: Razdvojena 50/50 bočna zaštitna ograda


Kod odabira odgovarajuće bočne zaštitne ograde presudnu ulogu imaju – zaštita, mobilizacija, jednostavnost rukovanja ili prostorna situacija. Zahvaljujući trima varijantama kreveta Evario one pronaći ćete rješenje koje odgovara vašim potrebama.

Razdvojena 50/50 bočna zaštitna ograda pruža optimalnu zaštitu cijelom dužinom podnice madraca. Elementi uzglavlja također se pomiču pri namještanju naslona za leđa tako da je bolesnik zaštićen u svakom položaju.

Standardni pokazivač kuta u bočnoj zaštitnoj ogradi, kao i radiolucentni naslon za leđa te nožna pedala za podešavanje visine, proširuju mogućnosti uporabe kreveta Evario one u kliničkom okruženju na područja kao što su postintenzivna njega ili intenzivna njega.



▲ Elementi na uzglavlju i podnožju dizajnirani su za zaštitu od prignječenja prstiju u svakom položaju.



▲ Razdvojena bočna zaštitna ograda i rukohvati sa svih strana potiču pacijente da sami postanu aktivniji što rezultira rasterećenjem medicinskog osoblja.

Primjer: Gerijatrija



▲ Jednostavan mehanizam za aktiviranje koristi se za brzo spuštanje bočne zaštitne ograde podnožja kako bi se stvorilo dovoljno prostora za mobilizaciju pacijenta.

Osobito je važna mobilizacija starijih pacijenata. Evario one s razdvojenom 50/50 bočnom zaštitnom ogradom podržava proces mobilizacije. Razdvojena bočna zaštitna ograda nudi zaštitu i prostor za ustajanje iz kreveta. Veliki rukohvati pružaju ciljano pomoć pri ustajanju i sjedanju ili stajanju uz krevet.

Pacijenti podešavaju visinu prilikom ustajanja iz kreveta ili prilikom sigurnog prelaska u invalidska kolica ili toaletnu stolicu.

2030. g. u svijetu će svaka 6. osoba biti starija od 60 godina.

Povećanje životne dobi znači:

- veći rizik od bolesti kao i
- veći rizik od kroničnih oboljenja
- vjerojatnost pojave dekubitusa kod pacijenata starijih od 65 godina iznosi 5 do 15 %.

Bibliografski izvori (međunarodni i nacionalni):
<https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-Exec-Summary.pdf>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6290523/>



▲ Beskonačno varijabilna prilagodba visine omogućuje podešavanje idealne visine kreveta prilikom ustajanja.

Opcija 2: Razdvojena ¾ bočna zaštitna ograda



▲ Kratki element bočne zaštitne ograde uz uzglavlje olakšava pristup pacijentu i omogućuje dobar pogled na pacijenta na mjestu pružanja njege.

Razdvojena ¾ bočna zaštitna ograda može pružiti korisnu podršku pri posebnim zahtjevima u različitim fazama mobilizacije. Dodatni prostor pruža osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i udobnosti prilikom ustajanja iz kreveta.



rukovanje jednom rukom



niska razina buke



Primjer: Neurologija

- Ako je pacijent primjerice paraliziran s jedne strane zbog moždanog udara, tijekom mobilizacije potreban mu je veći prostor prilikom ustajanja iz kreveta.
- Razdvojena ¾ bočna zaštitna ograda ergonomski podupire proces mobilizacije.

Opcija 3: Preklopna ¾ bočna zaštitna ograda



▲ Mehanizam za aktiviranje u podnožju omogućuje brzo i bešumno otključavanje, podizanje i spužtanje preklopne ¾ bočne zaštitne ograde.

U manjim sobama, prostor oko kreveta izrazito je vrijedan. Za spužtanje preklopne ¾ bočne zaštitne ograde kreveta Evario one nije potreban dodatni prostor. Bez problema se sklapa prema dolje paralelno s krevetom.

Opcionalno, za potpunu zaštitu moguće je u podnožju umetnuti ► zaštitni umetak za bočnu ogradu.

▼ Dodaci su jasno vidljivi i kada je spužtena bočna zaštitna ograda.



Primjer: Prijamna jedinica

- Kreveti za prijamnu jedinicu trebaju biti posebno dizajnirani kako bi omogućili učinkovit rad u ograničenom prostoru.
- Evario one s preklopnom ¾ bočnom zaštitnom ogradom ispunjava ove zahtjeve i u svakom trenutku omogućuje dobar pogled na pacijenta i medicinski pribor.



Mobilizacija se isplati

Mobilizacija pacijenta u ranoj fazi oporavka isplati se, što potvrđuju novi koncepti.* Kontinuirano podešavanje visine kreveta Evario one i koncept bočne zaštitne ograde mogu poduprijeti pasivnu, potpomognutu i aktivnu mobilizaciju u svim fazama oporavka, individualno i prilagođeno pacijentu.

Rana mobilizacija koristi svima

Rana mobilizacija prednost je za pacijente i bolničko osoblje. Istraživanja su pokazala kako pacijenti poslije imaju bolju kvalitetu života i manju potrebu za lijekovima protiv bolova.

Bibliografski izvori:

<https://www.esicm.org/article-review-early-mobilisation-think-delirium/>

<https://medintensiva.org/es-early-mobilization-why-what-for-articulo-resumen-S0210569116302431>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202008/>

Koncept ERAS*

Početi što prije –
3 sata nakon operacije uz nadzor
kliničkih parametara
Izvor - ERAS

Procjena

Disanje

broj udisaja 12-18/min
saturacija kisikom ≥ 90 mmHg

Kardiovaskularni sustav

broj otkucaja srca $>50 <140$ /min
srednji arterijski tlak $>55 <140$ /mmHg
sistolčki tlak $>90 <200$ /mmHg

Svjesnost

pospan
budan
reagira
vremenski i prostorno orijentiran

Bolovi

ljestvica 1-10

Rana od operacije

gubitak krvi / količina sekreta

Procjena faza

Faza 1:



Faza 2:



Faza 3:



Faza 4:



Individualna procjena ovisno o vrsti kirurškog zahvata (npr. razlike između operacije kuka, operacije abdomena ili prijeloma ruke)

Ponovna procjena 1. postoperativni dan

- položaj na leđima – pravilno podešavanje na podnici madraca
- mogućnost podizanja gornjeg dijela tijela pod kutom od 30° - stop i položaj Autokontur
- mogućnost promjene položaja svaka 2 sata (pasivno/potpomognuto) ako je dozvoljeno (vrsta kirurškog zahvata)
- pasivno/potpomognuto/aktivno kretanje svih ekstremiteta (ekstenzija kreveta)
- obrnuti Trendelenburg položaj
- mogućnost sjedećeg položaja za kardiološke pacijente
- mogućnost sjedenja na rubu kreveta (uspravljanje postrance) 5 min / stajanje ispred kreveta 2 min

Sigurnost i stabilnost u fazi 1 –
nastavak s fazom 2

Procjena - uspješno

- položaj na leđima – pravilno podešavanje na podnici madraca
- mogućnost podizanja gornjeg dijela tijela pod kutom od 30° - stop i položaj Autokontur
- samostalna promjena položaja - pravilno ležanje i sjedenje
- potpomognuto/aktivno kretanje svih ekstremiteta (ekstenzija kreveta)
- mogućnost sjedećeg položaja za kardiološke pacijente
- mogućnost sjedenja na rubu kreveta (uspravljanje postrance) 15 min / stajanje ispred kreveta 2 min / vježbe hodanja (kratka dionica – npr. kupaonica)

Sigurnost i stabilnost u fazi 2 –
nastavak s fazom 3

Procjena - uspješno

- položaj na leđima – pravilno podešavanje na podnici madraca
- mogućnost podizanja gornjeg dijela tijela pod kutom od 30° - stop i položaj Autokontur
- samostalna promjena položaja - pravilno ležanje i sjedenje
- stajanje ispred kreveta / vježbe hodanja (dulja dionica – npr. hodnik)

Sigurnost i stabilnost u fazi 3 –
nastavak s fazom 4

Procjena - uspješno

- položaj na leđima – pravilno podešavanje na podnici madraca
- mogućnost podizanja gornjeg dijela tijela pod kutom od 30° - stop i položaj Autokontur
- samostalna promjena položaja - pravilno ležanje i sjedenje
- provođenje najmanje 2-3 sata izvan kreveta / dulje dionice hodanja/stepenice

* Izvor: <https://erassociety.org/>
ERAS = Enhanced Recovery After Surgery / multidisciplinarni koncept za poboljšanje rezultata operacije

Prilagođeno upravljanje

Fokusiranje na one funkcije kreveta koje su zaista važne znatno olakšava rukovanje te pruža dodatnu sigurnost i udobnost na mjestu na kojem se pacijentu pruža njega, i u kritičnim situacijama. Kontrolni panel koji je integriran pri vrhu zaštitne bočne zaštitne ograde nudi medicinskom osoblju brz i intuitivni pristup

funkcijama kreveta. Alternativno je na raspolaganju ručni upravljač s istim simbolima i bojama. Opcionalna nožna pedala za namještanje visine kreveta dodatna je pomoć medicinskom osoblju.

Lako upravljanje pomoću jednostavnog kontrolnog panela



◀ Opcionalno, panel se može integrirati u elemente uzglavlja objiju varijanti razdvojenih bočnih zaštitnih ograda.

Upravljanje ergonomskim ručnim upravljačem



▲ Ručni upravljač dostupan je za sve vrste bočnih zaštitnih ograda.



▲ Gumbi za funkcije s tamnoplavom pozadinom lako se prepoznaju zahvaljujući kontrastu.

Podešavanje visine nožnom pedalom



◀ Podnica madraca također se može praktično podizati opcionalnom nožnom pedalom.

Sestrinski kontrolni panel

Uz integriranu kontrolnu ploču ili ručni upravljač, u podnožju kreveta integriran je sestrinski kontrolni panel koji nudi sigurno upravljanje krevetom. Kontrolni panel M nudi ugodne funkcije, a

kontrolni panel S nudi praktično raspoređene osnovne funkcije. Oba kontrolna panela smještena su u držaču posteljine i po želji se mogu učvrstiti na podnožje.



Kontrolni panel M

◀ Sestrinski kontrolni panel M jamči opušten rad i jasno raspoređene funkcije.



Kontrolni panel S

◀ Sestrinski kontrolni panel S nudi pregledno raspoređene najbitnije funkcije upravljanja.

Brzo podešavanje u slučaju nužde

Položaj za oporavak od šoka može se aktivirati pomoću dobro vidljive i lako dostupne poluge za CPR na uzglavlju. Uzglavlja i podnožja koja se brzo uklanjaju omogućuju slobodan pristup

pacijentu. Za idealnu vidljivost, funkcije za hitne slučajeve i uređaji za zaključavanje označeni su narančastom bojom.



◀ Narančasti gumbi za hitne slučajeve na integriranom kontrolnom panelu

Poluga za CPR omogućuje kontrolirano spuštanje. ▶




◀ Uzglavlje i podnožje kreveta uklanjaju se bez alata što omogućava lakši pristup pacijentu.

Jednostavno upravljanje u malim prostorima



Zahvaljujući dimenzijama koje štede prostor, Evario one savršen je za višekrevetne bolničke sobe. Njime se precizno manevrira što olakšava rad bolničkom osoblju i izbjegavanje udaraca. Moderni kotači čine krevet lakim za upravljanje. Opcionalni peti kotač olakšava kretanje u oštrim zavojevima.

Prednosti petog kotača



Ukoliko krevet u kojem leži pacijent skreće iza oštrog zavoja, peti kotač osigurava da Evario one zadrži smjer.

Uvijek na odgovarajućoj visini

Idealna visina za rad svakog člana osoblja može se beskonačno podešavati pomoću jednog od kontrolnih elemenata ili nožne pedale.



Prilagođene opcije pozicioniranja



Sve prilagodbe pozicije kreveta, uključujući rad na baterije, uz sigurnu nosivost od 250 kg



◀ Pozicija za kardiološke pacijente smanjuje opterećenje srca i pomaže krvotoku.

▶ Pozicija Fowler olakšava disanje i poboljšava opskrbu kisikom.



◀ Nagib podnice madraca u obrnuti Trendelenburg položaj može spriječiti aspiraciju.

▶ Trendelenburg položaj koristi se, između ostalog, kao hitna mjera u slučaju šoka.



Automatsko zaustavljanje: Podnica madraca zaustavlja se u vodoravnom položaju nakon nagibanja, bez potrebe potpunog spuštanja kreveta.

Ekstenzija podnožja kreveta



Kako bi visokim pacijentima bilo što udobnije u krevetu, medicinsko osoblje može vrlo lako aktivirati opcionalno produženje kreveta. Najprije se okvir kreveta izvuče bez korištenja alata. Otklopivi naslon za potkoljenicu se zatim otvara kako bi se produžila podnica madraca.



▲ Produžetak okvira kreveta može se otključati i ukloniti bez potrebe korištenja alata.



▲ Na otklopivi naslon za potkoljenicu može se postaviti produžetak madraca.



▲ Nudimo i posebno prilagođene produžetke madraca.

„Dijagnoza me šokirala i bila sam očajna. Predanost medicinskog osoblja i ugodan interijer jako su mi pomogli. Osjećala sam da se bolnica dobro brine o meni!”

Tara Olumide
Pacijent

Što nudimo

- Krevet prilagodljiv visini pacijenta
- Ugodno podešavanje kreveta pomoću kontrolnog panela ili ručnog upravljača
- Noćno svjetlo ispod kreveta za veću sigurnost
- Razdvojene bočne zaštitne ograde koje mogu biti korištene za pomoć kod mobilizacije


Udobnost pacijenta

Jednostavno podešavanje kreveta



Integrirani kontrolni panel pacijentima je nadohvat ruke. Opcije podešavanja kreveta prikazane su na lako razumljiv način.

◀ Integrirani kontrolni panel pacijentu je uvijek nadohvat pogleda i ruke.



Ergonomski ručni upravljač



Ergonomski ručni upravljač s intuitivnim simbolima odmah će biti jasan svakom pacijentu i stvoriti pozitivan osjećaj samouvjerenosti.



▲ Medicinsko osoblje može u slučaju potrebe putem magneta ciljano zaključati i otključati funkcije kreveta.



Svjetlo ispod kreveta

Opcionalno noćno svjetlo ispod kreveta osvjetljava put pacijentima noću bez ometanja sna ostalih pacijenata.



▲ Svjetlo ispod kreveta za lakšu orijentaciju po noći.

Skoro trećina padova u bolnici događa se kada pacijenti noću sami odlaze do zahoda.

Bibliografski izvor:
https://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta255_bericht_de.pdf

Kinne, V., Klewer, J. Sturzereignisse in einem Universitätsklinikum. HBScience 7, 40–46 (2016). <https://doi.org/10.1007/s16024-015-0256-1>

Fiksno uzglavlje za sigurno podešavanje visine

Kreveti često stoje s uzglavljem blizu zida, osobito ako se koriste u malim prostorijama. To može uzrokovati habanje ili oštećenje tehničkih instalacija tijekom podešavanja visine. Korištenje opcionalnog fiksnog uzglavlja eliminira ovaj rizik. To također znači da se stup za podizanje pacijenta pričvršćen na uzglavlje ne pomiče tijekom podešavanja visine.



▲ Sustavi medicinske opskrbe i slike zaštićeni su od oštećenja u sudaru.



▲ Opcionalni stup za podizanje pacijenta uvijek ostaje fiksiran na mjestu.



Kreveti za skućene prostore

Uski Evario one idealan je za skućene sobe za pacijente. Pri premještanju pacijenta često se javljaju problemi: hodnici su preuski da bi u njih stala dva kreveta jedan do drugoga i okviri vrata su također preuski.

Prednosti

- Dimenzije podnice madraca od 80 x 200 cm pacijentu osiguravaju veliku udobnost
- Vanjska širina od samo 89,5 cm
- Jednostavno manevriranje pri dužim vožnjama ili u skućenim prostorima
- Preklapna ¾ bočna zaštitna ograda nudi zaštitu
- Po izboru bez bočne zaštitne ograde ili s DIN vodilicom
- Integrirana ekstenzija kreveta udobna za visoke pacijente




Evario one s uskom podnicom madraca



Učinkovitost i sigurnost – upravo tamo gdje je to bitno, npr. za fleksibilnu uporabu u ambulanti.

Tamo je svaki pokret važan kao svaki centimetar. Krevet nudi kontinuirano električno podešavanje visine pomoću ručnog upravljača i robusnu, higijensku podnicu madraca, po izboru i s nosačem rendgenske kazete. Idealno za kratke preglede, transfere ili mirovanja.

- ◀ Optimalna okretnost u skućenim hodnicima



Idealan krevet za bolničke centre ili dnevnu bolnicu

Posebno razvijen za zahtjeve ambulantnog područja uski Evario one nudi maksimalnu funkcionalnost u minimalnom prostoru.



Bilo da je riječ o prostoriji u kojoj se odvija pregled ili dnevnoj bolnici – uski Evario one impresionira:

- brzim upravljanjem
- električnim funkcijama podešavanja
- sigurnim pozicioniranjem pacijenata
- higijenskim materijalima
- tehnikom koja je jednostavna za održavanje
- korisnim dodacima (držač rola papira)
- zasebnim pomagalom za transport u uspravnom položaju, npr. u uskim dizalima




„Kao liječniku specijalistu u bolničkom centru presudni su mi neometan i učinkovit tijekom liječenja, kao i fleksibilna prilagodba različitim zahtjevima terapije.“

Dr. Ali Deeb
liječnik specijalist

Što nudimo

- Vanjska širina manja od 90 cm
- Mogućnost postavljanja dodataka
- Visina podnice madraca, naslon za leđa i bedra mogu se kontinuirano električno podešavati
- Opcionalno je na raspolaganju nožna pedala za podešavanje visine



Ako bočne zaštitne ograde nisu potrebne, moguća je konfiguracija s DIN vodilicama na objema bočnim stranicama podnice madraca. Zahvaljujući tome, krevet je optimalan pratitelj za dijalizu, onkologiju ili druga terapijska područja.



▲ Kontinuirano električno podešavanje



▲ Po izboru je moguća opcionalna konfiguracija s DIN vodilicama za postavljanje dodataka poput držača naslona za ruke.



„Svaki proizvođač čiji proizvodi dokazano smanjuju rizike od mene dobiva dobru ocjenu tijekom postupka kontrole uzorka.“

Maria Abbet
Higijeničarka

Što nudimo

- Dizajn s glatkim površinama i lako održavanje higijene
- Skriveno ožičenje
- Pomične podnice madraca kod pripreme za ponovno korištenje
- Jednostavna konstrukcija osovine koja omogućuje lakše čišćenje

Jednostavna i sigurna dezinfekcija

Jednostavna higijenska obrada

Sigurna, provjerljiva higijena bitnija je nego ikad. Evario one omogućuje timu za čišćenje jednostavnu i laku ručnu higijensku

obradu. Time se štedi vrijeme, potrebno je manje bolničkog osoblja i ulaže se manji fizički napor.



▲ Nema nedostupnih utora na uzglavlju ili podnožju, kao ni na bočnim zaštitnim ogradama.



▲ Podnica madraca s lako uklonjivim plastičnim pokrovom.



▲ Lak transport ormarića Quado zajedno s krevetom radi pripreme za ponovno korištenje.



▲ Zaštićene kontrolne jedinice.

Tehnička podrška



▲ Kontrolnoj ploči i bateriji lako se pristupa kod uzglavlja kreveta.

Od isporuke kreveta do kraja uporabnog vijeka možete se osloniti na prvoklasnu tehničku podršku naših tehničara. Rezervni dijelovi dostupni su najmanje 15 godina nakon kupnje. Zato su proizvodi tvrtke Stiegmeyer uvijek sigurno ulaganje u budućnost.


Vama i Vašem tehničkom osoblju pružamo potrebnu podršku u obliku servisa i tehničkih usluga. Zahvaljujući lakom pristupu kontrolnom mehanizmu kreveta, servis je olakšan.

Lokalni prodajni predstavnik rado će Vas savjetovati o ponudi naših usluga.

„Nama je vrijeme najvažniji čimbenik. Proizvodi i rezervni dijelovi moraju biti isporučeni brzo. Prednost dajem proizvodima koji se uz to lako i brzo održavaju i popravljaju. Kod kreveta Evario one lak je pristup svim dijelovima.“

George Schumacher
Tehničar

Prostor za razne dodatke



Korisni dodatni proizvodi za nadopunu sustava Evario one

Noćni ormarić Quado



- ▲ Uski noćni ormarić Quado idealan je za bolničku svakodnevnicu u prostorima s malo mjesta. Ako se njegov stolić ne koristi, može se jednostavno i bez buke preklopiti prema dolje. Quado se alternativno može koristiti i kao kolica za lijekove, za sredstva za čišćenje ili kao bolnička kolica. Više ormarića Quado mogu se gurnuti jedni u druge čime se pri skladištenju štedi prostor.

Kreveti za odjel intenzivne njege Evario i Sicuro tera



- ◀ Za veće zahtjeve na odjelu intenzivne njege Stiegmeyer nudi visoko funkcionalne krevete opremljene npr. bočnim naginjanjem ili vagom.

Sustav promjenjivog pritiska Novacare



- ▲ Sustav promjenjivog pritiska Novacare štiti pacijente od točkastog opterećenja i smanjuje rizik od dekubitusa.

Krevetić za dojenčad Jovie



- ▲ Novi standardizirani krevetić za dojenčad Jovie pospješuje fazu povezivanja odmah nakon poroda. Školjka krevetića Jovie može se, ovisno o položaju, otvoriti s obje strane.

Ovo bi vas također moglo zanimati!

Oprema i opcije

Uzglavlja i podnožja



Interkontinentalni dizajn

- polipropilen (PP) plastika
- posebno lako čišćenje
- potpuno odvojivo uzglavlje i podnožje, zaštita od slučajnog pomicanja



Como Dizajn

- s obojanim aluminijskim profilima
- Potpuno uklonjivo uzglavlje i podnožje
- Zaštita od slučajnog uklanjanja
- Ukrasi iz Stieglmeyer Resopal kolekcij



Klizna ručka

- može se upotrebljavati na strani uzglavlja i podnožja
- i u kombinaciji s dizajnom Como
- čelik, kristalno bijeli praškasti premaz
- potpuno odvojivo sa zaštitom od slučajnog pomicanja
- za praktičan položaj ručke pri transportu



Fiksno uzglavlje

- uzglavlje učvršćeno na okvir, tijekom podešavanja visine podnice madraca ostaje u svom položaju
- zaštita od sudaranja s namještajem u sobi
- potpuno odvojivo uzglavlje i podnožje, zaštita od slučajnog pomicanja

Bočne zaštitne ograde



Preklopna ¾ bočna zaštitna ograda

- visina zaštite otpr. 38 cm iznad podnice madraca
- tiho spuštanje
- neometan pogled za pacijenta



Razdvojena ¾ bočna zaštitna ograda

- aktiviranje tihog spuštanja jednom rukom
- visina zaštite otpr. 39 cm iznad podnice madraca
- razdvojena bočna zaštitna ograda izrađena od čvrste plastike



Razdvojena 50/50 bočna zaštitna ograda

- visina zaštite otpr. 40 cm iznad podnice madraca
- razdvojena bočna zaštitna ograda izrađena od čvrste plastike
- aktiviranje tihog spuštanja jednom rukom
- pokazivač kuta

Podnice za madrac




Podnica za madrac s letvicama

- metalne letvice obrađene praškastim premazom
- lako čišćenje



Podnica za madrac s letvicama s PP zaštitom

- metalne letvice obrađene praškastim premazom s plastičnim zaštitama
- uklonjive plastične zaštite za lakše čišćenje
- utori za sustave remenja po želji



Radiolucetni naslon za leđa

- materijal radiolucetnog naslona za leđa: čvrsta plastika (HPL), ostatak: podnica za madrac s letvicama
- uklj. držač kazete
- pacijent može obaviti rendgen bez promjene kreveta

Kotači

	Obloženi kotač • promjer 125 mm • podesiva visina od podnice madraca od oko 36 – 80 cm • razmak od tla oko 15,3 cm
	Integral kotač • promjer 150 mm • podesiva visina od podnice madraca od oko 38 – 82 cm • razmak od tla oko 17,3 cm
	Peti kotač • promjer 125 mm

Nožna pedala

	Plastična poluga • plastika • obložena površina s oznakama u boji • jednostavna i intuitivna za korištenje
	Metalna poluga sa strane uzglavlja • Metalna, obrađena praškastim premazom • s podijeljenom ¾ bočnom zaštitom

Poluga za kočenje u podnožju

	• Metalna, obrađena praškastim premazom • za kočenje pritisnite prema dolje • za otpuštanje kočnice podignite polugu stopalom odozdo prema gore
---	---

Odbojnici za zaštitu od udarca

	Plastika • promjer 80 mm • materijal: poliamid (PA6) • uključuje odbojнике za zaštitu od udarca u zid
---	--

Kontrolni elementi

	Jednostavni kontrolni panel • integriran u razdvojene bočne zaštitne ograde s obje strane kreveta • praktične opcije podešavanje za pacijente (iznutra) i sestre i tehničare (izvana) • prethodno programirani položaji u krevetu • brza aktivacija položaja za hitne slučajeve
	Ručni upravljač • ručni upravljač sa zaključavanjem za medicinsko osoblje • lako upravljanje krevetom • direktna aktivacija postavki za hitne slučajeve
	Sestrinski kontrolni panel S • individualno upravljanje i zaključavanje funkcija • za namještanje u položaj za reanimaciju i Trendelenburg položaj • kad se ne koristi, može se spremi u držač posteljine



Sestrinski kontrolni panel M

- zaključavanje, upravljanje i prikaz svih pojedinačnih funkcija, uključujući postavke za hitne slučajeve te položaj za transport i obradu
- funkcije pohrane
- pokazivač napunjenosti baterije



Nožni prekidač

- lako podešavanje visine kreveta pomoću pedale

Elektroničke značajke



Noćno svjetlo ispod kreveta

- može se aktivirati ručnim upravljačem ili na integriranom kontrolnom panelu
- diskretno, prigušeno noćno svjetlo za lakše snalaženje



Zvučni signal kočenja

- zvučni signal u slučaju otpuštanja kočnice bez odspajanja utikača iz utičnice
- sprječava oštećenje kreveta ili slučajno kotrljanje

Dodatne značajke



Držač dodataka

- Omogućuje postavljanje dodatnih uređaja s obje strane kreveta, uz uštedu na prostoru



Integrirano proširenje za noge

- dodatna udobnost
- produžava se otklapanjem proširenja za noge



Zaštitni umetak za bočnu zaštitnu ogradu

- napravljen od zavarene čelične cijevi
- može se klikom montirati bez korištenja alata



Pokazivač kuta

- lako čitljiv pokazivač kuta, na ¾ bočnoj zaštitnoj ogradi
- pouzdana prilagodba podnice madraca za medicinsko pozicioniranje

Boje i uzorci

Kako biste Evario one prilagodili svom konceptu uređenja, nudimo dvanaest opcija iz kolekcije Stieglmeyer Resopal.

Silver Grey 0160-60	Snow White 9417-60	Gold 0446-60	Azur 0744-60	Ottawa Maple* 4209-60	Eternal Cherry* 4325-60
Global Beech* 4306-60	Noce Praliné* 4452-60	Valley Oak* 4166-60	Noce Lyon* 4232-60	Baltic Sea D475-60	Storm 10542-60

* samo za gornji i donji dio Como

Oprema i tehnički podaci

Oprema i opcije	Širina od 90 cm	Širina od 80 cm
Bočne zaštitne ograde		
Preklopna ¾ bočna zaštitna ograda	✓	0
Razdvojena 50/50 bočna zaštitna ograda s integriranim pokazivačem kuta	0	–
Razdvojena ¾ plastična bočna zaštitna ograda	0	–
Bez bočne zaštitne ograde	–	✓
Bez bočne zaštitne ograde s DIN vodicom	–	0
Dizajn uzglavlja i podnožja		
Interkontinentalni	✓	–
Como	0	✓
Fiksno uzglavlje, nepomično	0	–
Klizna ručka	–	0
Osnovna boja		
Kristalno bijela	✓	✓
Dekontaminacija, stupanj zaštite		
Ručno reprocesiranje IPX4	✓	✓
Podnice madraca u četiri dijela		
Podnica madraca od metalnih letvica	✓	✓
Podnica madraca od metalnih letvica s PP oblogom	0	0
Radiolucetni naslon za leđa	0	0
Odbojnici za zaštitu od udarca		
4, plastična, sve strane	✓	✓
Kotači		
Dvostruki kotač Ø 150 mm	0	0
Obloženi kotač Ø 125 mm	✓	✓
Integral kotač Ø 150 mm	0	0
Peti kotač Ø 125 mm	0	0
Vodljivi premaz za kotače (ne peti kotač)		
1 kotač	0	0
Nožna pedala		
Poluga za kočenje u podnožju	0	0
Poluga kočnice na strani glave	0	0
2 x plastika s oznakom u boji, 2 x metal ili plastika	0	0
2 x plastika s oznakom u boji	✓	✓
Položaj kotača koji određuje smjer kretanja		
Desni kraj uzglavlja	✓	✓
Lijevi kraj uzglavlja	0	0
Desni kraj podnožja	0	0
Lijevi kraj podnožja	0	0
Središte kreveta	0	0
Kontrolni elementi		
Ručni upravljač sa zaključavanjem	✓	✓
Integrirani jednostavni kontrolni panel	0	–
Integrirani jednostavni kontrolni panel + ručni upravljač sa zaključavanjem	0	–
Sestrinski kontrolni panel S u držaču posteljine	0	0
Sestrinski kontrolni panel M u držaču posteljine	0	0
Nožna pedala za podešavanje visine	0	0

Oprema i opcije	Širina od 90 cm	Širina od 80 cm
Dodatna oprema		
2 utora za pozicioniranje stalka za infuziju na strani uzglavlja i podnožja	✓	✓
Peti kotač	0	0
Držač posteljine	0	0
Produžetak za noge	0	0
Integrirani produžetak kreveta	0	0
Pokazivač kuta	0	0
Dodatne ili standardne tračnice	0	0
Utor za pozicioniranje trapeza za podizanje pacijenta		
2 nosača za okrugli cjevasti stup za podizanje pacijenata	✓	✓
Vanjski adapterski nosač za stup za podizanje pacijenata	0	–
Elektroničke značajke		
Noćno svjetlo ispod kreveta	0	0
Signal kočenja	0	0
Punjiva baterija		
Olovni akumulator (gel baterija)	0	0

Sve informacije su okvirne dimenzije.

Tehnički podaci	Širina od 90 cm	Širina od 80 cm
Dimenzije i težina		
Vanjske dimenzije	99,7 x 214 cm	89,5 x 214 cm
Vanjske dimenzije (s fiksnim uzglavljem)	99,7 x 219 cm	–
Podnica madraca (dimenzije madraca)	87/90 x 200 cm	80 x 200 cm
Produljenje kreveta	29 cm	29 cm
Podjela podnice madraca	76 – 21 – 32 – 52 cm	76 – 21 – 32 – 52 cm
Kompenzacija duljine potpore za leđa	4 cm	4 cm
Sigurno radno opterećenje	250 kg	250 kg
Maksimalna težina pacijenta	240 kg	240 kg
Razmak od tla osovine	15,3 - 17,3 cm	15,3 - 17,3 cm
Težina praznog kreveta	130 kg	130 kg
Visina preklopnih ¾ bočnih zaštitnih ograda	38 cm	38 cm
Visina razdvojene ¾ bočne zaštitne ograde	39 cm	–
Visina razdvojene 50/50 bočne zaštitne ograde	40 cm	–
Rasponi prilagodbe		
Nagib u Trendelenburg položaj	15,5°	15,5°
Nagib u obrnuti Trendelenburg položaj	15,5°	15,5°
Visina podnice madraca (obl. kotač Ø 125 mm)	36 - 80 cm	36 - 80 cm
Visina podnice madraca (int. kotač Ø 150 mm)	38 - 82 cm	38 - 82 cm
Kut naslona za leđa	70°	70°
Kut naslona za bedra	32°	32°
Kut Fowler položaja	11°	11°

✓ = Standard 0 = dostupno kao opcija

Razlikuje se tehnički i vizualno od ostalih Evario modela

STIEGELMEYERGROUP



FOR PEOPLE WHO CARE

Razmišljamo o holističkim rješenjima za ljude u području zdravlja i njege – i to diljem svijeta.

1 000
ZAPOSLENIKA
DILJEM
SVIJETA

VIŠE OD

100 000

kreveta
proizvedenih
svake godine

15-

dostupnost
rezervnih dijelova

11

LOKACIJA

Njemačka, Poljska,
Nizozemska, Belgija,
Francuska, Finska,
Južna Afrika i Kina



Ponude
PO MJERI
TRŽIŠTA za sva

Međunarodni
CERTIFIKAT



NJEMAČKI
INŽENJERING



Naša stručnost

Bolnica

Dom za njegu

Kućna njega

Udobni kreveti

Namještaj

Servis

Naše robne marke





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Sjedište / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Sjedište / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com