



Cabeceros/pieceros y acabados

Formas y colores acogedores

Cabeceros/pieceros - calidez individual en nuestras camas para cuidados

Para muchas personas encamadas, una cama para cuidados es un hogar en el que pasan la mayor parte de su tiempo. Por este motivo es importante que les guste la cama. Los cabeceros y pieceros de Stiegmeyer ofrecen multitud de posibilidades de diseñar la cama para cuidados según el gusto personal. Refinadas líneas rectas o formas redondeadas y acogedoras aportan un diseño individual. Los asideros, de distintas formas, facilitan el traslado de la cama y aportan sujeción a la persona encamada cuando se pone de pie en la habitación.

Cabeceros/pieceros puristas en diseño básico



Cabeceros/pieceros con barandilla recta



Cabeceros/pieceros con barandilla curvada



Cabeceros/pieceros clásicos con molduras ópticas y barandilla



Cabeceros/pieceros con moldura de madera maciza y barandilla



Nobla – el cabecero/piecero elegante en tres alturas

Nuestro cabecero y piecero Nobla es ideal para quienes desean un diseño elegante. Hay tres medidas entre las que elegir: el modelo alto Nobla está especialmente indicado como cabecero suntuoso, mientras que el modelo mediano Nobla reha, usado como piecero, combina la visibilidad despejada en la habitación con la protección de la persona encamada. El modelo bajo Nobla mala transmite el estilo de un moderno futón.



Índice

4 Variantes de cabeceros/pieceros y acabados


16 Acolchados

18 Anchuras y alturas del cabecero/piecero

Acabados y acolchados - colores para todos los estilos



El color de la cama para cuidados puede ser muy importante. Debe gustar a la persona encamada, adaptarse al estilo y al concepto cromático de la institución y, si procede, ser fácilmente reconocible para las personas con limitaciones cognitivas. Los acabados en madera y los acolchados fijos de Stiegmeyer ofrecen una gran selección, que abarca desde el blanco neutro del acabado Tiza, pasando por cálidos tonos naturales y de madera, hasta colores vivos y llamativos diseños.







Lito | Lito reha



Podego



Haya Crenata
R 24096 VV




Olmo Baron trufa
R 37003 VV




Pino



Nobla | Nobla reha



Roble Lindberg
R 20021 VV



Tiza
U 11102 VV



Nobla



Nobla reha | Nobla mala

Lito reha / Lito	Nobla mala / Nobla reha / Nobla	Pino
Primus low Primus con recorte Primus	Camo	Podego
Prinzino	Solvo	Alero

Magnolia
U 11509 VV



Arce real
R 27001 VV



Primus | Primus con recorte



Primus low



Teca nórdica
R 50094 NW



Castaño
R 38000



Alero



Camo



Cerezo Havanna
R 42006 VV



Haya natural
R 24010 VV



Prinzino



Solvo



Cerezo floral en tablón
R 42009 VV

Roble estilo canela
R 20100 VV



Elegancia acogedora

Elegantes acolchados para nuestra serie de cabeceros y pieceros Nobla

Las camas con un acolchado acogedor de la estructura están presentes desde hace mucho tiempo en el ámbito privado. También en el centro de cuidados, los acolchados pueden incrementar la sensación de calidez y protección. Los tejidos y polipieles de gran calidad son perfectos para el uso diario. Con ayuda del sistema Vario Safe, los cabeceros/pieceros y paneles acolchados se pueden desmontar y cambiar sin esfuerzo, por ejemplo, si una nueva persona encamada tiene requisitos distintos. Con una refinada costura resultan aún más acogedores. Hay tres diseños entre los que elegir: líneas verticales, recuadros o rombos.

Tejidos y polipieles



Costura en rombos, polipiel Solo 4550

Para los cabeceros/pieceros Nobla y los paneles laterales del sistema Vario Safe puede elegirse entre atractivos tejidos y polipieles. Las imágenes proceden de nuestros socios Delius y English Dekor. Al limpiar los tejidos y las polipieles observe las indicaciones del fabricante.



Nobla mala | Nobla reha | Nobla




Costura vertical



Aquí podrá acceder a las indicaciones de limpieza y cuidado para tejidos de Delius.



Costura en rombos




Costura en recuadros



Aquí podrá acceder a las indicaciones de limpieza y cuidado para tejidos de English Dekor.

Extracto de los tapizados de tejido



Aksel 4110



Brooks X 1550



Comino X 1550




Cord 5160



Opera X 6551



Tiba X



aquatex comfort A3406-140




aquatex comfort A3558-140



aquatex comfort A3565-140



aquatex comfort A3577-140




aquatex uni II A3378-140




aquatex uni III A3906-140


Extracto de los tapizados de polipiel




Solo 4550




Solo 3553




Solo 7550




Solo 7551




Solo 1550




Solo 5550



canvas II A2970-140




canvas II A2979-140




canvas II A2983-140



planet A-5316-140








planet A5327-140



planet A5338-140









Anchuras y alturas de cabeceros y pieceros (en cm)









Anchuras de cabeceros y pieceros		Lito	Lito reha	Podego	Pino	Nobla
En función del tipo de protección lateral y de la anchura del somier						
Carino	Sin protección lateral	O 104 ²⁾	O 104 ²⁾	O 104	O 104	O 104 ²⁾
		Δ 114 ²⁾	–	Δ 114		Δ 114 ²⁾
Familia Elvido	Protección lateral dividida 	O 104	O 99	O 104	O 104	O 104
		Δ 114	–	Δ 114	Δ 114	Δ 114
	Sin protección lateral	O 99 ³⁾	O 99	–	–	–
		Δ 109 ³⁾	Δ 109	–	–	–
Libra	Protección lateral dividida o de ¾ 	O 104	O 99	O 104	O 104	O 104
		Δ 114	–	Δ 114	Δ 114	Δ 114
Familia Venta	Protección lateral basculante	O 104	O 104 ¹⁾	O 104	O 104	O 104
		Δ 114	Δ 114 ¹⁾	Δ 114	Δ 114	Δ 114
Tereno	Protección lateral dividida 	O 104	O 104	O 104	O 104	O 104
	Protección lateral basculante	O 104	O 104	O 104	O 104	O 104

Alturas de los cabeceros y pieceros		Lito	Lito reha	Podego	Pino	Nobla
Medidas desde el somier hasta el borde superior del cabecero/pieceros						
Elvido y Venta		48	21	52	43	42
Libra y Tereno		50	23	54	45	44

Medidas en cm O = somier de 90 Δ = somier de 100

- ¹⁾ Solo como piecero
²⁾ Disponible en versión reforzada
³⁾ Solo en combinación con piecero bajo sin guía de rieles

Nobla reha	Nobla mala	Camo	Alero	Solvo	Prinzino	Primus / Primus con recorte	Primus low
							Disponible solo como piecero 
O 104 ²⁾	O 104 ²⁾	O 104	O 104	–	–	O 100	O 100
Δ 114 ²⁾	Δ 114 ²⁾	Δ 114	–	–	–	Δ 110	O 100
O 104 ¹⁾	–	O 104	O 104	O 100	O 100	O 100	O 100
Δ 114 ¹⁾	–	Δ 114	Δ 114	Δ 110	Δ 110	Δ 110	Δ 110
–	–	–	–	–	–	O 100	O 100
–	–	–	–	–	–	Δ 110	Δ 110
O 104 ¹⁾	O 104 ¹⁾	O 104	O 104	O 100	O 100	O 100	O 100
Δ 114 ¹⁾	O 104 ¹⁾	Δ 114	Δ 114	Δ 110	Δ 110	Δ 110	Δ 110
O 104 ¹⁾	–	O 104	O104	–	–	–	–
Δ 114 ¹⁾	–	Δ 114	Δ 114	–	–	–	–
O 104	O 104	O 104	O 104	O 104	O 104	O 101	O 101
O 104	O 104	O 104	O 104	O 104	O 104	O 101	O 101

Nobla reha	Nobla mala	Camo	Alero	Solvo	Prinzino	Primus / Primus con recorte	Primus low
							Disponible solo como piecero 
28	12	46	47	46	46	51	28
30	14	48	49	48	48	53	30

Los cabeceros/pieceros con protecciones laterales tradicionales y guía de rieles tienen un **ancho de 100 cm** con un **ancho del somier de 90 cm** y un **ancho de 110 cm** con un **ancho del somier de 100 cm**.
El modelo de cama Classiko está disponible exclusivamente con cabeceros/pieceros altos incluida guía de rieles; ancho de los cabeceros/pieceros aprox. 100 cm.



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Sede central / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Sede central / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com