

Disponible  
à partir de  
l'été 2025

  
125 ANS  
EXPÉRIMENTÉ  
HUMAIN  
CIBLÉ SUR LES  
SOLUTIONS  
  
STIEGELMEYER  
GROUP



**QUALITÉ**  
STIEGELMEYER  
SUPPORT  
PRODUIT À VIE

# *Libra* - VARIANTE DELUXE

PARFAIT ÉQUILIBRE ENTRE CONFORT ET DESIGN

Un soutien à chaque étape de la vie dans une atmosphère familiale – telle est la philosophie des lits Stieglmeyer. En tant que premier fabricant allemand de lits médicalisés, nous offrons expertise technique et design élégant. Le lit haut de gamme Libra - variante deluxe porte ce principe à un niveau supérieur.

Disponible en lit simple ou double, le lit Libra - variante deluxe est idéal pour les maisons de repos, les maisons de retraite et les établissements d'aide à la vie autonome qui accordent de l'importance à l'élégance et à la qualité de vie. Jamais auparavant la technologie moderne de nos lits n'avait été revêtue d'un design aussi attrayant. Le lit maniable dissimule sa base, y compris les roulettes, sous une discrète housse en feutre moulé. Sa fonction d'élévation peut être réglée à l'aide d'un combiné lumineux. Les nouvelles têtes et pieds de lit suivent la tendance vers des lits individuels et opulents. Découvrez les nombreux avantages et tirez-en inspiration !

# DORMIR COMME JAMAIS AUPARAVANT

Certifié  
dispositif  
médical

Tête et pied de lit élégants

Nouveau matelassage

Sommier confort

Enveloppe de tissu en  
option du châssis

Freinage central des roulettes

Sommier avec couverture  
en feutre moulé

## Libra - VARIANTE DELUXE

### Des tailles pour tous les besoins

Le lit est disponible comme lit simple en 90, 100 ou 110 cm de large (avec une extension de largeur de lit attachable). Le lit d'appoint est disponible en 180 et, exclusivement, en 200 cm de large. Il peut être séparé en deux lits simples. Inversement, deux lits simples peuvent être reliés pour former un lit d'appoint.

### Fonction de levage de soutien

Le sommier peut être réglé en hauteur de 25 à 80 cm, permettant de lever ou à faire le lit. Le réglage s'effectue à l'aide d'un combiné lumineux.

### Position assise confortable

Vous pouvez lire ou regarder la télévision dans une position assise confortable et favorable à la santé. Les repas au lit sont également possibles.

### Système flexible Vario Safe

Tous les éléments autour du cadre de lit peuvent être retirés et remplacés sans outils grâce au système Vario Safe. Si l'utilisateur a besoin de plus de protection, les panneaux latéraux peuvent être remplacés, par exemple, par des côtés de sécurité relevables.

### Facile à manoeuvrer

Le lit peut être déplacé sur des roulettes souples avec frein central pendant le nettoyage du sol ou le déplacement pour une autre pièce.

### Design particulier

Des tissus élégants, du similicuir et des décors en bois transforment chaque Libra - variante deluxe en un lit design particulier. La lampe de lecture multifonctionnelle Silena, disponible en option, permet de s'orienter avec précision la nuit.



Le châssis laqué noir contribue à l'aspect chaleureux de l'appareil.



Un lit simple comme à la maison

Extension de la largeur du lit en option



Largeur maximale de 200 cm

Tissus et décors élégants



Lampe de lecture en option

Combiné éclairé

# DES COMPAGNONS ATTRAYANTS

## MATELAS SKY LIVING



### Positions de confort flexibles

L'effet bénéfique du Libra - variante deluxe se déploie particulièrement bien avec un matelas qui s'adapte précisément les ajustements du sommier. Le matelas en mousse froide à deux couches Sky living répond parfaitement à cette exigence. Des incisions sur la face inférieure rendent le matelas plus flexible, de sorte que la position assise se déploie également dans tout son confort. La housse en fibres climatiques, douce, amovible et lavable, garantit à une expérience de couchage merveilleusement confortable.

## TABLES DE CHEVET APARTO



### Toujours à la bonne hauteur

Les tables de chevet polyvalentes de notre série Aparto conviennent particulièrement bien au Libra - variante deluxe. Les tables de chevet sur quatre roulettes freinées individuellement sont disponibles en deux hauteurs de corpus (la photo de gauche montre l'Aparto brevo bas, qui convient parfaitement à toutes les variantes de Libra).

La tablette de lit optionnelle, réglable en hauteur, peut être facilement étendue vers le sommier pour un repas au lit, par exemple.

## ACCESSOIRES DE SUPPLÉMENTAIRE



Poteau de levage de patients

Poignée souple



Côté sécurité relevable avec support pour le combiné



Couverture en tissus pour châssis laqué noir

Stieglmeyer GmbH & Co. KG  
Ackerstraße 42  
32051 Herford  
Phone +49 (0) 5221 185 - 0  
Fax +49 (0) 5221 185 - 100  
info@stieglmeyer.com

Toutes les dimensions mentionnées dans ces descriptions sont approximatives.

stieglmeyer.com