



Poliklinisch
&
Stationair

Evario one

Bedden voor kleine ruimtes

Dankzij de beperkte breedte is de Evario one de ideale oplossing voor smalle patiëntenkamers. Er ontstaan vaak problemen tijdens het transport - gangen zijn te smal om twee bedden naast elkaar te plaatsen en deurkozijnen zijn te smal.

Voordelen

- Ligoppervlak 80 x 200 cm biedt voldoende comfort voor de patiënt
- Geringe buitenbreedte 89,5 cm
- Gemakkelijk manoeuvreren in krappe ruimtes en voor langere transporten
- ¾ zijhekken zorgen voor veilige bescherming
- Optioneel zonder zijbescherming of met DIN-rail
- Ingebouwde bedverlenging, comfortabel voor lange patiënten



Evario one met smal ligvlak



Efficiëntie en veiligheid - precies waar het belangrijk is, bijv. voor flexibel gebruik in de ambulante zorg.

Elke beweging en elke centimeter is belangrijk. Het bed biedt traploze elektrische hoogteverstelling via afstandsbediening en een robuust, hygiënisch ligoppervlak, optioneel uitgerust met een röntgen-cassettehouder. Ideaal voor korte onderzoeken, patiëntenvoer of rust.




Uitwendige breedte van slechts 89,5 cm



▲ Optimale wendbaarheid in smalle gangen.

Het ideale bed voor gespecialiseerde klinieken of dagklinieken.



Specifiek ontworpen om te voldoen aan de eisen van zorg ambulante zorg, biedt het smalle Evario éénpersoonsbed maximale functionaliteit met minimale benodigde ruimte.

Als er geen zijbescherming nodig is, kan het bed worden geconfigureerd met DIN-rails aan beide lange zijden van het ligoppervlak. Dit maakt het bed de optimale oplossing voor gebruik in dialyse, oncologie en andere therapeutische gebieden.



▲ Traploos elektrisch verstelbaar.



▲ Optioneel kan het bed worden uitgerust met DIN-rails voor de installatie van accessoires, zoals een armsteunhouder.



Evario one



In de behandelkamer of in de dagkliniek - het smalle bed Evario one overtuigt dankzij:

- snelle servicemogelijkheden
- elektrische verstelfuncties
- veilige positionering van de patiënt
- hygiënische materialen
- lage onderhoudsvereisten
- praktische accessoires (bijv. papierrolhouder)
- afzonderlijke transporthulp voor verticaal transport - bijv. in smalle liften

Technische gegevens

Alle afmetingen zijn bij benadering.

Maten en gewichten	
Uitwendige afmetingen	89,5 x 214 cm
Ligvlak (matrasmaat)	80 x 200 cm
Bedverlenging	29 cm
Lay-out ligoppervlak	76 - 21 - 32 - 52 cm
Rugleuning in lengte verstelbaar	4 cm
Veilige werklust	250 kg
Maximaal gewicht patiënt	240 kg
Bodemvrijheid onderstel	15,3 - 17,3 cm
Fabrieksleeggewicht	130 kg
Beschermende hoogte doorlopend ¾ zijhek	38 cm

Aanpassingsbereiken	
Draaien in neerwaartse hoofdpositie	15,5°
Zwenkbaar in lage voetpositie	15,5°
Hoogte ligvlak (afdekrol Ø 125 mm)	36 - 80 cm
Hoogte ligvlak (integraal wiel Ø 150 mm)	38 - 82 cm
Hoek rugleuning	70°
Hoek bovenbeensteun	32°
Schuine gestrekte beenverhoging	11°