

Verkrijgbaar
bij zomer
2025

125 JAAR
ERVAREN
MENSELIJK
OPLOSSINGS-
GERICHT
STIEGELMEYER
GROUP

STIEGELMEYER
KWALITEIT
LEVENSLANGE
PRODUCTONDERSTEUNING

Libra - *VARIANT DELUXE*

COMFORT EN DESIGN IN PERFECTE BALANS

Ondersteuning in elke levensfase in een huiselijke sfeer – dat is de filosofie achter de lifestylebedden van Stieglmeijer. Als Duitslands toonaangevende fabrikant van medische bedden combineren we technische expertise met een elegant ontwerp. Het premium bed Libra - variant deluxe tilt dit principe naar een nieuw niveau.

De Libra - variant deluxe is verkrijgbaar als eenpersoons- of tweepersoonsbed en is ideaal voor verpleeghuizen, bejaarden-tehuizen en instellingen voor begeleid wonen die waarde hechten aan elegantie en kwaliteit van leven. Nooit eerder was de moderne technologie van onze bedden verpakt in zo'n aantrekkelijk design. Het wendbare bed verbergt zijn basis, inclusief de wielen, onder een discrete hoes van voorgevormd vilt. De heffunctie kan worden aangepast met een verlichte handset. De nieuwe hoofd- en voetborden volgen de trend naar individuele, weelderige bedden. Ontdek de vele voordelen en laat je inspireren!

SLAPEN ALS NOOIT TEVOREN

Gecertificeerd
medisch
hulpmiddel

Elegante hoofd- en
voetenborden

Nieuw quilten

Comfort matrasmodem

Optionele stoffen verpakking
van het chassis

Centrale rem voor wielen

Bedbodem met bekleding
van gevormd vilt

Libra - VARIANT DELUXE

Maten voor elke behoefte

Het bed is verkrijgbaar als eenpersoonsbed in de breedtes 90, 100 of 110 cm (met opzetbare bedbreedteverlenging). Het partnerbed is verkrijgbaar in de breedtes 180 en exclusief 200 cm. Het kan worden opgesplitst in twee eenpersoonsbedden. Omgekeerd kunnen twee eenpersoonsbedden worden gekoppeld tot een partnerbed.

Ondersteunende liftfunctie

De matrasmodem kan in hoogte worden versteld van 25 tot 80 cm om te helpen bij het opstaan of opmaken van het bed. De aanpassing gebeurt met een verlichte handset.

Comfortabele zitpositie

Bewoners kunnen lezen of tv kijken in de comfortabele, gezondheidsbevorderende zithouding. Maaltijden in bed zijn ook mogelijk.

Flexibel Vario Safe systeem

Alle elementen rond het bedframe kunnen worden verwijderd en vervangen zonder gereedschap dankzij het Vario Safe systeem. Als de gebruiker meer bescherming nodig heeft, kunnen de zijpanelen bijvoorbeeld worden vervangen door omhoog te klappen veiligheidszijden.

Gemakkelijk manoeuvreren

Het bed kan worden verplaatst op lichtlopende wielen met een centrale rem om de vloer schoon te maken of om het naar een andere kamer te vervoeren.

Individueel ontwerp

Elegante stoffen, kunstleer en houtdecors maken van elke Libra variant deluxe een individueel designbed. De optionele multifunctionele Silena leeslamp biedt 's nachts nauwkeurige oriëntatie.



Het zwart gelakte chassis draagt bij aan de huiselijke uitstraling.



Huiselijk eenpersoonsbed

Optionele verlenging van de
bedbreedte



200 cm maximale breedte

Elegante stoffen en decors



Optionele leeslamp

Verlichte handset

AANTREKKELIJKE METGEZELLEN

SKY LIVING MATRAS



Flexibele comfortposities

Het gunstige effect van de Libra - variant deluxe komt bijzonder goed tot zijn recht met een matras die de aanpassingen van het ligvlak precies volgt. De tweelaagse koudschuimmatras Sky living voldoet perfect aan deze vereiste. Insnijdingen aan de onderkant maken de matras flexibeler, zodat ook de zitpositie zich volledig kan ontvouwen. De zachte, afneembare en wasbare hoes van klimaatvezel garandeert een heerlijk comfortabele ligervaring.

APARTO NACHTKASTJES



Altijd op de perfecte hoogte

De veelzijdige nachtkastjes uit onze Aparto serie passen bijzonder goed bij de Libra - variant deluxe. De nachtkastjes op vier afzonderlijk geremde wielen zijn verkrijgbaar in twee corpushoogtes (de foto links toont de lage Aparto Brevo, die ideaal is voor alle Libra-varianten).

De optionele in hoogte verstelbare bedtafel kan gemakkelijk naar het ligvlak worden uitgeschoven voor bijvoorbeeld een maaltijd in bed.

ONDERSTEUNENDE ACCESSOIRES



Patiënthefstok

Zacht handvat



Opklapbare veiligheidszijde met handsethouder



Stofomslag voor het zwartgelakte chassis



Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com

Alle afmetingen in deze informatie zijn bij benadering.

stieglmeyer.com