



Vario Safe

Huippuluokan hoivan uusi suunta



Vario Safe



Hoivakodin johtaja



Hoitaja



Asukas



Teknikko

Aikaa kestävä Vario Safe

Ratkaisu hoidon muuttuviin tarpeisiin

Nykymaailmassa nopea reagointi ja sopeutumiskyky ovat keskeisiä tekijöitä. Tutkimukset osoittavat, että hoitajaksot ovat lyhentyneet kustannusjakokäytäntöjen ja kotona annettavan hoidon lisääntymisen seurauksena. Väestön ikääntyminen puolestaan lisää pitkäaikaishoidon tarvetta, mikä johtaa siihen, että yhä useampi ikääntynyt henkilö, jolla on monipuolisia hoitotarpeita, siirtyy hoivakotiin.

Modernien hoitovuoteiden ominaisuuksiin kohdistuvat vaatimukset ovat muuttuneet merkittävästi. Nykyaikaisessa hoidossa tarvitaan huonekaluja, jotka mukautuvat joustavasti tarpeen mukaan. Vario Safe tarjoaa käyttäjilleen monia etuja: se mahdollistaa nopean ja helpon mukautumisen asukkaiden muuttuviin tilanteisiin. Järjestelmä ei ainoastaan lisää joustavuutta, vaan vastaa myös tehokkaasti jokaisen asukkaan ainutlaatuisiin tarpeisiin, samalla säästäten resursseja.

Vario Safe: Edistyksellistä joustavuutta ja hoitoa kaikilla tasoilla:



10 cm levennys ilman päätyosien muutoksia



Helppokäyttöiset toiminnot ja korkea turvallisuustaso



Pidennysosa 10 tai 20 cm



Luotettava ja **vaivaton puhtaanapito**



90 cm pitkät sivulaitaelementit tukevat **mobilisaatiota**



Käytännölliset pikakiinnikkeet – ei tarvetta työkaluille



Yksilöllistä suojaa asukkaille ja tukea ympäristön hahmottamiseen



110 cm sivulaita tarjoaa **standardien mukaista suojaa**



Modulaarinen Vario Safe -järjestelmä on erittäin kustannustehokas - se mahdollistaa kaikkien osien tarpeenmukaisen käytön.

Hoivakodin johtaja: Kustannustehokkuus

Vario Safe -järjestelmä parantaa kustannustehokkuutta ja joustavuutta

- Osien tarpeenmukainen käyttö auttaa optimoimaan investoinnit
- Lisää joustavuutta asukkaiden erityistarpeiden huomioimiseen
- Tukee terveydenhuollon ammattilaisten kansainvälisten suositusten toteuttamisessa kaatumisten hallitsemiseksi ja ehkäisemiseksi
- Olemissa olevien hoitovuoteiden mukautettavuus tuo kustannussäästöjä - uusia hankintoja ei tarvita
- Pitkän aikavälin kustannustehokkuus resurssien tehokkaan käytön ja nopean muunneltavuuden ansiosta

Päivittäistä tukea

Vario Safe -sivulaitaelementtien laajat säätömahdollisuudet kattavat kaikki hoidon tarpeet, mahdollistaen yksilöllisen tuen sekä asukkaiden itsenäisyyden ja turvallisuuden vaalimisen.



90 cm pitkä elementti vuoteen kulkuaukon puolella, suunniteltu tukemaan vuoteeseen siirtymistä ja sieltä nousemista



Vinosti nostettu mobilisaatiotuki tarjoaa tukea ja suuntaa, mahdollistaen esteettömän pääsyn yöpöydän luo



90 cm pitkän mobilisaatiotuen ja 110 cm pitkän sivulaidan yhdistelmä tarjoaa täyden suojan



Nostettuna vinosti, tämä yhdistelmä tarjoaa tarvittavan suojan ja mahdollistaa samalla esteettömän pääsyn hoitotoimenpiteisiin



Enemmän kustannussäästöjä

Vario Safe -levennysoosan avulla Libra-vuoteen käyttäjille voidaan tarjota lisää mukavuutta ja toiminnallisuutta ilman ajallisten tai taloudellisten lisäresurssien kuluttamista.



Verhoillut päätyosat

Verhoiltuja päätyosia voidaan lisätä vuoteisiin yksilöllisten tarpeiden mukaan, esimerkiksi vain päänpuoleiseen pätyyn. Vario Safe -varusteltuihin hoitovuoteisiin on saatavilla laaja valikoima kestäviä verhoiluvaihtoehtoja.



Tukea liikkumiseen

Valitse käyttötarkoitukseen sopivat päätymallit. Asukkaat, joilla on tasapaino-ongelmia ja heikentynyt kävelykyky, hyötyvät kahvallisista päätyosista, koska ne tarjoavat tukea epävarmoissa tilanteissa.



Ympäristön hahmottaminen ilman rajoituksia

Vinosti nostetut sivulaidat voivat tukea ympäristön hahmottamista, erityisesti dementian kanssa elävien asukkaiden osalta, ilman että liikkumista rajoitetaan tai syntyy negatiivisia mielikuvia.

Tämä tukee kaatumisten hallitsemiseksi ja ehkäisemiseksi laadittujen kansainvälisten **'Global Guidelines for Falls in Older Adults'** -suositusten toteuttamista, sillä Vario Safe -elementit parantavat turvallisia ja tuettuja siirtymiä, edistävät itsenäistä liikkumista ja vähentävät ahdistuksen tunnetta.

Asukkaat voivat helposti ulottua yöpöydälle, esimerkiksi sytyttääkseen pöydällä olevan valaisimen tai ottaakseen silmälasit.



Vuoteen pidennys

Vario Safen avulla vuoteen pituutta voi pidentää ilman työkaluja, hyödyntäen patentoituja pika-kiinnitysmekanismeja, mikä eliminoi ruuvaamisen tarpeen.

Olipa kyse integroidusta pidennysosasta, kuten Elvido- ja Tereno-malleissa, tai liukuvasta Vario Safe -järjestelmästä Libra-mallissa, makuutason pituuden säätäminen 210 tai 220 cm:iin takaa myös pitkille asukkaille sopivan vuoteen.









Elvido-mallin säädettävää jalkatukea voi myös pidentää.

Kun olen
rauhallinen ja
keskittynyt,
voin antaa
asukkaillemme
heidän
ansaitsemansa
huomion.



Hoitaja: Ajansäästö ja vaatimustenmukaisuus

Hoivaa Vario Safe -järjestelmän tukemana – aikaa säästävää, hygieenistä ja vaatimustenmukaista

-  Enemmän aikaa hoitotyölle helpon käsittelyn ja tehokkaan käytön ansiosta
-  Sivulaitojen käyttö onnistuu yhdellä kädellä
-  Tukee asukkaiden mobilisaatiota erityisen turvallisesti
-  Selkeiden käyttöperiaatteiden ansiosta käsittely on intuitiivista, koulutukseen käytettävä aika vähäinen ja resurssien käyttö optimoitua
-  Irrotettavat päädyt antavat esteettömän pääsyn jalkahoidon tai fysioterapian toteuttamiseen vuoteessa
-  Hygieeninen tasaisten pintojen ansiosta – ei piilokohtia tai hankalia paneeleja



Edistää itsenäistä liikkumista

90 cm pitkä Vario Safe -sivulaitaelementti vuoteen pääpuolelle asennettuna tukee turvallista itsenäistä liikkumista. Se helpottaa vuoteeseen menemistä ja sieltä poistumista, tarjoaa tukea sekä auttaa ympäristön hahmottamisessa. Tämä edistää asukkaiden liikkumiskyvyn säilymistä mahdollisimman pitkään.



Helposti mukautettavat pituudet ja asennot yksilöllisten tarpeiden mukaan

Hoitajat voivat säätää Vario Safe -elementit vastaamaan yksilöllisiä tarpeita, riippumatta siitä, onko kyseessä uusi asukas tai asukkaan liikkumiskyvyn muutokset.



Intuiitiivinen käyttö yhdellä kädellä

Sivulaidat voidaan nostaa yhdellä kädellä mihin tahansa asentoon ilman lukituksen avaamista.



Helppo pääsy hoitorutiineihin

Vario Safe on suunniteltu siten, että päätyosat voidaan irrottaa täysin ilman työkaluja. Tämä helpottaa fysioterapian ja vaativampien hoitorutiinien toteuttamista suoraan vuoteessa.



Hienostuneesti turvallinen


Muunneltava ja luotettava: järjestelmä estää kaksiosaisten sivulaitojen tahattoman laskemisen painetta vastaan, sillä niiden oma paino varmistaa lukituksen pysymisen. Laitojen laskemiseksi lukitusmekanismin kuormitusta on ensin kevennettävä kevyesti.



Hygienia ja puhtaanapito

Vario Safe -sivulaitojen perusteellinen puhdistaminen on erittäin helppoa, sillä niitä ei ole piilotettu paneelien taakse. Elementit voi jättää paikoilleen vuoteeseen puhdistuksen ajaksi, mutta tarvittaessa ne voidaan irrottaa helposti ilman työkaluja.

Huoneeni on turvapaikkani, ja muunneltava vuoteeni täyttää kaikki tarpeeni.



Asukas: Hyvinvointi & yksilöllisyys

Asukkaalle räätälöity mukavuus ja harmoninen, viihtyisä elinympäristö

- Yksilölliset säädöt tuovat mukavuutta ja turvallisuutta asukkaille, ottaen huomioon heidän muuttuvan liikkumiskykynsä ja henkilökohtaiset mieltymyksensä.
- Lämpimät puupinnat tai korkealaatuisten verhoilujen yhdistelmä luovat asukkaille kotoisan ja viihtyisän ympäristön, jossa he tuntevat olonsa mukavaksi.
- Jalkopään päätyosien työntökahvat tarjoavat asukkaille turvallisen tuen, johon he voivat tarttua tarvittaessa.
- Lyhyet elementit kulkuaukon puolella varmistavat, että asukkaat siirtyvät aina oikeaan kohtaan – parantaen turvallisuutta ja lisäten itsenäisyyttä.
- Käytännöllisiä integroituja yksityiskohtia: tilapäisesti asennettu kutsupainike voidaan ohjata käsiohjaimen pidikkeen kautta, jolloin se on helposti ja kätevästi asukkaan ulottuvilla.



Kankaat ja tikkaukset

Nobla-päätyihin ja Vario Safe -järjestelmän sivupaneeleihin on saatavilla laaja valikoima tyylikkää kankaita ja keinoahkaverhoiluja. Päätyosat voidaan viimeistellä joko yksivärisellä verhoilulla tai näyttävällä tikkauksella.



Pystysuorat tikkaukset
Korkealaatuiseen keinoahkaan yhdistettynä pystysuuntaiset tikkaukset luovat tyylikkään ilmeen.



Kaakelikuviointi
Suorakulmainen tikkkaus tuo ympäristöön eloisuutta ja energiaa – luoden hyvät edellytykset kuntoutumiseen.




Vinoneliökuviointi
Vinoneliökuvioitu huonekaluissa ja vaatteissa liitetään usein brittiläiseen tyyliin. Vaikutelma on sekä tyylikäs että kodikas.



Kätevästi ulottuvilla

Käsiohjaimen pidikkeen voi sijoittaa vuoteen ulko- tai sisäpuolelle asukkaan toiveiden mukaan.

Pidikkeessä olevan kaapeliohjauksen ansiosta kutsupainikkeen voi kiinnittää myös kaiteeseen, jolloin se on helposti ja kätevästi asukkaan ulottuvilla.



Pinnat ja verhoilut – sopivat värit jokaiseen sisustukseen

Hoitovuoteen väri tulisi valita niin, että se sopii sisustuksen värimaailmaan ja vastaa asukkaan makua. Lisäksi sen tulisi olla helposti tunnistettavissa myös henkilöille, joilla on muistivaikeuksia. Stieglmeyer tarjoaa laajan valikoiman puupintoja ja verhoiluvaihtoehtoja.



Tutustu Stieglmeyerin monipuoliseen valikoimaan päätymällesi ja pintavaihtoehtoja esittelevässä esitteessä.

Kätevästi, nopeasti ja ilman työkaluja – kun ratkaisut löytyvät heti, kaikki ovat tyytyväisiä.

Teknikko: Helppo huoltaa ja säätää ilman työkaluja

Vuoteiden varustelu ilman työkaluja tekee teknisen henkilökunnan työstä helpompaa ja nopeampaa

- Säästä aikaa nopeilla, työkaluttomilla osanvaihoilla ilman ruuviliitoksia.
- Vuoteita voi kaventaa jopa 13 cm ja lyhentää 7 cm, mikä tekee niiden käsittelystä turvallista ahtaissa tiloissa ja estää oviaukkojen sekä vuoteiden vaurioitumisen.
- Lattiatason säätöjen aikana ei ole olemassa puristumisvaaraa, koska sivulaitaelementit liukuvat ylöspäin kohdatessaan esteen.
- Koska sivulaitoja voidaan nostaa myös vinottain, niiden kallistuminen tai jumiutuminen on mahdotonta. Asentojen säätäminen on tarkkaa ja vaivatonta.
- Runkoon integroitu liukuva kansi varmistaa sivulaitaelementtien turvallisen ja standardien mukaisen kiinnityksen.
- Patentoitu Vario Safe -kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa vuoteen pituuden, leveyden, sivulaitojen ja päätyosien nopean mukauttamisen ilman työkaluja.



Pienemmät mittasuhteet helpottavat käsittelyä

Muutaman helpon vaiheen avulla vuoteita voidaan kaventaa jopa 13 cm ja lyhentää 7 cm, mikä helpottaa käsittelyä ahtaissa tiloissa.

Suunniteltu turvallisuutta ja sujuvaa käyttöä ajatellen

Loppuun asti mietitty rakenne – mukaan lukien mahdollisuus säätää laidat vinoon asentoon – takaa sivulaitojen sujuvan säädön. Laidat eivät kallistu eivätkä jumitu.





Parannettu turvallisuus

Lattiatason säätöjen aikana ei ole puristumisvaaraa, koska sivulaitaelementit liukuvat ylöspäin kohdatessaan esteen.



Liukuva kansi

Käytännöllinen kansi varmistaa sivulaitaelementtien turvallisen ja standardien mukaisen kiinnityksen.



Patentoitu turvallinen pikakiinnitysjärjestelmä kaikissa elementeissä

Sivulaitoja, paneeleita sekä päätyjä voi säätää nopeasti ilman työkaluja. Tällä tavalla vuoteen mittoja voidaan pienentää hetkessä kuljetusta varten.

Modulaarinen järjestelmä mukautuu hoitopolun mukana



Sivulaidat

Vaihtoehtoina ovat 90 cm:n mobilisaatiotuet tai 110 cm:n sivulaidat.

Vaihdettavissa keskenään

90 cm ja 110 cm pitkät sivulaitaelementit voi vaihtaa keskenään kummassakin päädyssä.



Ekstrat

Lisävarusteisiin kuuluu muun muassa Elvido-vuoteen jalkaosan pidennys.



Sivupaneelit

Tyylikäs lisä sivulaitoihin: paneelit kolmessa eri pituudessa, ilman ulkonevia osia, puupinnalla tai verhoiltuna.



Levennys

Vario Safe -levennyssarjalla Libra-vuoteen leveyttä voi kasvattaa 10 cm:llä ilman, että päätyjä tarvitsee vaihtaa.



Päätymallit

Klassisen tyylikkääät päätymallit, joko korkeina tai matalina, työntökahvalla tai massiivipuupylväillä.

Vuodemallit Vario Safe -järjestelmällä

Olipa kyseessä Libra- tai Elvido-mallisto tai uusi lattiatason Tereno-vuode, Vario Safe -järjestelmä tekee jokaisesta vuoteesta erityisen toimivan.



Tereno



Elvido vervo ja Elvido movo



Libra ja Libra movo



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Päätoimipaikka / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Päätoimipaikka / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com