



Vario  *Safe*

Redéfinir l'excellence en matière de soins



Vario Safe



Direction de l'établissement



Personnel soignant



Résidents



Domoticiens

Vario Safe, une solution d'avenir

La réponse à l'évolution des exigences dans les soins hospitaliers

Aujourd'hui, la réactivité et la flexibilité sont devenues essentielles dans le secteur des soins. Les études montrent une diminution des séjours en établissements de soins de longue durée, principalement en raison des politiques de partage des coûts et d'une transition progressive vers les soins à domicile. Parallèlement, le vieillissement de la population entraîne une hausse significative de la demande en services de soins prolongés.

Cette évolution s'accompagne d'une augmentation du nombre de personnes âgées présentant des besoins complexes

en matière de soins, intégrant de plus en plus les maisons de soins. En conséquence, les exigences liées aux lits médicalisés modernes ont fortement évolué : il est désormais crucial de disposer d'équipements adaptables et évolutifs.

C'est dans ce contexte que Vario Safe se distingue. Ce système offre une réponse rapide et simple à l'évolution des besoins des résidents. Il garantit non seulement une flexibilité accrue, mais permet également d'adapter les soins aux besoins spécifiques de chaque résident, de manière efficace et durable, tout en optimisant les ressources.

Vario Safe soutient votre flexibilité et vos activités de soins dans toutes leurs dimensions :



Extension de 10 cm sans modifier les panneaux de tête et de pied



Manipulation conviviale et sécurité élevée



Rallonge de 10 ou 20 cm



Une **hygiène simple** et fiable



Éléments latéraux de 90 cm comme **aide à la mobilisation**



Fermetures rapides de sécurité pratiques et sans outils



Protection adaptée aux besoins et orientation pour les résidents



Système de protection latérale de 110 cm comme **protection normative**

Le système modulaire Vario Safe offre une rentabilité optimale grâce à la flexibilité d'utilisation de tous ses composants, selon les besoins.

Direction de l'établissement : Rentabilité

Optimisation efficace des coûts et flexibilité avec le système Vario Safe

- Utilisation de tous les composants en fonction des besoins pour un investissement optimal
- Flexibilité pour répondre aux besoins individuels des résidents
- Suivre les recommandations des « Lignes directrices mondiales pour les chutes chez les personnes âgées »
- Économie de coûts grâce à l'adaptation des lits de soins existants au lieu d'une nouvelle acquisition complète
- Rentabilité à long terme grâce à une utilisation efficace des ressources et à une adaptabilité rapide

Promouvoir l'individualisation

Les multiples positions des éléments latéraux Vario Safe assurent, du point de vue des soins, toutes les possibilités de soutien individuel et de satisfaction du besoin de protection des résidents.



Élément latéral de 90 cm côté entrée et sortie pour aider à la mobilisation



Placée en diagonale, l'aide à mobilisation offre une orientation et permet simultanément un accès libre à la table de chevet



La combinaison d'une aide à la mobilisation de 90 cm et d'un système de protection latérale de 110 cm offre une protection complète



Placée en diagonale, cette combinaison garantit la protection nécessaire et le libre accès pour les soins.



Générer des revenus supplémentaires

Le kit d'extension Vario Safe pour Libra et Elvido permet d'offrir plus de confort et de fonctionnalité sans temps ou argent supplémentaire à investir. L'amélioration des équipements contribue à la satisfaction des résidents tout en offrant des avantages économiques.



Panneaux de tête rembourrés

Les éléments rembourrés peuvent également être utilisés de manière sélective, par exemple uniquement comme panneau de tête. Les lits de soins avec Vario Safe offrent un grand choix de rembourrages résistants.



Main courante pour se tenir

Le système Vario Safe vous offre donc la possibilité de répondre individuellement aux besoins du résident, même en matière de choix des panneaux de tête et de pied. Les panneaux de pied avec main courante garantissent une sécurité supplémentaire.



Fournir une orientation sans restriction

Les systèmes de protection latérale placés en diagonale peuvent offrir une orientation utile, en particulier pour les résidents atteints de démence, sans les restreindre ou susciter d'associations négatives.

Ceci va dans le sens des recommandations des « **Global Guidelines for Falls in Older Adults** », car les éléments Vario Safe favorisent les transferts sûrs et assistés, facilitent l'auto-mobilisation et réduisent l'anxiété.

Le résident peut accéder librement à sa table de chevet, par exemple pour allumer une lampe de chevet ou saisir ses lunettes.



Rallonge

Vario Safe vous permet de rallonger le lit sans outils ni vis.

Qu'elle soit intégrée - comme sur l'Elvido et le Tereno - ou qu'elle fasse partie intégrante du système Vario Safe du Libra : la rallonge du sommier à 210 ou 220 cm vous permet de toujours mettre à disposition un lit adapté, même pour les résidents de grande taille.



Sur l'Elvido, il est également possible de rallonger le relève-jambes réglable.

Si je suis moi-même détendue et que je peux me concentrer sur l'essentiel, nos résidents en profitent directement.

Personnel soignant : gain de temps et sécurité juridique

Gain de temps, hygiène et sécurité pour les soins avec Vario Safe

- Plus de temps pour les soins grâce à une manipulation simple et une utilisation efficace
- Les systèmes de protection latérale peuvent être utilisés d'une seule main
- Favorise la mobilisation des résidents avec une grande sécurité
- Grâce à des concepts d'utilisation uniformes, différents produits peuvent être utilisés de manière intuitive, ce qui réduit les temps de formation et économise des ressources.
- Les panneaux de pied amovibles offrent un accès libre pour les soins des pieds ou la kinésithérapie au lit
- Hygiénique grâce aux surfaces lisses, sans coins cachés ni caches gênants



Idéal pour l'auto-mobilisation

Un élément Vario Safe de 90 cm côté tête sert de soutien pour une mobilisation personnelle en toute sécurité. Il facilite l'entrée et la sortie, et offre en outre un soutien et une orientation. Cela contribue à préserver la mobilité des résidents le plus longtemps possible.



Longueurs et positions selon les besoins en un tour de main

Le personnel soignant peut adapter les éléments Vario Safe selon ses besoins et les régler individuellement, que ce soit pour un nouvel arrivant ou lorsque le degré de mobilité d'un résident change.



Utilisation intuitive d'une seule main

Mise en place des systèmes de protection latérale dans n'importe quelle position, sans déverrouillage possible d'une seule main.



Nettoyage hygiénique

Les éléments des systèmes de protection latérale Vario Safe sont faciles à nettoyer en profondeur, car ils ne sont pas dissimulés derrière des caches. Ils peuvent rester sur le lit pour le nettoyage ou être retirés sans problème.



Accès libre


Que ce soit pour la kinésithérapie dans le lit ou pour des routines de soins plus importantes, les panneaux de tête et de pied peuvent être retirés sans outils ni vis.



Sécurité bien pensée

Variable et sûr : le système empêche l'abaissement involontaire des systèmes de protection à barreaux discontinus lorsqu'ils sont soumis à une charge. Pour le déclencher, la pression sur le déverrouillage doit légèrement être relâchée.

Ma chambre est mon refuge et mon lit est toujours adapté à mes besoins.



Résidents : habitabilité et individualité

Confort sur mesure pour les résidents et atmosphère harmonieuse de bien-être

-  Satisfaits et soutenus en toute sécurité - les résidents bénéficient d'une adaptation individuelle en fonction de l'évolution de leur mobilité ou de leurs préférences personnelles.
-  En combinaison avec des éléments rembourrés de haute qualité ou uniquement dans des décors bois chauds : les résidents se sentent à l'aise dans un environnement agréable et confortable.
-  Les panneaux de pied avec main courante offrent au résident une possibilité de se tenir en cas d'incertitude.
-  Des éléments latéraux courts côté entrée et sortie permettent aux résidents d'être toujours assis à l'endroit optimal - pour plus de sécurité et d'autonomie
-  Des détails pratiques sont intégrés : si un bouton-poussoir d'appel est installé temporairement, il peut être facilement accessible pour le résident via le support de l'interrupteur manuel.



Tissus et surpiqûres

Des tissus attrayants et du similicuir sont disponibles pour les panneaux Nobla et les panneaux latéraux du système Vario Safe. Les panneaux de tête et de pied sont simplement rembourrés ou disponibles avec des surpiqûres attrayantes.



Lignes verticales

En combinaison avec du similicuir de qualité supérieure, les lignes verticales donnent un effet raffiné.



Motif à carreaux

Le piquage rectangulaire du design en carreaux donne une impression de joie de vivre et d'énergie - les meilleures conditions pour la rééducation.



Motif à losanges


Les motifs à losanges sur les meubles et les vêtements sont souvent associés au style britannique. Ils ont un aspect raffiné et confortable.



Accès pratique

Le support de la télécommande offre la possibilité de positionner la télécommande soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur pour le résident, selon les besoins.

Grâce au passage de câble intégré du support, il est également possible de placer un bouton-poussoir d'appel sur la main courante pour garantir confort et accessibilité.



Décors et coussins - des couleurs pour chaque style d'intérieur

La couleur du lit de soins doit s'intégrer harmonieusement au style et au concept de couleurs de votre établissement, plaire au résident et, le cas échéant, être facilement reconnaissable par les personnes souffrant de troubles cognitifs. Stieglmeyer propose un vaste choix de décors bois et de rembourrages.



Découvrez toute la diversité des décors Stieglmeyer dans la brochure actuelle de panneaux et décors.

Toujours tout à portée de main, sans aucun outil nécessaire. Je fais le bonheur de tous grâce à ma capacité à réagir rapidement.

Domotique : simple et sans outils

Adaptation et préparation rapides et sans outils des lits de soins pour les domoticiens

- L'adaptation sans outils et sans raccords à vis pour un changement rapide des composants permet de gagner du temps.
- Des éraflures sur les cadres de porte et les lits sont évités en rétrécissant le lit de 13 cm et en le raccourcissant de 7 cm pour le manœuvrer dans des espaces restreints.
- Pas de risque de coincement, même dans la zone de réglage proche du sol, car les éléments latéraux se relèvent s'ils rencontrent un obstacle.
- Comme les systèmes de protection latérale peuvent aussi être placés en diagonale, il est impossible qu'ils se coincent et se bloquent. Ils sont conçus pour que chaque position puisse être réglée sans effort et avec précision.
- La protection par emboîtement sur le cadre assure une mise en place sûre et conforme aux normes des éléments latéraux.
- Le système de fermeture breveté Vario Safe permet d'ajuster rapidement la longueur, la largeur, les systèmes de protection latérale, les panneaux de tête et de pied sans outils.



* selon le panneau



* selon le modèle

Réduire les dimensions de transport

En quelques gestes, les lits peuvent être rétrécis jusqu'à 13 cm et raccourcis de 7 cm pour les manœuvres dans les espaces restreints.

Conçu pour la sécurité et la facilité de réglage

Le design bien pensé - entre autres grâce à la possibilité de réglage en diagonale - fait en sorte que les systèmes de protection latérale puissent toujours être réglés facilement et qu'il soit impossible de les coincer ou de les bloquer.





Haut niveau de sécurité

Dans la zone de réglage proche du sol, il n'y a pas de risque de coincement, car les systèmes de protection latérale glissent vers le haut lorsqu'ils rencontrent un obstacle.



Protection par emboîtement

La protection pratique par emboîtement sur le cadre assure la mise en place des éléments latéraux conformément aux normes.



Fermetures rapides de sécurité brevetées sur tous les éléments

Adaptation rapide et sans outils des systèmes de protection latérale, des caches et des panneaux de tête et de pied. Pour le transport, les dimensions extérieures peuvent ainsi être réduites en un tour de main.

Le système modulaire peut s'adapter avec le parcours de soins



Modèles de lits avec Vario Safe

Qu'il s'agisse de modèles de la famille Libra ou Elvido ou du nouveau lit ultra-bas Tereno, de 15 cm de haut, le système Vario Safe séduit sur chacun de ces modèles :

-  Tereno*
-  Elvido vervo et Elvido movo
-  Libra et Libra movo

*Extension non disponible



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Siège social / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Siège social / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com