



Vario  **Safe**

Redefinir la excelencia en los cuidados



Vario Safe



Dirección de la institución



Personal responsable de los cuidados



Persona encamada



Técnico interno

Garantía de futuro con Vario Safe

La respuesta a los requisitos cambiantes en los cuidados estacionarios

Hoy en día es imprescindible poder reaccionar con rapidez y mostrar una gran flexibilidad. Las investigaciones indican que las estancias en centros de cuidados de larga duración se han reducido como consecuencia de las políticas de copago y de una tendencia a la asistencia domiciliaria. El envejecimiento de la población está provocando un incremento en la demanda de los servicios de cuidados de larga duración. Aquí se incluye el traslado a centros de cuidados para mayores de un número más elevado de personas con necesidades de cuidado complejas.

Los requisitos que deben satisfacer las camas para cuidados modernas han cambiado enormemente, y es preciso contar con un equipamiento que pueda adaptarse con flexibilidad según las necesidades. Vario Safe ofrece, en este sentido, una clara ventaja: permite una reacción rápida y sencilla a las necesidades cambiantes de las personas encamadas. No solo garantiza una mayor flexibilidad, sino que también ayuda a dar respuesta a los requisitos individuales de cada persona encamada, todo ello de un modo eficiente y con un buen uso de los recursos disponibles.

Vario Safe respalda su flexibilidad y sus tareas de cuidados en todas las dimensiones:



Ampliación de 10 cm sin cambiar el cabecero ni el piecero



Manejo sencillo con una seguridad elevada



Prolongación de 10 o 20 cm



Higiene fácil y fiable



Elementos laterales de 90 cm como **ayuda a la movilización**



Prácticos cierres rápidos de seguridad sin necesidad de herramientas



Protección acorde a las necesidades y orientación para las personas encamadas



Protección lateral de 110 cm como **protección normativa**



El sistema modular Vario Safe ofrece una elevada rentabilidad, puesto que permite un uso de todos los componentes conforme a las necesidades.

Dirección de la institución: rentabilidad

Optimización eficiente de los costes y flexibilidad con el sistema Vario Safe

- Uso conforme a las necesidades de todos los componentes para unas inversiones óptimas
- Ahorro de costes gracias a la adaptación de las camas para cuidados disponibles en lugar de adquirir camas nuevas
- Flexibilidad para responder a las necesidades individuales de las personas encamadas
- Rentabilidad a largo plazo gracias a un uso eficiente de los recursos y a una capacidad de adaptación rápida
- Conformidad con las recomendaciones de la «Guía mundial para la prevención y el manejo de caídas en adultos mayores»

Favorecer la individualidad

Las versátiles posiciones de los elementos laterales Vario Safe aseguran todas las posibilidades en los cuidados para fomentar la individualidad y para satisfacer las necesidades de protección de las personas encamadas.



Elemento lateral de 90 cm en el lado de entrada y salida de la cama como ayuda a la movilización



Elevada en diagonal, la ayuda a la movilización ofrece orientación y permite al mismo tiempo acceder sin impedimentos a la mesita de noche



La combinación de la ayuda a la movilización de 90 cm y de la protección lateral de 110 cm brinda una protección integral



Elevada en diagonal, esta combinación aporta la protección necesaria y el acceso libre para los cuidados.



Generar beneficios adicionales

El juego de ampliación Vario Safe para la Libra y la Elvido permite ofrecer un mayor confort y funcionalidad sin costes ni tiempo añadidos. El equipamiento mejorado contribuye a la satisfacción de las personas encamadas y brinda al mismo tiempo ventajas económicas.



Cabeceros acolchados

Los elementos acolchados pueden utilizarse de forma totalmente individualizada, por ejemplo, solo como cabecero. Las camas para cuidados con Vario Safe ofrecen una amplia selección de acolchados resistentes.



Barandilla para sujetarse

Con la elección de los cabeceros y pieceros, el sistema Vario Safe le ofrece la posibilidad de poder responder individualmente a las necesidades de la persona encamada. Los pieceros con barandilla aportan una seguridad adicional.



Orientación sin restricciones

Las protecciones laterales elevadas en diagonal pueden aportar una útil orientación a las personas encamadas con demencia sin limitarlas ni despertar asociaciones negativas.

Esto cumple con las recomendaciones de la «**Guía mundial para la prevención y el manejo de caídas en adultos mayores**», ya que los elementos Vario Safe favorecen la seguridad y la transferencia con apoyo, facilitan la movilidad autónoma y reducen la ansiedad.

La persona encamada puede acceder sin impedimento a su mesita de noche, por ejemplo, para encender la lámpara o para coger las gafas.



Prolongación

Vario Safe le permite prolongar la cama sin tornillos ni herramientas.

Bien sea integrada, como en la Elvido y la Tereno, o bien como componente encajable del sistema Vario Safe de la Libra: la prolongación del somier a 210 o 220 cm le permite poder disponer siempre de la cama adecuada también para personas encamadas altas.



En la Elvido, también puede prolongarse opcionalmente el plano de los gemelos regulable.

Estar relajada
y centrarme en
lo importante
beneficia
directamente
a nuestras
personas
encamadas.



Personal responsable de los cuidados: ahorro de tiempo y seguridad jurídica

Ahorro de tiempo, higiene y seguridad para los cuidados con Vario Safe

- Mayor tiempo para los cuidados gracias al manejo sencillo y al uso eficiente
- Las protecciones laterales pueden manejarse con una mano
- Favorece la movilización de las personas encamadas con una seguridad elevada
- Los conceptos de manejo uniformes permiten utilizar de forma intuitiva diferentes productos, lo que reduce el tiempo de formación y ahorra recursos.
- Los pieceros desmontables ofrecen el acceso libre para el cuidado de los pies o la fisioterapia en la cama
- Higiénico gracias a las superficies lisas sin esquinas ocultas o molestos paneles



Ideal para la movilización autónoma

Un elemento Vario Safe de 90 cm en el cabecero sirve como apoyo para la movilización autónoma segura. Facilita subir y bajar de la cama, además de ofrecer sujeción y orientación. Esto contribuye a preservar la movilidad de las personas encamadas durante el mayor tiempo posible.



Longitudes y posiciones según las necesidades al instante

El personal responsable de los cuidados puede adaptar y ajustar individualmente los elementos Vario Safe según sea necesario, ya sea para un nuevo ingreso o cuando cambia el grado de movilidad de una persona encamada.




Manejo intuitivo con una mano

Las protecciones laterales pueden elevarse con un sola mano a cualquier posición sin desbloquearse.



Acceso libre

Ya sea para la fisioterapia en la cama o para rutinas de cuidados más exhaustivas, el cabecero y el piecero pueden desmontarse sin tornillos y sin herramientas.



Seguridad meditada

Variable y seguro: el sistema impide el descenso involuntario de las protecciones laterales divididas cuando están bajo carga. Para activarlo, primero debe descargarse ligeramente el desbloqueo.



Limpieza higiénica

Los elementos de las protecciones laterales Vario Safe pueden limpiarse fácilmente y en profundidad, ya que no están ocultos tras paneles. Para efectuar la limpieza pueden dejarse en la cama o retirarse fácilmente.

Mi habitación es mi refugio, y mi cama se adapta constantemente a mis necesidades.

Persona encamada: calidez e individualidad

Confort a medida para la persona encamada y atmósfera de bienestar acogedora

- Apoyo seguro y satisfactorio: las personas encamadas se benefician de una adaptación individual a la medida de los cambios de su movilidad o de sus preferencias personales.
- En combinación con piezas acolchadas de alta calidad o por separado en cálidos acabados de madera: las personas encamadas disfrutan de un entorno acogedor y agradable.
- Los pieceros con barandilla ofrecen a la persona encamada la posibilidad de sujetarse si se siente poco segura.
- Los elementos laterales cortos en el lado de entrada y salida de la cama aseguran que la persona encamada se siente siempre en la posición óptima para una mayor seguridad y autonomía
- Hay detalles prácticos integrados: si se instalara temporalmente un pulsador de llamada, puede tenderse cómodamente a través del soporte para mando manual perfectamente accesible para la persona encamada.



Tejidos y costuras decorativas

Para los cabeceros y pieceros Nobla y los paneles laterales del sistema Vario Safe puede elegirse entre atractivos tejidos y polipiel. Los cabeceros y los pieceros están disponibles con un acolchado sencillo o con atractivas costuras decorativas.



Líneas verticales

En combinación con polipiel de alta calidad, las líneas verticales resultan especialmente elegantes.



Diseño en recuadros

Las costuras rectangulares del diseño en recuadros irradian alegría y energía, las mejores condiciones para la rehabilitación.



Diseño en rombos


A menudo, el diseño en rombos en muebles y prendas de vestir se asocia a un estilo de vida británico. Este diseño resulta elegante a la par que acogedor.



Siempre a mano

El soporte para mando manual permite colocar el mando manual, según sea necesario, en la parte exterior o en la parte interior orientado hacia la persona encamada.

Gracias al tendido de cables integrado del soporte también es posible montar en la barandilla un pulsador de llamada fácil y cómodamente accesible.



Acabados y acolchados: colores para cualquier estilo de decoración

El color de la cama para cuidados debería integrarse con armonía en el concepto cromático y decorativo de su institución, gustar a la persona encamada y, dado el caso, ser fácilmente reconocible para personas con limitaciones cognitivas. Stieglmeyer ofrece una extensa selección de acabados de madera y acolchados.



Descubra toda la variedad de acabados para el hogar de Stieglmeyer en el catálogo actual de cabeceros, pieceros y acabados.

Siempre todo a mano
sin necesidad de
herramientas. Hago
feliz a todos porque
puedo reaccionar con
rapidez.

Técnico interno: sin complicaciones ni herramientas

Adaptación y acondicionamiento rápidos y sin herramientas de camas para cuidados por los técnicos internos

- La adaptación sin herramientas ni conexiones roscadas para un cambio rápido de componentes ahorra tiempo.
- Se previenen los daños en los marcos de puerta y las camas, ya que la cama puede estrecharse 13 cm y acortarse 7 cm para maniobrar en espacios angostos.
- Sin riesgo de aplastamiento tampoco en la zona de regulación cercana al suelo, ya que los elementos laterales se desplazan hacia arriba en caso de chocar con un obstáculo.
- Puesto que las protecciones laterales también pueden elevarse en diagonal, queda descartado que se ladeen y se atasquen. Están concebidas de forma que cualquier posición puede ajustarse con precisión y sin esfuerzo.
- La protección encajable del bastidor posibilita una colocación segura y conforme a la normativa de los elementos laterales.
- El sistema de cierre patentado Vario Safe permite adaptar con rapidez la longitud, el ancho, las protecciones laterales, los cabeceros y los piecero sin herramientas.



* según el cabecero/piecero



* según el modelo

Reducir las medidas de transporte

En pocas maniobras, las camas pueden estrecharse hasta 13 cm y acortarse 7 cm para maniobrase en espacios angostos.

Concebido para ofrecer seguridad y capacidad de regulación fluida

El diseño meditado, condicionado entre otras cosas por la posibilidad de ajuste diagonal, se encarga de que las protecciones laterales puedan regularse siempre con facilidad y de que no puedan ladearse ni atascarse.





Alto grado de seguridad

No existe riesgo de aplastamiento en la zona de regulación cercana al suelo, ya que las protecciones laterales se desplazan hacia arriba si chocan con un obstáculo.



Protección encajable

La práctica protección encajable del bastidor asegura la colocación de los elementos laterales conforme a la normativa.



Cierres rápidos de seguridad patentados en todos los elementos

Adaptación rápida y sin herramientas de las protecciones laterales, los paneles, los cabeceros y los pieceros. Además, las dimensiones exteriores pueden reducirse fácilmente para el transporte.

El sistema modular puede adaptarse a la evolución de los cuidados



Protecciones laterales

Pueden elegirse ayudas a la movilización de 90 cm o protecciones laterales normativas de 110 cm.



Intercambiables

Los elementos laterales de 90 y 110 cm de longitud pueden intercambiarse entre sí en el cabecero y el piecero.



Cabeceros y pieceros

Cabeceros y pieceros clásicos sin barandilla altos o bajos, cabeceros y pieceros con barandilla o con molduras de madera maciza.



Complementos

Por ejemplo, una prolongación del plano de los gemelos para la Elvido.



Paneles laterales

A modo de complemento elegante sin desalineación respecto a la protección lateral en 3 longitudes, numerosos acabados, opcionalmente también acolchados.



Ampliación

Juego de ampliación Vario Safe para ampliar 10 cm una cama Libra o Elvido disponible sin necesidad de sustituir el cabecero ni el piecero.

Modelos de cama con Vario Safe

Ya sean modelos de la familia Libra o Elvido o la nueva cama ultrabaja Tereno con una altura de 15 cm, el sistema Vario Safe convence en todos y cada uno de estos modelos:



Tereno*



Elvido vervo y Elvido movo



Libra y Libra movo

*Ampliación no disponible



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Sede central / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Sede central / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com